

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/biurko-lekarskie-do-przychodni-p-1608.html>



Biuurko medyczne ALB-2110 120 cm z mobilnym kontenerem 3-szufladowym

Cena brutto	4 870,00 zł
Cena netto	3 959,35 zł
Cena poprzednia	4 915,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	ALB-2110
Kod producenta	ALB-2110-B_-PM_-0000-N

Opis produktu

Biuurko medyczne TECH-MED ALB-2110 z mobilnym kontenerem

TECH-MED ALB-2110 to biurko medyczne typu lada o szerokości **1200 mm** i wysokości **790 mm**, wyposażone w osobny **mobilny kontener z trzema szufladami**. Głębokość korpusu wynosi 580 mm, natomiast głębokość blatu 600 mm. Taki układ pozwala połączyć wygodną powierzchnię roboczą z podręcznym miejscem na dokumentację, materiały i akcesoria potrzebne podczas codziennej pracy.

Model może być stosowany jako stanowisko pracy m.in. w gabinecie lekarskim, poradni, przychodni oraz pomieszczeniu administracyjno-medycznym. Mobilny kontener można ustawić odpowiednio do organizacji stanowiska, dzięki czemu ALB-2110 daje większą swobodę aranżacji niż wariant ze szafką stanowiącą stałą część biurka.

Najważniejsze cechy biurka ALB-2110

- **szerokość 1200 mm i wysokość całkowita 790 mm**,
- głębokość korpusu 580 mm i głębokość blatu 600 mm,
- **mobilny kontener z 3 szufladami**,
- szuflady z systemem cichego domykania,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo w wybranym kolorze RAL,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, laminowany wysokociśnieniowym laminatem HPL,
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania,
- możliwość wyboru kolorystyki płyty i stelaża,
- standardowa gwarancja producenta 12 miesięcy z możliwością bezpłatnego wydłużenia do 24 miesięcy.

Mobilny kontener 3-szufladowy

Najważniejszym elementem wyróżniającym ALB-2110 jest **oddzielny mobilny kontener z trzema szufladami**. Zapewnia podręczne miejsce do przechowywania dokumentów, materiałów oraz akcesoriów, a jego ustawienie można dopasować do sposobu organizacji stanowiska pracy.

W odróżnieniu od wariantu ze stałą szafką, kontener ALB-2110 stanowi osobny element wyposażenia biurka. Pozwala to zachować większą elastyczność przy aranżacji miejsca pracy w gabinecie lub przychodni.

Blat postforming laminowany HPL

Blat wykonano z **plyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm**, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV oraz przeznaczona do dezynfekcji.

Głębokość blatu wynosi **600 mm**, natomiast głębokość korpusu biurka to **580 mm**. Zapewnia to przestrzeń do pracy z dokumentacją, komputerem oraz wyposażeniem potrzebnym na stanowisku.

Parametry biurka medycznego ALB-2110

Parametr	Wartość
Producent	TECH-MED
Seria	ALUMED
Model	ALB-2110
Typ	biurko medyczne typu lada
Szerokość	1200 mm
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Wysokość całkowita	790 mm
Blat	plyta wiórowa postforming 38 mm laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL
Stelaż	zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wypełnienie	plyta meblowa obustronnie laminowana
Wyposażenie	mobilny kontener z 3 szufladami
Szuflady	system cichego domykania
Nóżki biurka	100 mm, z możliwością poziomowania
Kolor stelaża	aluminium anodowane lub lakierowane proszkowo w kolorze RAL
Gwarancja standardowa	12 miesięcy
Wydłużona gwarancja	do 24 miesięcy bez dodatkowej opłaty

Kolorystyka biurka

Cena podstawowa obejmuje płyty z I grupy cenowej: **Biel alpejska, Jasny szary, Kość słoniowa, Dąb elegance, Olcha oraz Sosna loft biała**.

Kolory z II grupy cenowej są dostępne za dopłatą 10%: **Beżowy, Cappuccino, Pomarańczowy, Czerwień chilli, Jasny niebieski, Pastelowy niebieski, Niebieski, Zieleń mamba, Żółty, Morelowy oraz Jasny różowy**. Kolor należy wybrać w opcjach produktu.

Producent TECH-MED i systemy zarządzania

Producent TECH-MED stosuje certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normami **ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001**. Zakres certyfikacji obejmuje m.in. projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu i serwis mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego.

ALB-2110 a inne biurka medyczne 120 cm

Jeżeli potrzebujesz stanowiska o tej samej szerokości bez dodatkowego miejsca do przechowywania, zobacz [biurko medyczne ALB-2100](#). Alternatywą ze stałą szafką 3-szufladową jest [biurko medyczne TECH-MED ALB-2220](#).

Pozostałe warianty dostępne są w kategorii [biurka lekarskie i medyczne](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary

Wybierz kolor płyty laminowanej: Biel alpejska, Dąb elegance, Jasny szary, Kość słoniowa, Olcha, Sosna loft biała, Beżowy (+ 10.00%), Zieleń mamba (+ 10.00%), Żółty (+ 10.00%), Pomarańczowy (+ 10.00%), Cappuccino (+ 10.00%), Czerwień chilli (+ 10.00%), Niebieski (+ 10.00%), Jasny niebieski (+ 10.00%), Pastelowy niebieski (+ 10.00%), Jasny różowy (+ 10.00%), Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące