

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/biurko-medyczne-do-gabinetu-zabiegowego-p-1623.html>



Biuurko medyczne TECH-MED ALB-4250 160 cm – 5 szuflad, szafka i półka na klawiaturę

Cena brutto	5 094,00 zł
Cena netto	4 141,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	ALB-4250
Kod producenta	ALB-4250-B_-PM_-0000-N

Opis produktu

Biuurko medyczne TECH-MED ALB-4250 160 cm – 5 szuflad i szafka

TECH-MED ALB-4250 to szerokie biurko medyczne przeznaczone do organizacji stanowiska pracy w gabinecie lekarskim, zabiegowym, diagnostycznym lub innej przestrzeni placówki medycznej. Model ma szerokość 160 cm i rozbudowany układ przechowywania: **łącznie 5 szuflad**, szafkę z drzwiczkami i półką oraz wysuwaną półkę na klawiaturę.

Cztery szuflady o równej wysokości tworzą osobny moduł, natomiast dodatkowa piąta szuflada znajduje się w części z szafką. Takie zestawienie pozwala rozdzielić dokumentację, drobne wyposażenie i materiały używane przy stanowisku pracy, pozostawiając w zamykanej szafce miejsce na większe przedmioty.

Najważniejsze cechy modelu ALB-4250

- szerokość biurka 1600 mm,
- łącznie 5 szuflad – moduł 4 szuflad oraz dodatkowa szuflada przy szafce,
- szafka z drzwiczkami i półką wewnętrzną,
- wysuwana półka na klawiaturę,
- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, pokryty laminatem HPL,
- głębokość blatu 600 mm,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania,
- możliwość wyboru kolorystyki stelaża i płyty meblowej.

Konstrukcja i blat do codziennej pracy

Konstrukcję biurka wykonano z zamkniętych profili aluminiowych połączonych złączkami ABS. W konfiguratorze produktu można dobrać kolor lakierowanego proszkowo stelaża według palety RAL. Elementy zabudowy wykonane są z płyty meblowej obustronnie laminowanej.

Blat wykonano z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, pokrytej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV oraz dezynfekcję. Głębokość blatu wynosi 600 mm, natomiast głębokość korpusu biurka 580 mm.

Parametry biurka medycznego TECH-MED ALB-4250

Parametr	Wartość
Producent	TECH-MED
Model / numer katalogowy	ALB-4250
Typ produktu	Biurko medyczne / lekarskie
Wymiary	1600 × 580 × 790 mm (szer. × gł. × wys.)
Szerokość	1600 mm
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Wysokość	790 mm
Liczba szuflad	5 szt. – moduł 4 szuflad o równej wysokości + 1 dodatkowa szuflada
Szafka	1 szt. z drzwiczkami
Wypożyczenie szafki	1 półka
Półka na klawiaturę	Wysuwana
Blat	Płyta wiórowa typu postforming, grubość 38 mm
Wykończenie blatu	Wysokociśnieniowy laminat HPL odporny na promieniowanie UV oraz dezynfekcję
Stelaż	Zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wykończenie stelaża	Anodowane aluminium lub lakier proszkowy w kolorze z palety RAL
Wypełnienie	Płyta meblowa obustronnie laminowana
Nóżki	Wysokość 100 mm, z możliwością poziomowania
Maksymalne obciążenie blatu	20 kg
Maksymalne obciążenie szafki lub szuflady	10 kg
Kolory płyt – I grupa cenowa	Biel alpejska, jasny szary, kość słoniowa, dąb elegance, olcha, sosna loft biała
Kolory płyt – II grupa cenowa	Dopłata

Kolor stelaża i płyty meblowej

Kolorystykę biurka można dopasować do wyposażenia gabinetu. Stelaż dostępny jest w kolorach z palety RAL wskazanych w konfiguratorze produktu. Cena podstawowa obejmuje płyty z I grupy cenowej: biel alpejska, jasny szary, kość słoniowa, dąb elegance, olcha oraz sosna loft biała. Warianty płyt z II grupy cenowej są dostępne za dopłatą zgodnie z aktualną konfiguracją produktu.

Biurko 160 cm z rozbudowaną przestrzenią do przechowywania

ALB-4250 sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie poza dużą powierzchnią blatu potrzebne jest miejsce na uporządkowanie dokumentacji, akcesoriów oraz materiałów używanych przy stanowisku pracy. Pięć szuflad pozwala rozdzielić mniejsze elementy, a zamykana szafka z półką zapewnia dodatkową przestrzeń na większe wyposażenie.

Wysuwana półka na klawiaturę pozwala zorganizować stanowisko komputerowe bez zajmowania części głównego blatu.

Inne biurka lekarskie TECH-MED

Jeżeli potrzebujesz innego rozmiaru lub układu, zobacz całą kategorię [biurka lekarskie i medyczne](#). Mniejszą alternatywą jest [TECH-MED ALB-3340 140 cm z 4 szufladami](#) albo [TECH-MED ALB-2220 120 cm z szafką 3-szufladową](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, 3012, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminiowy, RAL 7035-szary

Wybierz kolor płyty laminowanej: Biel alpejska, Dąb elegance, Jasny szary, Kość słoniowa, Olcha, Sosna loft biała, Beżowy (+ 10.00%), Zieleń mamba (+ 10.00%), Żółty (+ 10.00%), Pomarańczowy (+ 10.00%), Cappuccino (+ 10.00%), Czerwień chilli (+ 10.00%), Niebieski (+ 10.00%), Jasny niebieski (+ 10.00%), Pastelowy niebieski (+ 10.00%), Jasny różowy (+ 10.00%), Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące