

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 19:42

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/chodzik-podporka-trojkołowa-z-hamulcem-składana-aluminium-p-531.html>



Chodzik podpórka trójkołowa z hamulcem składana aluminium

Cena brutto	369,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	341,67 zł
------------	------------------

Dostępność	W magazynie
------------	--------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	SM-P-TGO-P-RAPID
------------------	-------------------------

Opis produktu

Podpórka RAPID to ergonomiczny i lekki chodzik dla osób starszych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Gwarantuje stabilne wsparcie podczas codziennych czynności. Dzięki lekkiej aluminiowej ramie (waga tylko 4,4 kg) i kompaktowym wymiarom, doskonale sprawdza się zarówno w domu, jak i na zewnątrz.



Zdjęcie przedstawiające sposób użycia chodzika RAPID.

Chodzik trójkołowy z hamulcem RAPID:

- maksymalne obciążenie to 136kg (łącznie z zawartością torby - maksymalne obciążenie torby to 5kg)
- przeznaczony dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia
- ze względu na niską wagę jest odpowiednia dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa
- regulacja wysokości rączek w zakresie 84-94cm
- posiada praktyczną torbę zapinaną na zamek
- wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym
- lekka aluminiowa rama, chodzik waży tylko 4,4kg
- praktyczna - możliwość złożenia ułatwia transport
- zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją
- gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.







Chodzik RAPID zdjęcie z tyłu

Chodzik RAPID zdjęcie hamulca

Chodzik RAPID po złożeniu

WYMIARY:

- Szerokość całkowita: **68,5 cm**
- Długość całkowita: **67 cm**
- Wysokość całkowita: **84-94 cm**
- Średnica kół: **8"**
- Waga: **4,4 kg**
- Max obciążenie: **136 kg**
- Max obciążenie koszyka: **5 kg**

-
- Kolor ramy: **czarny**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.