

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/czerwona-waga-kuchenna-w-stylu-retro-p-291.html>

Czerwona waga kuchenna Salter 111 RDKR 5 kg z dużą tarczą – POWYSTAWOWA

Cena brutto **49,00 zł**Cena netto **39,84 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **111 RDKR**

Opis produktu

Czerwona waga kuchenna Salter z klasyczną tarczą

Salter 111 RDKR to analogowa waga do codziennego odmierzania składników, wyróżniająca się dużą, czytelną tarczą oraz czerwoną obudową inspirowaną stylistyką retro. Model waży produkty do **5 kg**, a stalowa misa ułatwia odmierzanie produktów sypkich, owoców i innych składników używanych podczas gotowania i pieczenia.

Duża analogowa tarcza i prosta obsługa

Duża, czytelna tarcza pozwala szybko odczytać wynik ważenia. Przed rozpoczęciem pomiaru wskazówkę można ustawić na pozycji zero za pomocą mechanicznego regulatora.

Klasyczna konstrukcja oznacza brak elektroniki, wyświetlacza i baterii. To proste rozwiązanie dla osób, które preferują tradycyjną wagę kuchenną.

Misa ze stali nierdzewnej

W zestawie znajduje się zdejmowana **misa ze stali nierdzewnej o pojemności 1,1 l**. Szeroka forma ułatwia wsypywanie oraz odmierzanie składników, a po zakończeniu pracy misę można zdjąć i umyć.

Specyfikacja techniczna

Marka	Salter
Model / MPN	111 RDKR
Rodzaj	mechaniczna waga kuchenna
Maksymalne obciążenie	5 kg
Podziałka	25 g
Sposób odczytu	analogowa tarcza ze wskazówką
Misa	stal nierdzewna
Pojemność misy	1,1 l
Zasilanie	nie wymaga baterii ani zasilania elektrycznego
Kolor	czerwony
Wymiary	ok. 25x23,5x21,5 cm
Stan produktu	powystawowy

Produkt powystawowy – ważna informacja

Oferowany egzemplarz jest produktem powystawowym. Produkt jest sprawny, jednak ze względu na wcześniejszą ekspozycję lub przechowywanie może posiadać ślady użytkowania, drobne rysy, otarcia oraz inne niewielkie niedoskonałości powierzchni.

Opakowanie może być uszkodzone – może posiadać wgniecenia, przetarcia, naderwania lub inne ślady magazynowania. Stan opakowania nie wpływa na działanie produktu.

Zdjęcia przedstawiają model oferowanej wagi. Poszczególne egzemplarze powystawowe mogą różnić się rodzajem i rozmieszczeniem drobnych śladów użytkowania.

Najważniejsze zalety Salter Retro 111 RDKR

- klasyczna mechaniczna konstrukcja bez baterii,
- maksymalny zakres ważenia 5 kg,
- podziałka 25 g,
- duża i czytelna analogowa tarcza,
- regulacja ustawienia wskazówki na zero,
- zdejmowana misa ze stali nierdzewnej,
- pojemność misy 1,1 l,
- charakterystyczna czerwona stylistyka retro.

Czerwona waga retro do codziennego użytku

Salter 111 RDKR łączy klasyczny sposób ważenia z dekoracyjnym wyglądem. Czerwona obudowa, chromowana obwódka tarczy oraz metalowa misa sprawiają, że waga może pozostać widocznym elementem wyposażenia kuchni, szczególnie we wnętrzach retro, vintage lub rustykalnych.

Jeżeli potrzebujesz modelu elektronicznego z dokładniejszą podziałką, zobacz także [pozostałe wagi kuchenne dostępne w SaleMED](#).