

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektroniczna-waga-kuchenna-p-449.html>



Waga kuchenna Salter Arc 1066 BKDR15 3 kg / 1 g z tarowaniem

Cena brutto **79,00 zł**

Cena netto **64,23 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1066 BKDR15**

Opis produktu

Salter Arc 1066 BKDR15 – kompaktowa waga kuchenna do codziennego ważenia

Salter Arc 1066 BKDR15 to elektroniczna waga kuchenna przeznaczona do odmierzania składników podczas gotowania i pieczenia. Maksymalne obciążenie wynosi **3 kg**, a podziałka pomiaru masy to **1 g**. Dzięki temu można wygodnie odmierzać mąkę, cukier, masło, bakalie i inne składniki używane w codziennych przepisach.

Czarna, smukła obudowa zajmuje niewiele miejsca na blacie i ułatwia przechowywanie w szufladzie lub szafce. Powierzchnia wykonana z tworzywa ABS jest łatwa do przetarcia po zakończeniu pracy.

Tarowanie Add & Weigh – kilka składników w jednej misce

Jedną z najpraktyczniejszych funkcji modelu Salter Arc jest **Add & Weigh**. Po postawieniu miski lub pojemnika na wadze można wyzerować wskazanie, dodać pierwszy składnik, ponownie wyzerować wynik i odmierzyć następny produkt bez opróżniania naczynia.

Takie rozwiązanie ułatwia przygotowanie ciasta, pieczywa, deserów i innych potraw wymagających odmierzania kilku składników po kolei. Zmniejsza również liczbę naczyń potrzebnych podczas przygotowywania posiłku.

Czytelny wyświetlacz LCD i zmiana jednostek

Wynik ważenia prezentowany jest na czytelnym **wyświetlaczu LCD**. Przycisk „unit” umożliwia zmianę jednostki pomiędzy gramami i uncjami, dzięki czemu można korzystać także z przepisów wykorzystujących brytyjski lub amerykański sposób zapisu masy.

- maksymalne obciążenie do 3 kg,
- podziałka pomiaru masy 1 g,
- funkcja tarowania Add & Weigh,
- ważenie kolejnych składników w jednym naczyniu,
- jednostki g i oz,
- czytelny wyświetlacz LCD,
- kompaktowa, smukła konstrukcja,
- łatwa do czyszczenia platforma z tworzywa ABS.

Specyfikacja Salter Arc 1066 BKDR15

Marka	Salter
Seria	Arc
Model / MPN	1066 BKDR15
Rodzaj	elektroniczna waga kuchenna
Kolor	czarny
Maksymalne obciążenie	3 kg
Podziałka pomiaru masy	1 g
Jednostki	g, oz
Wyświetlacz	LCD
Funkcja tarowania	tak - Add & Weigh
Materiał platformy	tworzywo ABS
Wymiary urządzenia	ok. 18x18x2,5 cm
Zasilanie	1 bateria CR2032
Bateria w zestawie	tak
Gwarancja sprzedawcy	24 miesiące

Obsługa i czyszczenie

Wagę można użytkować z dowolną odpowiednio dobraną miską lub pojemnikiem, a składniki można również układać bezpośrednio na platformie. Po zakończeniu ważenia powierzchnię wystarczy przetrzeć miękką, lekko wilgotną ściereczką. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.

Kompaktowe wymiary ułatwiają schowanie urządzenia po zakończeniu pracy. Waga jest zasilana pojedynczą baterią CR2032, która według danych produktu znajduje się w zestawie.

Zobacz również pozostałe [wagi kuchenne dostępne w SaleMED.pl](#).