

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektroniczna-waga-kuchenna-z-duzym-wyswietlaczem-p-451.html>



Waga kuchenna Salter MaxView 1085 BKDR 6 kg / 1 g z timerem i termometrem

Cena brutto **139,00 zł**

Cena netto **113,01 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1085 BKDR**

Opis produktu

Salter MaxView 1085 BKDR – waga kuchenna z dużym wyświetlaczem

Salter MaxView 1085 BKDR to elektroniczna waga kuchenna przeznaczona do codziennego odmierzania składników podczas gotowania i pieczenia. Maksymalne obciążenie wynosi **6 kg**, a podziałka pomiaru masy to **1 g**, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się zarówno przy niewielkich porcjach, jak i przy większych ilościach składników.

Charakterystyczną cechą modelu MaxView jest **duży, ustawiony pod kątem wyświetlacz**. Wynik można wygodnie odczytać także wtedy, gdy na platformie znajduje się większa miska lub naczynie. Czarna obudowa nadaje wadze nowoczesny, uniwersalny wygląd.

Tarowanie – kilka składników w jednym naczyniu

Funkcja **Add & Weigh** pozwala wyzerować wskazanie po dodaniu każdego składnika. Można więc postawić na wadze miskę, odmierzyć pierwszy produkt, wyzerować wynik i następnie dodawać kolejne składniki bez konieczności używania kilku naczyń.

Aquatronic – pomiar płynów

Salter 1085 BKDR posiada funkcję **Aquatronic**, umożliwiającą odmierzanie objętości płynów w mililitrach lub uncjach płynnych. Funkcja jest przeznaczona przede wszystkim do płynów na bazie wody, takich jak mleko, wino, bulion czy śmietana.

Producent zwraca uwagę, że oleje mają inną gęstość, dlatego przy ich pomiarze objętości wskazanie może być około 10% wyższe. Jeśli przepis podaje ilość oleju w gramach, najbezpieczniej korzystać z pomiaru masy.

Timer, zegar i temperatura w jednym urządzeniu

Model MaxView oferuje więcej niż standardowe ważenie. Wbudowany **timer** można ustawić w zakresie od 1 do 99 minut. Po zakończeniu odliczania uruchamia się sygnał dźwiękowy. Waga posiada również **zegar 24-godzinny** oraz funkcję wskazywania temperatury otoczenia.

- maksymalne obciążenie 6 kg,
- podziałka pomiaru masy 1 g,
- funkcja tarowania Add & Weigh,
- pomiar płynów Aquatronic,

-
- jednostki g, lb:oz, ml i fl.oz.,
 - timer do 99 minut,
 - zegar 24-godzinny,
 - pomiar temperatury otoczenia,
 - automatyczne wyłączenie,
 - duży wyświetlacz,
 - kolor czarny.

Dane techniczne Salter 1085 BKDR

Producent	Salter
Seria	MaxView
Model	1085 BKDR
Rodzaj	elektroniczna waga kuchenna
Maksymalne obciążenie	6 kg
Podziałka pomiaru masy	1 g
Jednostki	g, lb:oz, ml, fl.oz.
Pomiar płynów	tak, Aquatronic
Tarowanie	tak, Add & Weigh
Timer	tak, 1-99 minut
Zegar	tak, format 24-godzinny
Pomiar temperatury	tak, temperatura otoczenia
Zasilanie	4 baterie AA
Kolor	czarny
Przeznaczenie	użytek domowy
Gwarancja producenta	2 lata na warunkach określonych przez producenta

Wygodna waga do codziennego odmierzania składników

Połączenie dużego wyświetlacza, zakresu do 6 kg, tarowania i pomiaru płynów sprawia, że Salter MaxView 1085 BKDR może zastąpić kilka pomocniczych urządzeń wykorzystywanych podczas przygotowywania posiłków. Timer i zegar są dodatkowo dostępne bez konieczności sięgania po telefon lub osobny minutnik.

Zobacz także inne [wagi kuchenne dostępne w SaleMED.pl](http://SaleMED.pl).