

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-geriatryczny-z-pilotem-sterujacym-p-3122.html>



Fotel geriatryczny z funkcją wstawania RELAX na pilota

Cena brutto	1 820,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 685,19 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	2 800,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	W magazynie
------------	--------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	SM-TGO-FG
------------------	------------------

Opis produktu

Fotel geriatryczny z funkcją wstawania RELAX na pilota to pionizujący fotel dla seniora, osoby osłabionej lub użytkownika z ograniczoną sprawnością ruchową. Model został zaprojektowany do codziennego odpoczynku oraz wsparcia przy siadaniu i podnoszeniu się z pozycji siedzącej. Funkcja pionizacji pomaga użytkownikowi łatwiej przejść do pozycji stojącej, a sterowanie pilotem pozwala wygodnie dopasować ustawienie fotela do aktualnych potrzeb.

RELAX to dobry wybór wtedy, gdy zwykły fotel wypoczynkowy nie daje już wystarczającego wsparcia. Sprawdza się w opiece domowej, mieszkaniu seniora, pokoju opieki oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest wygoda użytkownika i mniejsze obciążenie opiekuna. Podwójny napęd, regulacja pozycji, podnóżek, pilot z portem USB oraz tylne koła transportowe sprawiają, że fotel jest praktyczny w codziennym użytkowaniu.

Fotel geriatryczny z funkcją wstawania — dlaczego warto wybrać model RELAX?

Największą zaletą modelu RELAX jest **funkcja wstawania**. Fotel pochyla się do przodu, wspierając użytkownika podczas przechodzenia z pozycji siedzącej do stojącej. To ważne szczególnie u seniorów, osób osłabionych, użytkowników z mniejszą siłą nóg oraz osób, które przy wstawaniu muszą mocno podpierać się rękami lub korzystać z pomocy opiekuna.

W praktyce fotel geriatryczny z funkcją wstawania może poprawić komfort codziennego odpoczynku i ułatwić organizację opieki. Użytkownik zyskuje wygodniejsze miejsce do siedzenia, odpoczynku i zmiany pozycji, a opiekun może ograniczyć wysiłek związany z częstą pomocą przy wstawaniu.

Najważniejsze zalety fotela geriatrycznego RELAX

- **funkcja pionizacji** — fotel pochyla się do przodu i ułatwia wstawanie oraz siadanie,
- **podwójny, niezależny napęd** — pozwala wygodnie dopasować pozycję oparcia i podnóżka,
- **pilot sterujący** — prosta obsługa pozycji fotela bez ręcznej regulacji,
- **port USB w pilocie** — możliwość ładowania wybranych urządzeń bez wstawania z fotela,
- **tylne koła transportowe** — łatwiejsze przesunięcie fotela w razie potrzeby,
- **tapicerka odporna na zabrudzenia** — praktyczna w codziennym użytkowaniu i opiece domowej,
- **udźwignięcie do 130 kg** — stabilna konstrukcja dla użytkownika zgodnego z parametrami produktu.

Dla kogo jest fotel pionizujący RELAX?

Fotel pionizujący RELAX jest przeznaczony dla osób starszych, użytkowników z ograniczoną mobilnością oraz osób osłabionych, które potrzebują wsparcia przy codziennym siadaniu, odpoczynku i wstawaniu. To rozwiązanie szczególnie przydatne wtedy, gdy senior ma trudność z podniesieniem się ze zwykłego fotela, kanapy lub niskiego siedziska.

Model sprawdzi się również u opiekunów, którzy chcą stworzyć wygodniejsze i bardziej funkcjonalne miejsce odpoczynku dla osoby starszej. Dzięki regulacji pozycji fotel może być używany do czytania, oglądania telewizji, drzemki, odpoczynku z uniesionymi nogami oraz przygotowania do wstania.

Fotel dla seniora na pilota — wygodna regulacja pozycji

Sterowanie pilotem jest jedną z najważniejszych cech tego modelu. Użytkownik może zmieniać ustawienie fotela bez wysiłku i bez konieczności ręcznej regulacji. To duża zaleta u osób starszych, które potrzebują prostego, czytelnego i wygodnego sposobu obsługi.

Podwójny napęd pozwala lepiej dopasować pozycję fotela do aktualnej potrzeby. Inne ustawienie sprawdzi się podczas odpoczynku, inne przy oglądaniu telewizji, a jeszcze inne wtedy, gdy użytkownik chce odciążyć nogi lub przygotować się do wstania.

Fotel pionizujący czy zwykły fotel relaksacyjny?

Zwykły fotel relaksacyjny może być wygodny, ale nie wspiera aktywnie użytkownika przy podnoszeniu się z pozycji siedzącej. **Fotel geriatryczny z funkcją wstawania** ma inną rolę — oprócz komfortu odpoczynku pomaga w zmianie pozycji i może ułatwić codzienne funkcjonowanie osoby starszej.

Jeżeli użytkownik ma problem z samodzielnym wstawaniem, mocno podpira się rękami albo wymaga pomocy drugiej osoby, model z pionizacją będzie praktyczniejszy niż klasyczny fotel wypoczynkowy. RELAX łączy funkcję odpoczynku z funkcją wsparcia przy wstawaniu, dlatego lepiej odpowiada na potrzeby seniorów i opieki domowej.

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Model RELAX jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Producent prezentuje ten model jako wyrób medyczny, dlatego należy korzystać z niego zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Fotel dostarczany jest w dużym stopniu przygotowany do użytkowania, a montaż obejmuje przede wszystkim osadzenie oparcia oraz podłączenie zasilania i pilota.

Tapicerka i codzienna opieka

Tapicerka fotela została zaprojektowana z myślą o regularnym użytkowaniu. Odporność na zabrudzenia ułatwia utrzymanie fotela w estetycznym stanie, co ma duże znaczenie w opiece domowej. Fotel może być używany w salonie, pokoju seniora lub przestrzeni opiekuńczej, gdzie liczy się wygoda użytkownika i łatwa obsługa przez opiekuna.

Parametry techniczne

Długość całkowita w pozycji siedzącej	85 cm
Wysokość całkowita w pozycji siedzącej	109 cm
Głębokość siedziska	43 cm
Wysokość oparcia	76 cm
Wysokość siedziska	51,5 cm
Szerokość całkowita	80 cm
Szerokość siedziska	55 cm
Wysokość podłokietników	12,5 cm
Długość całkowita w pozycji leżącej	159 cm
Wysokość całkowita w pozycji leżącej	89 cm
Długość całkowita w pozycji pionizującej	84 cm
Wysokość całkowita w pozycji pionizującej	129 cm
Kąt odchylenia oparcia	141°
Kąt podnoszenia podnóżka	89°
Kąt przechylenia przy pionizacji	17°
Waga fotela	43 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg
Rodzaj napędu	podwójny
Kolor tapicerki	Mocca

Co znajduje się w zestawie?

- fotel z ramą,
- oparcie fotela,
- przewód z zasilaczem,
- pilot sterujący z portem USB.

Produkty uzupełniające

Jeżeli kompletujesz bezpieczne i wygodne wyposażenie do opieki domowej, zobacz również [fotele geriatryczne z funkcją wstawania](#), [szafki przyłóżkowe](#), [balkoniki rehabilitacyjne](#) oraz [poręcze dla niepełnosprawnych](#).

FAQ

Czy fotel geriatryczny RELAX pomaga przy wstawaniu?

Tak. Model RELAX ma funkcję pionizacji, dzięki której fotel pochyla się do przodu i wspiera użytkownika podczas wstawania oraz siadania.

Dla kogo przeznaczony jest fotel geriatryczny z funkcją wstawania?

Fotel jest przeznaczony dla seniorów, osób osłabionych oraz użytkowników z ograniczoną mobilnością, którzy potrzebują wygodnego miejsca do odpoczynku i wsparcia przy zmianie pozycji.

Czy fotel RELAX jest sterowany pilotem?

Tak. Fotel jest sterowany pilotem, który pozwala wygodnie zmieniać ustawienie fotela. Pilot posiada również port USB do ładowania wybranych urządzeń.

Czy fotel ma regulowane oparcie i podnózek?

Tak. Podwójny, niezależny napęd pozwala wygodnie dopasować pozycję oparcia i podnóżka do odpoczynku, oglądania telewizji lub przygotowania do wstawania.

Czy fotel można przesunąć w inne miejsce?

Tak. Model RELAX ma dwa tylne koła transportowe, które ułatwiają przesunięcie fotela po lekkim przechyleniu.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela RELAX?

Maksymalne obciążenie fotela wynosi 130 kg.

Czy fotel RELAX nadaje się do opieki domowej?

Tak. Model RELAX jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i dobrze sprawdza się w opiece domowej, mieszkaniu seniora lub pokoju opieki.

Czy fotel wymaga skomplikowanego montażu?

Nie. Po dostawie należy osadzić oparcie na szynach montażowych oraz podłączyć przewód zasilający i pilot sterujący.