

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/komplet-ograniczajacy-ruchy-p-373.html>

Komplet ograniczający ruchy

Cena brutto **2 240,00 zł**Cena netto **2 074,07 zł**Cena poprzednia **2 410,00 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-TGO-PU-SVF3102**

Opis produktu

Prezentowany komplet pasów unieruchamiających pacjenta (komplet ograniczający ruchy / pasy psychiatryczne) w swoim składzie zawiera pas unieruchamiający na: kostki, tułów (z pasem na krocze), nadgarstki oraz uprząż na klatkę piersiową. Zadaniem tych produktów jest unieruchomienie pacjenta. Komplet ten stosowany jest nie tylko w placówkach medycznych, ale także w domu pacjenta. Wszystkie produkty z tego kompletu wykonane są wysokiej jakości materiałów i w 100 % z poliestru. Każdy z elementów kompletu zapinany jest za pomocą magnetycznych kluczy i dodatkowo wyposażone są w otwory. Otwory te zabezpieczone są metalowymi elementami, które nie ulegają korozji. Produkty znajdujące się w komplecie są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Ponadto pasy psychiatryczne są starannie wykonane i posiadają estetyczny wygląd. Pasy występują w rozmiarach; M, L oraz XL.

Zawartość zestawu: Magnetyczny komplet pasów unieruchamiających

Ilość	Opis elementu
1 szt.	Pas z w
2 szt.	Pasy na
2 szt.	Pasy na
1 szt.	Pas mo
1 szt.	Uprząż
1 szt.	Pas mo
15 / 16 szt.	Zamki
4 szt.	Klucze
1 szt.	Breloc
1 szt.	Torba t



Cechy kompletu:

- przeznaczony do unieruchomienia pacjenta
- pasy i uprząż mają dodatkowe wzmocnienia na całej długości
- produkty odporne i wytrzymałe na uszkodzenia
- otwory pasów i upręży zabezpieczone są metalowymi oczkami
- metalowe elementy pasów nie ulegają korozji
- produkty wykonane w 100% z poliestru
- elementy łatwe w utrzymaniu czystości
- odporne na pranie w wysokich temperaturach (90°)
- do czyszczenia można użyć środków chemicznych
- posiadają także możliwość sterylizacji w autoklawie
- pasy zapinane są za pomocą kluczy magnetycznych
- łatwe w obsłudze
- gwarancja: 24 miesiące
- nie zawierają lateksu - Latex free
- wykonanie z wysokiej jakości materiałów
- staranne i estetyczne wykonanie
- **pasy dostępne w rozmiarze M, L, XL**



Pas unieruchamiający na tułów



Pas unieruchamiający klatkę piersiową



Pasy unieruchamiające na ręce



Pasy unieruchamiające nogi

	Pas na tułów długość/szerokość	Uprząż na klatkę piersiową	Pasy na nadgarstki	Pasy na kostki
Rozmiar M	68 - 108 cm, 18 cm	uniwersalna	obwód 15 - 20 cm/ szer 8cm	obwód 19 - 25 cm/ szer 8cm
Rozmiar L	95 - 135 cm, 18 cm	uniwersalna	obwód 20 - 25 cm/ szer 8cm	obwód 25 - 30 cm/ szer 8cm
Rozmiar XL	115-150 cm, 18 cm	uniwersalna	obwód 25 - 30 cm/ szer 8cm	obwód 30 - 35 cm/ szer 8cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar kompletu: rozmiar M , rozmiar L , rozmiar XL