

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-prysznicowe-z-oparciem-p-26.html>



Taboret prysznicowy z oparciem dla seniora Timago TGR-R KP 350L do 136 kg

Cena brutto	131,00 zł
Cena netto	121,30 zł
Cena poprzednia	149,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-TGR-R KP 350L

Opis produktu

Krzesło pod prysznic dla seniora, gdy stanie podczas kąpieli jest trudne lub nie pewne

Taboret prysznicowy z oparciem dla seniora Timago TGR-R KP 350L to regulowane **krzesło pod prysznic** przeznaczone dla osoby starszej, użytkownika po zabiegu, osoby w trakcie rekonwalescencji lub każdego, kto potrzebuje stabilnego miejsca do siedzenia podczas kąpieli. Produkt pomaga wygodnie usiąść pod prysznicem, odciążyć nogi i zwiększyć pewność podczas codziennej higieny w łazience.

Ten model odpowiada na kilka realnych sposobów wyszukiwania: **taboret prysznicowy z oparciem**, **krzesło prysznicowe**, **stołek pod prysznic**, **siedzisko prysznicowe wolnostojące** oraz **krzesło do kąpieli dla osoby starszej**. Dzięki temu sprawdzi się w domowej łazience, kabinie prysznicowej, przy brodziku oraz w codziennej opiece nad seniorem lub osobą z ograniczoną mobilnością.

Taboret prysznicowy, krzesło prysznicowe czy stołek pod prysznic?

Klienci często szukają tego samego typu produktu różnymi nazwami. Jedna osoba wpisuje „taboret prysznicowy z oparciem”, druga „krzesło pod prysznic dla mamy”, a inna „stołek do kąpieli dla seniora”. Model Timago TGR-R KP 350L odpowiada właśnie na tę potrzebę: daje stabilne, wolnostojące miejsce do siedzenia podczas kąpieli, bez konieczności montowania siedziska do ściany.

Oparcie pleców, boczne uchwyty i regulowana wysokość sprawiają, że jest to wygodniejsze rozwiązanie niż prosty stołek bez podparcia. Produkt jest szczególnie przydatny wtedy, gdy użytkownik szybciej się męczy, ma problem z długim stanieniem albo potrzebuje spokojniejszej pozycji podczas mycia.

Dlaczego model Timago TGR-R KP 350L sprawdzi się w codziennej kąpieli?

- **Oparcie pleców** – zwiększa wygodę podczas siedzenia i daje dodatkowe podparcie w czasie kąpieli.
- **Udźwig do 136 kg** – model przeznaczony jest dla wielu użytkowników potrzebujących stabilnego siedziska pod prysznic.
- **Regulacja wysokości 36-46 cm** – pozwala dopasować wysokość siedziska do wzrostu użytkownika i warunków w łazience.
- **Szerokie siedzisko 49 × 29 cm** – zapewnia wygodną powierzchnię do siedzenia podczas prysznica.
- **Boczne uchwyty** – pomagają stabilnie ułożyć ciało podczas siadania i korzystania z krzesła.
- **Antypoślizgowe nasadki na nóżkach** – poprawiają przyczepność na mokrym podłożu i pomagają ograniczyć przesuwanie się krzesła.

- **Lekka konstrukcja** – waga 3,38 kg ułatwia przestawianie, wyjmowanie z kabiny i przechowywanie.
- **Model wolnostojący** – nie wymaga wiercenia ani stałego montażu do ściany.

Dla kogo jest taboret prysznicowy z oparciem?

Taboret prysznicowy Timago TGR-R KP 350L polecamy osobom starszym, użytkownikom po zabiegach, osobom po urazach, w trakcie rehabilitacji oraz wszystkim, którzy potrzebują wygodniejszego i stabilniejszego sposobu korzystania z prysznica. To praktyczna pomoc do kąpieli także dla opiekunów, którzy wspierają podopiecznego w codziennej higienie.

Produkt dobrze sprawdzi się wtedy, gdy problemem jest długie stanie pod prysznicem, niepewność na mokrej powierzchni, osłabienie nóg albo potrzeba odpoczynku podczas mycia. Krzesło można ustawić w kabinie, przy brodziku lub w innym miejscu łazienki, a po użyciu przestawić lub wyjąć.

Kiedy wybrać model wolnostojący zamiast siedziska montowanego do ściany?

Model Timago TGR-R KP 350L jest krzesłem wolnostojącym. To dobre rozwiązanie, gdy nie chcesz wiercić w ścianie, łazienka jest używana przez kilka osób albo siedzisko ma być wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest potrzebne. W przeciwieństwie do siedziska ściennego można je łatwo przestawić i dopasować do aktualnej sytuacji.

Przed zakupem warto sprawdzić wymiary kabiny, szerokość wejścia, rodzaj brodzika i stabilność ustawienia na mokrym podłożu. Przygotowaliśmy do tego praktyczny poradnik: [jak dobrać krzesło prysznicowe do kabiny i sprawdzić stabilność przed użyciem](#). Dzięki temu łatwiej ocenisz, czy lepszy będzie taboret prysznicowy wolnostojący, krzesło z oparciem czy siedzisko montowane do ściany.

Jeżeli porównujesz różne rozwiązania do bezpiecznej kąpieli, sprawdź również kategorię [krzesła prysznicowe](#). Do kompletnego wyposażenia łazienki dla seniora lub osoby z ograniczoną mobilnością warto dobrać także [poręczce dla niepełnosprawnych](#) oraz inne [artykuły sanitarne](#).

Wsparcie w łazience po zabiegu, przy osłabieniu lub ograniczonej mobilności

Krzesło pod prysznic z oparciem może być pomocne po zabiegu, w okresie rekonwalescencji, przy osłabieniu nóg lub wtedy, gdy użytkownik obawia się utraty równowagi podczas kąpieli. Szerokie siedzisko, oparcie i uchwyty boczne pozwalają przyjąć wygodniejszą pozycję niż przy zwykłym stołku prysznicowym.

Jeśli kompletujesz łazienkę po zabiegu lub dla osoby starszej, praktycznym uzupełnieniem może być także [nakładka na sedes z uchwytami bocznymi](#), która ułatwia siadanie i wstawanie z toalety.

Dane techniczne

Model / numer katalogowy	SM-TGO-TGR-R KP 350L
Kod EAN	5902983720072
Szerokość całkowita	49 cm
Głębokość	44 cm
Wysokość siedziska	36-46 cm
Wymiary siedziska	49 x 29 cm
Waga produktu	3,38 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy taboret prysznicowy Timago TGR-R KP 350L nadaje się dla seniora?

Tak. Model z oparciem, bocznymi uchwytami i regulacją wysokości jest przeznaczony dla osób, które potrzebują stabilnego miejsca do siedzenia podczas kąpieli. Sprawdzi się u seniorów, osób po zabiegach i użytkowników z ograniczoną mobilnością.

Jaki jest maksymalny udźwóg tego krzesła pod prysznic?

Maksymalne obciążenie taboretu prysznicowego Timago TGR-R KP 350L wynosi 136 kg.

Czy wysokość siedziska można regulować?

Tak. Wysokość siedziska można regulować w zakresie 36-46 cm, co pozwala dopasować taboret do wzrostu użytkownika oraz warunków w kabinie prysznicowej.

Czy ten taboret prysznicowy wymaga montażu do ściany?

Nie. Jest to model wolnostojący, dlatego nie wymaga wiercenia ani przykręcania do ściany. Można go przestawić, wyjąć spod

prysznicu albo używać tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Czy taboret zmieści się w małej kabynie prysznicowej?

Przed zakupem warto zmierzyć wolną przestrzeń w kabynie. Produkt ma szerokość całkowitą 49 cm i głębokość 44 cm, dlatego najlepiej porównać te wymiary z szerokością wejścia oraz miejscem pod prysznicem.

Czym różni się taboret prysznicowy z oparciem od zwykłego stołka?

Taboret z oparciem daje dodatkowe podparcie pleców i zwykle zapewnia wygodniejszą pozycję podczas kąpieli. Zwykły stołek prysznicowy zajmuje mniej miejsca, ale nie daje takiego wsparcia osobie, która szybciej się męczy lub ma problem z długim stanieniem.