

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv15-p-bez-licznika-czasu-pracy-p-998.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 P przejezdna 15 W (Atest PZH)

Cena brutto	713,00 zł
Cena netto	579,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBV-15-P
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 P – mobilna dezynfekcja pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza **NBV-15 P** to przejezdny sterylizator UV-C przeznaczony do okresowej dezynfekcji pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej. Model ten sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się powtarzalność procedur higienicznych, wygoda użytkowania oraz możliwość szybkiego przenoszenia urządzenia pomiędzy pomieszczeniami.

Urządzenie jest produkowane przez **Ultraviol Polska** i – zgodnie z informacją produktową – **posiada Atest PZH**, co zwiększa wiarygodność zastosowania w środowisku medycznym i profesjonalnym.

Najważniejsze zalety modelu NBV-15 P

- **Mobilna konstrukcja na kółkach** – łatwe przemieszczanie lampy między salami i gabinetami.
- **Promiennik UV-C 15 W** – skuteczne wsparcie dezynfekcji małych pomieszczeń.
- **Odbłyśnik z aluminium odbłaskowego** – lepsze ukierunkowanie promieniowania na dezynfekowaną strefę.
- **Obrót kopuły do 270°** – wygodne ustawienie kąta naświetlania do układu pomieszczenia.
- **Prosta obsługa** – przewód zasilający zakończony standardową wtyczką do gniazda 230 V.
- **Praca ciągła** – urządzenie przystosowane do regularnego użytkowania zgodnie z procedurami placówki.

Zastosowanie

Lampa UV-C NBV-15 P znajduje zastosowanie m.in. w:

- gabinetach zabiegowych i opatrunkowych,
- salach chorych,
- przychodniach i punktach medycznych,
- laboratoriach i aptekach,
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

Dane techniczne – NBV-15 P

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 15 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 0,9 W/m²

-
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
 - **Dezynfekowana powierzchnia:** 6–8 m²
 - **Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlenia):** 270°
 - **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
 - **Typ obudowy:** IP20
 - **Rodzaj pracy:** ciągła
 - **Wymiary kopuły:** 500 × 85 × 135 mm
 - **Masa kopuły:** 2 kg
 - **Wysokość statywu:** 1800 mm
 - **Przewód zasilający:** zakończony wtyczką do kontaktu

Informacja bezpieczeństwa (UV-C)

Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu. Lampę należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania oraz procedurami BHP, w pomieszczeniach wyłączonych z obecności osób i zwierząt na czas naświetlania.

Dlaczego ten model jest dobrym wyborem dla placówki?

NBV-15 P łączy mobilność, prostą obsługę i parametry odpowiednie do dezynfekcji mniejszych pomieszczeń. Dzięki konstrukcji przejezdnej można wykorzystać jedno urządzenie w kilku pomieszczeniach, co ułatwia organizację pracy i ogranicza koszty wyposażenia.

FAQ, pytania od Klientów

1. Do jakich pomieszczeń przeznaczona jest lampa NBV-15 P?

Lampa sprawdza się w małych pomieszczeniach wymagających kontroli czystości mikrobiologicznej, np. gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, laboratoriach czy aptekach.

2. Jaka powierzchnia może być dezynfekowana tym modelem?

Producent podaje zakres 6–8 m² (w zależności od warunków pracy i procedury dezynfekcji).

3. Czy lampa NBV-15 P ma atest PZH?

Tak, zgodnie z informacją produktową lampa posiada Atest PZH.

4. Czy podczas pracy lampy mogą przebywać ludzie w pomieszczeniu?

Nie. Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu, dlatego lampę należy stosować zgodnie z instrukcją i procedurami BHP, w pomieszczeniu wyłączonym z obecności osób i zwierząt.

5. Czy lampę można łatwo przestawiać między pomieszczeniami?

Tak. To model przejezdny na kółkach, dzięki czemu można wygodnie używać go w różnych strefach placówki.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.