

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/niebieska-waga-kuchenna-w-stylu-retro-p-453.html>



Niebieska analogowa waga kuchenna Salter 111 BLKR 5 kg / 25 g – POWYSTAWOWA

Cena brutto **49,00 zł**

Cena netto **39,84 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **111 BLKR**

Opis produktu

Niebieska waga kuchenna Salter 111 BLKR – klasyczny pomiar bez elektroniki

Salter 111 BLKR to mechaniczna waga kuchenna w niebieskiej obudowie, wyposażona w dużą analogową tarczę oraz zdejmowaną misę ze stali nierdzewnej. Klasyczna konstrukcja pozwala korzystać z wagi bez baterii, ładowania i zasilania sieciowego.

Zakres ważenia do **5 kg** sprawdzi się przy odmierzaniu składników do codziennego gotowania, pieczenia, przygotowywania przetworów oraz większych porcji produktów. Skala posiada podziałkę **25 g**, dlatego model jest przeznaczony przede wszystkim do typowych prac kuchennych, a nie do odmierzania pojedynczych gramów.

Analogowa tarcza i prosta obsługa

Wynik odczytywany jest bezpośrednio ze wskazówki na dużej tarczy. Waga nie posiada elektronicznego wyświetlacza ani układów wymagających baterii. To praktyczne rozwiązanie dla osób szukających tradycyjnej wagi kuchennej o prostej konstrukcji.

Niebieska obudowa oraz klasyczna forma nawiązują do stylistyki retro i vintage, dzięki czemu waga może pozostawać widocznym elementem wyposażenia kuchennego blatu.

Misa ze stali nierdzewnej 1,1 l

Na górze wagi znajduje się zdejmowana **misa ze stali nierdzewnej o pojemności 1,1 l**. Ułatwia ona odmierzanie mąki, cukru, kaszy, ryżu, owoców oraz innych składników, które trudno byłoby wygodnie położyć bezpośrednio na wadze.

Po zakończeniu ważenia misę można zdjąć i umyć. **Misa jest przystosowana do mycia w zmywarce**, co ułatwia utrzymanie jej w czystości.

Najważniejsze parametry Salter 111 BLKR

Producent	Salter
Model / numer katalogowy	111 BLKR
Rodzaj	mechaniczna / analogowa waga kuchenna
Maksymalne obciążenie	5 kg

Podziałka skali	25 g
Pojemność misy	1,1 l
Materiał misy	stal nierdzewna
Zasilanie	nie wymaga baterii ani zasilania elektrycznego
Kolor	niebieski
Wymiary	25x23,5x21,5 cm
Stan produktu	powystawowy

Co oznacza produkt powystawowy?

Oferowany egzemplarz jest **produktem powystawowym**. Mógł być wcześniej rozpakowany, prezentowany lub przechowywany poza fabrycznie zamkniętym opakowaniem.

Na obudowie, misie lub innych elementach mogą znajdować się **rysy, otarcia oraz inne ślady użytkowania lub ekspozycji**. Opakowanie może być uszkodzone, wgniecione, naderwane albo niepełnowartościowe.

Produkt jest sprawny. Ślady wizualne wynikające ze stanu powystawowego nie zmieniają jego podstawowego przeznaczenia. Zdjęcie prezentuje model produktu, dlatego dokładny stan kosmetyczny konkretnego egzemplarza może się różnić.

Dla kogo będzie dobrym wyborem?

Salter 111 BLKR będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które wolą tradycyjną wagę mechaniczną od modeli elektronicznych. Zakres do 5 kg pozwala ważyć zarówno niewielkie porcje produktów, jak i większe ilości składników potrzebnych podczas gotowania, pieczenia czy przygotowywania domowych przetworów.

Jeżeli potrzebujesz wagi z podziałką 1 g, warto porównać również [elektroniczne i mechaniczne wagi kuchenne dostępne w SaleMED.pl](#).