

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/obrotowy-taboret-prysznicowy-p-1728.html>

Mały taboret prysznicowy obrotowy do kabiny Timago TGR-R KP-O 5021

Cena brutto	106,00 zł
Cena netto	98,15 zł
Cena poprzednia	115,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TGR-R KP-O 5021

Opis produktu

Mały taboret prysznicowy obrotowy do kabiny Timago TGR-R KP-O 5021 to wolnostojący stołek pod prysznic dla osób, które potrzebują stabilnego miejsca do siedzenia podczas mycia, ale nie mają miejsca na większe krzesło z oparciem. Obrotowe siedzisko ułatwia zmianę pozycji w kabinie bez przesuwania całego taboretu, dlatego model sprawdzi się w małej łazience, przy wannie oraz w codziennej higienie seniora lub osoby z ograniczoną sprawnością.

Ten **taboret pod prysznic z obrotowym siedziskiem** jest dobrym wyborem wtedy, gdy zwykły stołek trzeba przestawiać, a w kabinie jest mało miejsca. Model Timago TGR-R KP-O 5021 łączy niewielką szerokość całkowitą, regulowaną wysokość i lekką konstrukcję, dlatego można go łatwo ustawić pod prysznicem, przenieść lub schować po kąpeli.

Dla kogo jest obrotowy stołek pod prysznic Timago?

Taboret prysznicowy obrotowy Timago TGR-R KP-O 5021 warto wybrać dla osoby, która chce siedzieć podczas mycia, ale nie potrzebuje dużego krzesła prysznicowego z oparciem. To praktyczne rozwiązanie do małej kabiny prysznicowej, ciasnej łazienki, mieszkania seniora oraz miejsc, w których liczy się łatwe ustawienie siedziska bez stałego montażu.

Produkt odpowiada na częsty problem: użytkownik potrzebuje siedziska pod prysznic, ale kabina jest zbyt mała na większe krzesło, a przesuwanie zwykłego taboretu po mokrej powierzchni jest niewygodne. Obrotowe siedzisko pozwala łatwiej zmienić pozycję podczas kąpieli, co zwiększa wygodę codziennej higieny.

Najważniejsze przewagi taboretu prysznicowego obrotowego

- **Obrotowe siedzisko** ułatwia zmianę pozycji podczas mycia bez przesuwania całego taboretu.
- **Mała szerokość całkowita 33 cm** pomaga ustawić taboret w mniejszej kabinie prysznicowej.
- **Regulacja wysokości 34,5-52 cm** pozwala dopasować siedzisko do wzrostu użytkownika.
- **Okrągłe siedzisko 32 cm** zapewnia wygodne miejsce do siedzenia podczas kąpieli.
- **Antypoślizgowe gumowe nasadki** poprawiają stabilność taboretu na mokrej posadzce.
- **Lekka aluminiowa rama** ułatwia przenoszenie i ustawianie taboretu w łazience.
- **System TF** ułatwia montaż taboretu bez skomplikowanych czynności.

Dane techniczne taboretu prysznicowego Timago TGR-R KP-O 5021

Model
Rodzaj produktu
Potoczne nazwy

Timago TGR-R KP-O 5021
taboret prysznicowy obrotowy
stołek pod prysznic, taboret pod prysznic, siedzisko pod prysznic

Siedzisko	okrągłe, obrotowe, z wytrzymałego PCV
Średnica siedziska	32 cm
Regulacja wysokości	34,5–52 cm
Szerokość całkowita	33 cm
Konstrukcja	aluminiowa rama
Nasadki	gumowe, antypoślizgowe
System montażu	system TF ułatwiający montaż
Waga	1,95 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Zastosowanie	prysznic, mała kabina prysznicowa, łazienka, wanna, codzienna higiena

Kiedy wybrać taboret obrotowy, a kiedy inne siedzisko prysznicowe?

Problem lub potrzeba użytkownika

Mała kabina prysznicowa i mało miejsca
Trudność z obracaniem się podczas mycia
Potrzeba podparcia pleców
Potrzeba uchwytów przy wstawaniu
Siedzisko ma być zamontowane na stałe

Najlepszy wybór

taboret prysznicowy obrotowy Timago TGR-R KP-O 5021
stołek pod prysznic z obrotowym siedziskiem
krzesło prysznicowe z oparciem
taboret prysznicowy z uchwytami
siedzisko prysznicowe montowane do ściany

Dlaczego ten taboret sprawdzi się w małej kabinie?

W małej kabinie prysznicowej pełne krzesło z oparciem może zajmować zbyt dużo miejsca. Taboret prysznicowy Timago TGR-R KP-O 5021 ma szerokość całkowitą 33 cm, dlatego jest łatwiejszy do ustawienia w ograniczonej przestrzeni. Obrotowe siedzisko pozwala zmienić pozycję bez przesuwania całego taboretu, co jest praktyczne podczas codziennego mycia.

Jeżeli porównujesz różne siedziska do kąpiei, zobacz również kategorię [krzesła prysznicowe](#). Jeśli nie potrzebujesz funkcji obrotu, ale zależy Ci na bocznych uchwytach i szerszym siedzisku, sprawdź [taboret prysznicowy z uchwytami i siedziskiem 50x30 cm](#). Gdy siedzisko ma być zamontowane na stałe, porównaj także [siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych](#).

Jaki problem rozwiązuje taboret prysznicowy obrotowy?

Ten model pomaga wtedy, gdy użytkownik chce wygodniej usiąść podczas kąpieli, ale nie ma miejsca na duże krzesło prysznicowe. Sprawdza się również wtedy, gdy zwykły taboret pod prysznic jest niewygodny, bo trzeba go przesuwać, aby zmienić pozycję. Obrotowe siedzisko ułatwia obrót ciała w kabinie, a regulacja wysokości pomaga dopasować taboret do wzrostu użytkownika.

Więcej wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego siedziska znajdziesz w poradniku [jak dobrać krzesło prysznicowe do wymiarów kabiny](#).

FAQ – najczęstsze pytania

Czy taboret Timago TGR-R KP-O 5021 nadaje się do małej kabiny prysznicowej?

Tak. Szerokość całkowita taboretu wynosi 33 cm, dlatego model dobrze sprawdzi się w mniejszych kabinach, w których pełne krzesło prysznicowe z oparciem może zajmować zbyt dużo miejsca.

Czy siedzisko w tym taborecie jest obrotowe?

Tak. Taboret ma okrągłe, obrotowe siedzisko. Dzięki temu użytkownik może łatwiej zmienić pozycję podczas mycia bez przesuwania całego taboretu po mokrej powierzchni.

Czy ten stołek pod prysznic jest dobry dla seniora?

Tak, może być dobrym wyborem dla seniora, który potrzebuje niewielkiego, lekkiego siedziska do kabiny prysznicowej. Jeżeli senior potrzebuje podparcia pleców lub uchwytów do wstawania, lepszym wyborem będzie krzesło prysznicowe z oparciem albo taboret z poręczami.

Jaką wysokość ma taboret prysznicowy Timago?

Wysokość siedziska można regulować w zakresie 34,5–52 cm. Regulacja pozwala dopasować taboret do wzrostu użytkownika i warunków w łazience.

Jakie jest maksymalne obciążenie taboretu?

Maksymalne obciążenie taboretu wynosi 110 kg.

Czym taboret obrotowy różni się od zwykłego taboretu pod prysznic?

Najważniejszą różnicą jest obrotowe siedzisko. Zwykły taboret trzeba często przestawiać lub obracać całym ciałem, a w tym modelu użytkownik może łatwiej zmienić pozycję siedząc na siedzisku.