

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/okragla-waga-kuchenna-z-zestawem-desek-do-krojenia-p-454.html>



Okrągła waga kuchenna z zestawem desek do krojenia

Cena brutto **30,00 zł**

Cena netto **24,39 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1092**

Opis produktu

Innowacyjna, okrągła waga kuchenna z kompletem desek do krojenia

Waga kuchenna z nowoczesnym rozwiązaniem w postaci wymiennej platformy do ważenia, która służyć może jako deska do krojenia. W komplecie znajduje się kilka desek w różnych kolorach. Prezentowana elektroniczna waga kuchenna jest dość cienka - ok. 5 cm, dzięki czemu łatwo ją przechowywać.

Waga posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wymiarach 5,5 x 2,4 cm, co sprawia, że z łatwością można odczytać wynik pomiaru.

Waga wyposażona jest w timer, który można ustawić nawet na 99 minut.

Waga daje możliwość ważenia zarówno w kilogramach, jak i w funtach. Produkty można ważyć bezpośrednio na platformie wagi oraz w misce. Co więcej, możliwe jest zerowanie rezultatu ważenia, a tym samym możliwe jest ważenie więcej niż jednego produktu jednocześnie w tym samym naczyniu. Pozwala to oszczędzić czas oraz zmniejsza ilość naczyń do mycia.

Waga kuchenna zasilana jest przy pomocy jednej baterii CR2032, która znajduje się w zestawie. Urządzenie waży z dokładnością do jednego grama, przy maksymalnym obciążeniu do 3 kg.

Produkt ma wymiary 25,5 x 4,6 x 25,5 cm i dostępny jest w kolorze białym.

Cechy wagi kuchennej:

- unikalna wymienna platforma do ważenia
- kilka wymiennych platform w różnych kolorach
- wymienne platformy służą jako deski do krojenia
- platformy można myć w zmywarce do naczyń
- możliwość ważenia zarówno w kilogramach jak i w funtach
- możliwość ważenia zarówno bezpośrednio na platformie oraz przy użyciu miski
- funkcja dodawania i zerowania daje możliwość ważenia kilku produktów w jednym naczyniu
- duży wyświetlacz LCD z łatwymi do odczytania cyframi
- timer z możliwością ustawienia aż do 99 minut
- łatwa do przechowywania - grubość ok. 5 cm
- kolor: biały
- wyświetlacz LCD: 5,5 x 2,4 cm
- zasilanie: jedna bateria CR2032
- maksymalne obciążenie: 3 kg
- czułość: 1 g
- wymiary: 25,5 x 4,6 x 25,5 cm.