

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/osprzet-do-kabiny-ugul-standard-ii-71-elementow-p-2406.html>



Zestaw standard II do UGUL - 71 elementów z Pętlą Glissona

Cena brutto **1 999,00 zł**

Cena netto **1 850,93 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-FX-O-KSS-STANDARD-2**

Opis produktu

Zestaw standard II do UGUL – 71 elementów z Pętlą Glissona

Zestaw standard II do UGUL to gotowy komplet osprzętu do kabiny UGUL przeznaczony do ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń samowspomaganych, czynno-biernych oraz ćwiczeń z oporem. Wariant ten został przygotowany dla gabinetów i placówek, które potrzebują nie tylko linek, podwieszek i ciężarków, ale także elementów specjalistycznych, takich jak Pętla Glissona, mankiety nadgarstkowo-kostkowy, mankiety udowy, pas stabilizacji ud oraz uchwyty metalowe na linkę.

Skrót parametryczny: 71 elementów • 13 linek i podwieszek w układzie funkcjonalnym • 7 ciężarków miękkich od 0,5 do 4,0 kg • 30 esików metalowych • 1 mankiety nadgarstkowo-kostkowy • 1 mankiety udowy • 1 pas FC03 • 1 Pętla Glissona • 2 uchwyty metalowe U4010. To wariant bardziej kompaktowy niż zestawy maksimum i pełny, ale nadal dający szeroki zakres pracy terapeutycznej.

Jeżeli porównujesz różne konfiguracje, zobacz także [komplety osprzętu UGUL](#) oraz [elementy osprzętu UGUL](#), gdzie znajdziesz pojedyncze linki, podwieszki, mankiety, pasy i akcesoria do rozbudowy stanowiska.

Najważniejsze parametry zestawu


Nazwa zestawu	Zestaw standard II do UGUL
Liczba elementów	71
Linki	13 szt. w układzie do ćwiczeń w odciążeniu, samowspomaganych i z obciążeniem
Podwieszki	13 szt. do kończyn, miednicy, klatki piersiowej, głowy i stóp
Ciężarki miękkie	7 szt. (0,5–4,0 kg)
Esiki	30 szt.
Dodatkowe elementy	KC26, KC27, FC03, US02, U4010

Zastosowanie

ćwiczenia w odciążeniu, czynno-bierne, samowspomagane,
ćwiczenia z oporem

Co zawiera zestaw standard II do UGUL?

Poniżej znajdziesz pełny skład zestawu wraz z ilościami. Taka rozpiska ułatwia szybkie porównanie wariantu standard II z zestawem podstawowym, standardowym 82 elementy, minimum, maksimum i pełnym.

Zdjęcie	Element zestawu	Symbol	Ilość
	Linka 160 cm do UGUL	KC01	4 szt.
	Linka 96 cm do UGUL	KC02	6 szt.
	Linka 245 cm do UGUL	KC03	1 szt.
	Linka 375 cm do UGUL	KC05	2 szt.
	Podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm	KC06	2 szt.
	Podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm	KC07	2 szt.
	Podwieszka pod miednicę	KC08	1 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
	730 x 230 mm		
		Symbol	Ilość
	Podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm	KC09	1 szt.
	Podwieszka pod głowę 150 x 530 mm	KC10	1 szt.
	Podwieszka stóp 75 x 610 mm	KC11	2 szt.
	Podwieszka dwustawowa ze skóry (pelota + pas)	KC12	4 szt.
	Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm	KC13	1 szt.
	Kamaszek skórzany do wyciągu 135 x 170 mm	KC14	1 szt.
	Cieżarek miękki 0,5 kg	KC17	1 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
		Symbol	Ilość
	Ciężarek miękki 1,0 kg	KC18	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 1,5 kg	KC19	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 2,0 kg	KC20	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 2,5 kg	KC21	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 3,0 kg	KC22	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 4,0 kg	KC23	1 szt.
			
	Esik metalowy	KC24	30 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
		Symbol	Ilość
	Mankiet nadgarstkowo-kostkowy	KC26	1 szt.
			
	Mankiet udowy ze skóry	KC27	1 szt.
			
	Pas do stabilizacji ud (pelota + paski)	FC03	1 szt.
			
	Pętla Glissona z orczykiem	US02	1 szt.
	Uchwyt metalowy na linkę	U4010	2 szt.

Dlaczego warto wybrać wariant standard II?

Wariant standard II warto pozycjonować jako zestaw kompaktowy, ale nadal bardzo funkcjonalny. Dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest gotowy komplet do kabiny UGUL z elementami specjalistycznymi, bez przechodzenia od razu na bardziej rozbudowane zestawy maksimum lub pełny.

W praktyce ten zestaw wyróżnia się połączeniem linek, podwieszek i ciężarków z elementami dodatkowymi, które rozszerzają zakres pracy terapeutycznej: Pętlą Glissona, mankietami, pasem FC03 oraz uchwytami U4010. Dzięki temu może być dobrym wyborem jako wyposażenie gabinetu fizjoterapii, ośrodka rehabilitacji, sanatorium lub prywatnego stanowiska do prowadzenia

kinezyterapii.

Zastosowanie zestawu

Zestaw standard II do UGUL pozwala prowadzić terapię ruchem w różnych konfiguracjach, zależnie od planu ćwiczeń i doboru poszczególnych elementów osprzętu.

- ćwiczenia czynno-bierne,
- ćwiczenia czynne w odciążeniu,
- ćwiczenia samowspomagane,
- ćwiczenia z oporem,
- praca z elementami specjalistycznymi, takimi jak Pętla Glissona i mankiety.

Powiązane elementy

Jeżeli chcesz rozbudować stanowisko albo uzupełnić zużyte elementy, poniżej znajdziesz produkty z tej samej grupy tematycznej. Taka sekcja pomaga również porządkować cały klaster osprzętu UGUL i PUR w sklepie.

- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [podwieszka stóp KC11](#)
- [esik do podwieszek UGUL](#)
- [Pętla Glissona z orczykiem US02](#)
- [mankiet udowy KC27](#)
- [pas stabilizacji ud FC03](#)