

Podwiesie do SI



Cena brutto	4 400,00 zł
Cena netto	4 074,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KSS-IS-T

Opis produktu

Podwiesie do SI - Metalowa Konstrukcja do Terapii Integracji Sensomotorycznej

Podwiesie do SI to wszechstronny element wyposażenia, który znajduje zastosowanie w różnych placówkach, takich jak ośrodki rehabilitacyjne, szkoły oraz centra terapii specjalizujące się w metodzie integracji sensorycznej (SI). Nasze podwiesie SI, w tym wolnostojące podwiesie typu T, to metalowa konstrukcja stworzona z myślą o wielozmysłowej stymulacji i kompleksowej terapii.

Właściwości Podwiesia do SI:

Podwiesie SI wyróżnia się solidną konstrukcją, wykonaną z kształtowników zamkniętych, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Metalowa rama jest lakierowana proszkowo, co chroni ją przed uszkodzeniami i korozją. Dodatkowo, całość jest rozbieralna, co ułatwia transport i przechowywanie.

Bezpieczeństwo i Komfort:

Nasze podwiesie do sprzętu SI jest wyposażone w osłony antyfrazowe z miękkiej pianki, pokryte łatwo zmywalnym materiałem, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę podczas terapii. Sześć haków do podwieszania umożliwia elastyczne i efektywne wykorzystanie różnorodnych zawiesi, wspierających różne aspekty integracji sensorycznej.

Dane Techniczne:

- **Długość:** 290 cm
- **Szerokość:** 350 cm
- **Wysokość:** 240 cm
- **Waga:** 160 kg

Podwiesie SI to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto szuka solidnego i funkcjonalnego wyposażenia do terapii sensorycznej. Dzięki swojej konstrukcji i wszechstronności, idealnie sprawdzi się w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach terapeutycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka MEDI: BRAK , Medi 01 , Medi 02 , Medi 03 , Medi 04 , Medi 05 , Medi 06 , Medi 07 , Medi 08 , Medi 12 , Medi 15 , Medi 16 , Medi 17 , Medi 18 , Medi 20 , Medi 21 , Medi 22 , Medi 23 , Medi 24 , Medi 27 , Medi 28 , Medi 30 , Medi 31 , Medi 32 , Medi 33 , Medi 34 , Medi 36 , Medi 53 , Medi 54 , Medi 55

Kolor konstrukcji: Biały , Szary