

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podwieszka-do-rehabilitacji-stop-kc11-skaj-p-3065.html>

Podwieszka stóp KC11 ze skaju do UGUL i PUR

Cena brutto **51,50 zł**Cena netto **47,69 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **KC11-skaj**

Opis produktu

Podwieszka stóp KC11 ze skaju do UGUL i PUR

Podwieszka stóp KC11 ze skaju do UGUL i PUR to zmywalny element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz wybranych konfiguracji terapii funkcjonalnej kończyn dolnych. Model znajduje zastosowanie w kabinach [UGUL](#) oraz w systemach [PUR](#), wspierając prowadzenie terapii w gabinetach fizjoterapii, poradniach rehabilitacyjnych, oddziałach szpitalnych i innych placówkach medycznych.

Wersja wykonana ze skaju została przygotowana z myślą o intensywnym użytkowaniu. Gładka, zmywalna powierzchnia ułatwia czyszczenie i dezynfekcję po zakończonej terapii, co ma szczególne znaczenie tam, gdzie osprzęt wykorzystywany jest przez wielu pacjentów w ciągu dnia. Dzięki temu podwieszka KC11 dobrze sprawdza się w środowisku medycznym i rehabilitacyjnym, gdzie liczą się higiena, trwałość i wygoda codziennego użytkowania.

Zastosowanie podwieszki stóp KC11

Model KC11 stosowany jest do stabilnego podwieszenia stóp podczas ćwiczeń prowadzonych w warunkach odciążenia. Może być wykorzystywany w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, pourazowej oraz funkcjonalnej, zależnie od programu usprawniania i konfiguracji stanowiska UGUL lub PUR. To praktyczny element osprzętu wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kontrolowane podparcie stóp i stawu skokowego.

W praktyce model ten bywa wyszukiwany również jako podwieszka na kostkę do UGUL, podwieszka do stawu skokowego lub podwieszka do rehabilitacji stóp, dlatego na karcie uwzględniono także spotykane warianty nazewnictwa.

Najważniejsze cechy produktu

- model: **KC11-skaj** (spotykany także jako **KC11**, **KC-11** i **KC/11**),
- przeznaczenie: **podwieszenie i stabilizacja stóp w systemach UGUL i PUR**,
- materiał zewnętrzny ze **skaju** ułatwiającego czyszczenie i dezynfekcję,
- zastosowanie w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu kończyn dolnych,
- praktyczne rozwiązanie do gabinetów, poradni i placówek rehabilitacyjnych,
- kompatybilność z osprzętem do kinezyterapii w kabinach UGUL i PUR.

Parametry techniczne

Typowy wymiar części materiałowej wynosi około **76 x 610 mm**. Format podwieszki ułatwia wygodne i stabilne ułożenie stóp podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych wymagających odciążenia i prowadzenia ruchu w kontrolowanych warunkach.

Skrót parametryczny: podwieszka stóp KC11 do UGUL i PUR, wersja zmywalna ze skaju, wymiary około 76 × 610 mm, przeznaczona do ćwiczeń w podwieszeniu i odciążeniu kończyn dolnych. Model polecany do gabinetów fizjoterapii, poradni rehabilitacyjnych i oddziałów, w których ważne są higiena, szybkie czyszczenie oraz wygodne użytkowanie osprzętu. Produkt stosowany pod nadzorem specjalisty wspiera terapię funkcjonalną i ćwiczenia usprawniające.

Dla kogo będzie odpowiednia?

To dobry wybór dla fizjoterapeutów, gabinetów rehabilitacyjnych, szpitali oraz placówek kompletujących [podwieszki zmywalne do UGUL i PUR](#) lub inne [elementy osprzętu UGUL](#). Model KC11 sprawdza się w terapii, w której potrzebne jest wygodne podwieszenie stóp, łatwe utrzymanie osprzętu w czystości i szybkie przygotowanie stanowiska do kolejnych ćwiczeń.

Jeżeli kompletujesz całe stanowisko do ćwiczeń w podwieszeniu, warto dobrać także inne podwieszki, linki rehabilitacyjne i akcesoria montażowe z tej samej grupy, aby stworzyć spójny zestaw do pracy w systemie UGUL lub PUR.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Podwieszka stóp KC11 najczęściej pracuje jako część większego zestawu do ćwiczeń w podwieszeniu. Przy kompletowaniu stanowiska warto dobrać także inne akcesoria z tej samej grupy, aby zbudować funkcjonalny zestaw UGUL lub PUR.

- [podwieszka pod miednicę KC08](#)
- [podwieszka ud i ramion KC07](#)
- [podwieszka przedramienia i podudzia KC06](#)
- [pas do wyciągu za miednicę KC13](#)
- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [karabińczyk do podwieszek UGUL](#)