

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podwieszka-ud-i-ramion-kc07-ze-skaju-p-2915.html>



Podwieszka ud i ramion KC07 ze skaju do UGUL i PUR

Cena brutto **65,00 zł**

Cena netto **60,19 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC07-skaj**

Opis produktu

Podwieszka ud i ramion KC07 ze skaju do UGUL i PUR to zmywalny element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz wybranych konfiguracji terapii z oporem. Model znajduje zastosowanie w kabinach [UGUL](#) oraz w systemach [PUR](#), wspierając prowadzenie terapii w gabinetach fizjoterapii, poradniach rehabilitacyjnych i placówkach medycznych.

Wersja wykonana ze skaju została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w środowisku medycznym i rehabilitacyjnym. Gładka, zmywalna powierzchnia ułatwia czyszczenie i dezynfekcję po zakończonej terapii, co jest szczególnie istotne tam, gdzie osprzęt wykorzystywany jest przez wielu pacjentów w ciągu dnia.

Zastosowanie podwieszki KC07-skaj

Podwieszka KC07 stosowana jest do stabilnego i komfortowego podparcia ud oraz ramion podczas ćwiczeń ruchowych prowadzonych w warunkach odciążenia. Może być wykorzystywana w terapii ortopedycznej, neurologicznej, pourazowej i funkcjonalnej, zależnie od programu rehabilitacji oraz konfiguracji stanowiska UGUL lub PUR.

Najważniejsze cechy produktu

- model: **KC07-skaj** (spotykany także jako **KC/07** oraz **KC-07**),
- przeznaczenie: **podwieszenie ud i ramion w systemach UGUL i PUR**,
- materiał zewnętrzny ze **skaju** ułatwiającego czyszczenie i dezynfekcję,
- dwa metalowe zaczepy do mocowania osprzętu,
- zastosowanie w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu,
- rozwiązanie odpowiednie do gabinetów, poradni i oddziałów rehabilitacyjnych.

Parametry techniczne

Wymiary części materiałowej wynoszą około **54 × 13,5 cm (540 × 135 mm)**. Format podwieszki ułatwia stabilne ułożenie i wygodne zastosowanie podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych wymagających podparcia ud lub ramion.

Skrót parametryczny: podwieszka ud i ramion KC07-skaj do UGUL i PUR, materiał zmywalny ze skaju, wymiary 54 × 13,5 cm, dwa zaczepy do mocowania. Model przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu i odciążeniu w rehabilitacji prowadzonej pod nadzorem specjalisty.

Podstawowe parametry

-
- Model: KC07-skaj
 - Kompatybilność: UGUL, PUR
 - Przeznaczenie: stabilizacja ud i ramion
 - Materiał: skaj
 - Wymiary: 54 × 13,5 cm
 - Mocowanie: 2 zaczepy metalowe

Dla kogo będzie odpowiednia?

To praktyczny wybór dla fizjoterapeutów, gabinetów rehabilitacyjnych, oddziałów szpitalnych i placówek kompletujących [podwieszki zmywalne do UGUL i PUR](#) lub inne [elementy osprzętu UGUL](#). Wersja skajowa sprawdza się szczególnie tam, gdzie liczy się szybkie przygotowanie osprzętu do kolejnej terapii.

Jeżeli potrzebujesz także innych elementów do ćwiczeń w podwieszeniu, warto dobrać podwieszki kończyn, linki rehabilitacyjne i akcesoria montażowe z tej samej grupy produktowej, aby stworzyć spójne stanowisko do rehabilitacji.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Podwieszka KC07-skaj najczęściej pracuje jako część większego zestawu do ćwiczeń w podwieszeniu. Przy kompletowaniu stanowiska warto dobrać także inne akcesoria z tej samej grupy, aby zbudować funkcjonalny zestaw UGUL lub PUR.

- [podwieszka przedramienia i podudzia KC06](#)
- [podwieszka pod głowę KC10](#)
- [podwieszka stóp KC11](#)
- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [linka rehabilitacyjna KC01](#)
- [karabińczyk do podwieszeń UGUL](#)