

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pomocnik-kosmetyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-3007.html>



Asystor medyczny TECH-MED A1-S(1) 0H18N9 z 1 szufladą

Cena brutto	1 850,00 zł
Cena netto	1 712,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	A1-S(1)
Kod producenta	A1-01-S(1)-KO-0000-K4.6

Opis produktu

TECH-MED A1-S(1) 0H18N9 – mobilny asystor z jedną szufladą

TECH-MED A1-S(1) w wykonaniu **0H18N9** to mobilny asystor medyczny z jedną szufladą, stałą wysokością 800 mm i polem odkładczym o wymiarach **400 × 400 mm**. Jednoszufladowa konstrukcja sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest niewielka liczba zamkniętych przestrzeni do przechowywania oraz łatwo dostępna powierzchnia robocza przy stanowisku.

Wariant ma kod **A1-01-S(1)-KO-0000-K4.6**. Szuflada, górna część korpusu oraz pięcioramienna podstawa są wykonane ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. Front szuflady może zostać dodatkowo polakierowany na wybrany kolor z palety RAL – jest to opcja dodatkowo płatna.

Jedna szuflada i pole robocze 400 × 400 mm

Asystor ma **1 szufladę z frontem o wysokości 130 mm**. Wymiary zewnętrzne korpusu z jedną szufladą wynoszą **450 × 450 × 155 mm**, natomiast górna część tworzy pole odkładcze stanowiące powierzchnię roboczą o wymiarach **400 × 400 mm**.

Taki układ pozwala oddzielić drobniejsze elementy przechowywane w szufladzie od wyposażenia odkładanego na górnej powierzchni. W tym wariantcie nie należy utożsamiać wymiaru zewnętrznego korpusu 450 × 450 mm z wymiarem pola roboczego 400 × 400 mm.

Stal kwasoodporna 0H18N9 i opcjonalny front RAL

Szuflada oraz podstawa są wykonane ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Standardowa konfiguracja zachowuje stalowe wykończenie, a kolorystyczną zmianę można wprowadzić przez dodatkowo płatne lakierowanie frontu szuflady na wybrany kolor z palety RAL.

Lakierowanie frontu zmienia wygląd przedniej części szuflady, ale nie zmienia liczby szuflad, wysokości asystora ani wymiarów pola odkładczego.

Pięcioramienna podstawa – 5 kół, w tym 3 z blokadą

Podstawa ma średnicę **600 mm** i jest wyposażona w **5 podwójnych kół o średnicy 55 mm** w obudowach z tworzywa sztucznego. **Trzy koła posiadają blokadę**, co umożliwia zabezpieczenie asystora po ustawieniu go przy stanowisku.

Przed przemieszczaniem szuflady powinna być zamknięta. Asystor należy użytkować na równej, poziomej powierzchni zapewniającej stabilne ustawienie.

Stała wysokość 800 mm i maksymalne obciążenie 10 kg

TECH-MED A1-S(1) ma **stałą wysokość całkowitą 800 mm** i nie posiada regulacji wysokości.

Maksymalne obciążenie całego asystora wynosi **10 kg**. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone pomiędzy pole odkładcze i szufladę. Wartość 10 kg dotyczy całego asystora, a nie samej szuflady.

Wyrób medyczny klasy I

Typ **A1-S(1)** należy do rodziny Asystory A i jest **wyrobem medycznym klasy I**. Jest przeznaczony do użytkowania w placówkach medycznych jako mobilny element wyposażenia wspomagający przechowywanie i przemieszczanie instrumentów oraz urządzeń medycznych.

Asystor nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wyrób powinien być użytkowany przez wykwalifikowany personel medyczny w pomieszczeniach medycznych.

Mycie i dezynfekcja

Powierzchnie należy myć ciepłą wodą o temperaturze około 40°C z dodatkiem delikatnego detergentu i przy użyciu miękkiej tkaniny, która nie rysuje powierzchni. Po myciu pozostałości środka należy usunąć czystą wodą i dokładnie osuszyć powierzchnie.

Nie należy stosować środków ściernych, silnych detergentów, rozpuszczalników organicznych, preparatów kwaśnych i alkalicznych ani środków wybielających. Nie stosować sterylizacji parowej ani wodnej. Przed pierwszym użyciem wyrób powinien zostać poddany dezynfekcji; wykaz dopuszczonych preparatów znajduje się w dołączonej instrukcji obsługi.

Dane techniczne TECH-MED A1-S(1) 0H18N9

Marka	TECH-MED
Rodzina	Asystory A
Typ	A1-S(1)
Kod produktu	A1-01-S(1)-KO-0000-K4.6
Klasa wyrobu	wyrób medyczny klasy I
Liczba szuflad	1
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary zewnętrzne korpusu z szufladą	450 × 450 × 155 mm
Materiał szuflady	stal kwasoodporna 0H18N9
Pole odkładcze / powierzchnia robocza	400 × 400 mm, stal kwasoodporna 0H18N9
Wysokość całkowita	800 mm, wysokość stała

Średnica podstawy	600 mm
Podstawa	pięcioramienna, stal kwasoodporna 0H18N9
Koła	5 podwójnych kół Ø55 mm w obudowach z tworzywa sztucznego
Blokady kół	3
Maksymalne obciążenie całkowite	10 kg, równomiernie rozłożone na polu odkładczym i w szufladzie
Opcja kolorystyczna	lakierowanie frontu szuflady na wybrany kolor RAL – opcja dodatkowo płatna

Czy ten wariant odpowiada Twoim potrzebom?

Ten model warto rozważyć, jeżeli potrzebujesz **jednej szuflady, wykonania 0H18N9, stałej wysokości 800 mm i pola roboczego 400 × 400 mm**. Jeżeli chcesz zachować układ jednej szuflady, ale wybrać stal lakierowaną proszkowo, zobacz [lakierowany wariant TECH-MED A1-S\(1\) z 1 szufladą](#).

Jeżeli ważniejsza jest większa liczba oddzielnych przestrzeni przy zachowaniu wykonania 0H18N9, porównaj [variant 0H18N9 z 2 szufladami](#). Pozostałe konfiguracje możesz [porównać według materiału, liczby szuflad i rodzaju blatu](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor frontu: nie wybrano , RAL 9003-biały (+ 50,00 zł), RAL9001-kremowy (+ 50,00 zł), RAL 1013-perłowy (+ 50,00 zł), RAL 1015-beżowy (+ 50,00 zł), RAL 1018-żółty (+ 50,00 zł), RAL 3015-jasny różowy (+ 50,00 zł), RAL 3000-czerwony (+ 50,00 zł), RAL 1034-brzoskwiniowy (+ 50,00 zł), RAL 2008-pomarańczowy (+ 50,00 zł), RAL 5021-morski (+ 50,00 zł), RAL 6033-seledynowy (+ 50,00 zł), RAL 6027-lekko zielony (+ 50,00 zł), RAL 6019-jasny zielony (+ 50,00 zł), RAL 6018-zielony (+ 50,00 zł), RAL 5012-niebieski (+ 50,00 zł), RAL 5017-ciemny niebieski (+ 50,00 zł), RAL 5002-granatowy (+ 50,00 zł), RAL 9006-aluminowy (+ 50,00 zł), RAL 7035-szary (+ 50,00 zł)