

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/powystawowa-waga-lazienkowa-salter-9141-pk3r-rozowa-analizator-bmi-160-kg-p-3546.html>



Powystawowa waga łazienkowa Salter 9141 PK3R różowa – analizator BMI 160 kg

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9141 PK3R

Opis produktu

Salter 9141 PK3R OUTLET – różowa waga łazienkowa z analizatorem BMI

Nie musisz wybierać wyłącznie fabrycznie nowego produktu, aby korzystać z funkcji elektronicznej wagi osobowej. **Powystawowa Salter 9141 PK3R** to różowy model ze szklaną platformą, przeznaczony do pomiaru masy ciała i szacunkowej analizy jego składu. Wersja OUTLET oferowana jest w obniżonej cenie ze względu na stan powystawowy.

Urządzenie obsługuje ważenie do **160 kg z podziałką 100 g**. Oprócz kilogramów pozwala uzyskać informacje o szacowanej zawartości tłuszczu i wody w organizmie oraz wskaźniku BMI.

Produkt powystawowy – co warto wiedzieć przed zakupem?

Uwaga: oferowana waga jest produktem powystawowym, a nie fabrycznie nowym. Mogła być wykorzystywana do ekspozycji, prezentacji lub demonstracji produktu.

Z tego względu należy uwzględnić możliwość występowania następujących niedoskonałości:

- drobnych rys, zarysowań lub otarć na obudowie i powierzchni urządzenia;
- śladów dotykania, przenoszenia i wcześniejszej ekspozycji;
- otwartego, pogniecionego lub uszkodzonego opakowania;
- innych wizualnych śladów przechowywania i użytkowania.

Niższa cena wynika ze stanu powystawowego. Poszczególne egzemplarze mogą różnić się zakresem śladów użytkowania.

Kontrola masy, tłuszczu, wody i BMI

Salter 9141 PK3R wykorzystuje metodę **BIA – bioimpedancję elektryczną**. Analiza opiera się na niewielkim sygnale elektrycznym oraz danych użytkownika zapisanych w pamięci urządzenia.

Model udostępnia cztery podstawowe informacje:

- **Masę ciała** – standardowy pomiar wagi użytkownika.

- **Poziom tkanki tłuszczowej** – szacunkową wartość procentową.
- **Zawartość wody** – orientacyjny procentowy udział wody w organizmie.
- **BMI** – wskaźnik obliczany na podstawie masy i wzrostu.

Wyniki analizy mają charakter orientacyjny. Ich interpretacja powinna uwzględniać między innymi nawodnienie organizmu, porę pomiaru i poziom aktywności fizycznej. Waga nie jest urządzeniem do diagnostyki medycznej.

Jedna waga dla czterech użytkowników

Salter 9141 umożliwia skonfigurowanie **4 osobnych profili**. Domownicy mogą zapisać dane potrzebne do analizy, w tym wiek, płeć i wzrost.

Urządzenie zapamiętuje ustawienia użytkowników. Nie należy jednak mylić tej funkcji z zapisem pełnej historii pomiarów.

Jak wykonać pomiar?

Do zwykłego ważenia wystarczy umieścić wagę na twardej, równej podłodze, uruchomić ją i stanąć nieruchomo na platformie.

Przeprowadzenie analizy składu ciała wymaga wcześniejszego wybrania profilu. Następnie należy stanąć **bosymi stopami na metalowych elektrodach**, zachowując nieruchomą pozycję do zakończenia odczytu.

Najlepiej porównywać wyniki wykonywane regularnie w podobnych warunkach. Pojedyncze wahania poziomu tłuszczu i wody nie muszą oznaczać rzeczywistej zmiany składu ciała.

Różowe wykończenie i szklana platforma

Waga ma charakterystyczne różowe elementy widoczne pod przezroczystą szklaną platformą. Cztery metalowe pola kontaktowe służą do analizy BIA, a wyświetlacz LCD do prezentacji wyników.

Przybliżone wymiary urządzenia wynoszą **30x30x2,5 cm**. Smukła konstrukcja nie zajmuje wiele miejsca w łazience.

Specyfikacja techniczna – Salter 9141 PK3R OUTLET

Parametr	Dane produktu
Marka	Salter
Model	9141 PK3R Ultra Slim
Rodzaj produktu	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem
Stan	Powystawowy – OUTLET
Kolor	Różowy
Obciążenie maksymalne	160 kg
Podziałka masy	100 g / 0,1 kg
Analiza składu ciała	BIA – bioimpedancja elektryczna
Pomiar tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Pomiar zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Wskaźnik BMI	Tak
Pamięć użytkowników	4 profile
Platforma	Szklana z metalowymi elektrodami
Wyświetlacz	LCD

Parametr	Dane produktu
Jednostki masy	kg, lb, st
Rodzaj zasilania	1 bateria CR2032 (w zestawie)
Wymiary	Okolo 30x30x2,5 cm
Opakowanie	Może nosić ślady otwierania lub uszkodzenia
Przeznaczenie	Użytek domowy

Bezpieczeństwo użytkowania analizatora

Funkcja BIA wykorzystuje słaby sygnał elektryczny. Z analizy nie powinny korzystać osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi. W okresie ciąży analiza składu ciała może być niemiarodajna. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta.

Produkt OUTLET czy nowa waga Salter 9141?

Wersja powystawowa jest propozycją dla osób, które akceptują możliwe niedoskonałości wizualne lub ślady na opakowaniu w zamian za niższą cenę.

Jeśli zależy Ci na egzemplarzu nowym i pełnowartościowym, sprawdź [nową różową wagę Salter 9141 PK3R z analizatorem składu ciała](#).

Możesz również porównać pozostałe [wagi łazienkowe w sklepie SaleMED](#), w tym modele klasyczne i z dodatkowymi funkcjami analizy.