

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/powystawowa-waga-osobowa-salter-9115-sv3r-ultra-slim-pomiar-tluszczu-i-bmi-p-3550.html>



Powystawowa waga osobowa Salter 9115 SV3R Ultra Slim – pomiar tłuszczu i BMI

Cena brutto **49,00 zł**

Cena netto **39,84 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Salter 9115 SV3R – sprawdzaj masę ciała i obserwuj zmiany w czasie

Nie każda zmiana masy ciała mówi wszystko o jego składzie. **Salter 9115 SV3R Ultra Slim** to elektroniczna waga łazienkowa, która oprócz kilogramów pozwala sprawdzić szacunkowe parametry organizmu, takie jak zawartość tkanki tłuszczowej, wody, masa mięśniowa i wskaźnik BMI.

Urządzenie przeznaczone jest do domowego użytku. Może służyć zarówno do zwykłego ważenia, jak i do obserwowania zmian składu ciała podczas regularnych pomiarów. Maksymalne obciążenie wynosi **180 kg**.

Jakie informacje pokazuje analizator Salter 9115?

Model wykorzystuje technologię **BIA (bioimpedancji elektrycznej)**, opartą na pomiarze oporu elektrycznego tkanek. Na podstawie pomiaru i zapisanych danych użytkownika urządzenie oblicza orientacyjne wartości poszczególnych parametrów.

- **Masa ciała** – podstawowy wynik ważenia, z podziałką 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowa procentowa zawartość tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny udział wody w składzie ciała.
- **Masa mięśniowa** – dodatkowy parametr pomagający obserwować zmiany w czasie.
- **BMI** – wskaźnik obliczany na podstawie masy ciała i wzrostu.

Wyniki analizy BIA mają charakter szacunkowy. Największą wartość użytkową daje porównywanie kolejnych odczytów wykonanych w podobnych warunkach. Waga nie jest urządzeniem przeznaczonym do diagnostyki medycznej.

Pamięć dla 10 osób – wygodna waga dla domowników

Z jednej wagi może korzystać kilku członków rodziny. Salter 9115 SV3R pozwala zapisać ustawienia **10 użytkowników**, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem ponownie wpisywać wszystkich danych wykorzystywanych podczas analizy.

Przed wykonaniem pomiaru składu ciała wystarczy wybrać odpowiedni profil. Funkcja przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy domownicy chcą prowadzić własne, niezależne obserwacje.

Przezroczyste szkło i smukła konstrukcja Ultra Slim

Platforma wagi została wykonana ze szkła, a srebrne elementy oraz metalowe pola pomiarowe nadają jej charakterystyczny wygląd. Przezroczysta powierzchnia sprawia, że urządzenie prezentuje się lekko i nie dominuje wizualnie w łazience.

Wyświetlacz LCD prezentuje wyniki bezpośrednio na urządzeniu. Do codziennego ważenia nie jest potrzebne korzystanie z aplikacji w telefonie.

Jak korzystać z wagi, aby porównywać wyniki?

Warunki pomiaru mają znaczenie, szczególnie przy analizie składu ciała. Dla większej powtarzalności odczytów warto przestrzegać kilku zasad:

- Ustaw wagę na twardym, równym i stabilnym podłożu.
- Wykonuj pomiary o zbliżonej porze dnia.
- Przy analizie BIA korzystaj z wagi boso, zapewniając kontakt stóp z elektrodami.
- Podczas ważenia stój nieruchomo.
- Porównuj wyniki w dłuższym okresie zamiast oceniać pojedynczy pomiar.

Nawodnienie, posiłki i aktywność fizyczna mogą wpływać na szacunkowe wyniki analizy składu ciała.

Produkt powystawowy – ważne informacje przed zakupem

Oferowana Salter 9115 SV3R jest wagą powystawową, sprawną technicznie. Nie jest to egzemplarz fabrycznie nowy. Ze względu na wcześniejszą ekspozycję, użytkowanie, transport lub przechowywanie poszczególne sztuki mogą różnić się stanem wizualnym.

Możliwe są między innymi:

- zarysowania szklanej platformy,
- otarcia obudowy i elementów wykończenia,
- niewielkie ślady wcześniejszego użytkowania,
- otwarte, wgniecione, naderwane lub uszkodzone opakowanie.

Zdjęcia prezentują wygląd modelu i mają charakter poglądowy. Nie muszą przedstawiać wszystkich śladów użytkowania występujących na konkretnym egzemplarzu.

Baterie znajdują się w zestawie. Produkt jest objęty **24-miesięczną gwarancją.**

Specyfikacja techniczna Salter 9115 SV3R

Parametr	Dane techniczne
Producent	Salter
Model	9115 SV3R
Seria	Ultra Slim Glass Analyser
Typ	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka ważenia	100 g (0,1 kg)
Analiza składu ciała	BIA – bioimpedancja elektryczna
Pomiar tkanki tłuszczowej	Tak, wartość szacunkowa
Pomiar zawartości wody	Tak, wartość szacunkowa
Analiza masy mięśniowej	Tak, wartość szacunkowa
Wskaźnik BMI	Tak
Pamięć użytkowników	10 profili
Platforma	Szklana, przezroczysta
Elementy wykończenia	Srebrne, metalowe pola pomiarowe
Wyświetlacz	LCD
Zasilanie	Bateryjne
Baterie w zestawie	Tak
Stan produktu	Powystawowy, sprawny technicznie
Stan opakowania	Możliwe uszkodzenia, wgniecenia i ślady otwarcia
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo korzystania z analizatora BIA

Funkcja analizy składu ciała wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny. Nie należy korzystać z niej w przypadku rozrusznika serca lub innych wszczepionych elektronicznych urządzeń medycznych, dla których pomiar bioimpedancji jest

przeciwwskazany.

Podczas ciąży wyniki analizy składu ciała mogą być niemiernodajne. W takich sytuacjach należy korzystać wyłącznie z podstawowej funkcji ważenia, zgodnie z zaleceniami producenta i lekarza.

Salter 9115 SV3R w SaleMED.pl

Jeżeli szukasz urządzenia do domowego kontrolowania masy ciała i szacunkowych parametrów jego składu, Salter 9115 SV3R łączy te możliwości w jednej wadze. Powystawowy egzemplarz stanowi propozycję dla osób, które akceptują niedoskonałości wizualne i zwracają uwagę przede wszystkim na funkcjonalność.

Zobacz również pozostałe [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED.pl](#).