

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/powystawowa-waga-z-analizatorem-salter-9141-gn3r-zielona-160-kg-p-3544.html>



Powystawowa waga z analizatorem Salter 9141 GN3R zielona – 160 kg

Cena brutto **40,00 zł**

Cena netto **32,52 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9141 GN3R**

Opis produktu

Zielona waga Salter 9141 GN3R OUTLET – analizator składu ciała w wersji powystawowej

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9141 GN3R Ultra Slim to propozycja dla osób poszukujących domowego analizatora składu ciała, które akceptują możliwe niedoskonałości wizualne produktu. Urządzenie wyposażono w funkcję pomiaru masy do 160 kg, analizę tkanki tłuszczowej i wody oraz obliczanie wskaźnika BMI.

Model wyróżnia się zieloną szklaną platformą, metalowymi elektrodami i wyświetlaczem LCD. Posiada pamięć ustawień dla **4 użytkowników**, dzięki czemu z jednej wagi może korzystać kilku domowników.

Uwaga: jest to oferta OUTLET. Produkt powystawowy nie jest oferowany jako fabrycznie nowy. Przed zakupem zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi jego możliwego stanu wizualnego.

Stan powystawowy – co może różnić tę wagę od nowej?

Egzemplarze powystawowe mogły być wcześniej rozpakowane, prezentowane, przenoszone lub przechowywane poza fabrycznie zamkniętym opakowaniem. Z tego powodu ich wygląd może odbiegać od produktu nowego.

Możliwe ślady i niedoskonałości:

- **Zarysowania** – na szklanej platformie, metalowych elektrodach lub obudowie.
- **Otarcia i ślady użytkowania** – powstałe podczas ekspozycji, przenoszenia lub wcześniejszego korzystania z urządzenia.
- **Ślady przechowywania** – powierzchowne niedoskonałości wynikające z magazynowania i kontaktu z innymi przedmiotami.
- **Uszkodzone opakowanie** – pudełko może być otwarte, przetarte, wgniecione, zagięte, naderwane albo w inny sposób uszkodzone.

Nie oznacza to, że każdy egzemplarz ma wszystkie wymienione ślady. Ich rodzaj, liczba i widoczność mogą się różnić. Zdjęcia przedstawiają model produktu i nie muszą ukazywać wszystkich możliwych niedoskonałości konkretnej sztuki.

Oferta dotyczy wersji **zielonej / limonkowej Salter 9141 GN3R**. Nie jest to karta produktu z wyborem innych kolorów.

Pomiar masy, tłuszczu, wody i BMI – możliwości urządzenia

Salter 9141 GN3R należy do wag elektronicznych wyposażonych w analizator BIA. Oprócz wskazywania kilogramów umożliwia uzyskanie szacunkowych informacji dotyczących wybranych parametrów składu organizmu.

- **Masa ciała:** pomiar do 160 kg, z podziałką 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa:** orientacyjny procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie:** szacunkowa procentowa zawartość wody.
- **BMI:** wskaźnik wyliczany na podstawie masy i wzrostu użytkownika.

Wyniki analizy mają charakter orientacyjny. Mogą być wykorzystywane do obserwowania zmian podczas regularnych pomiarów, ale nie stanowią diagnozy medycznej.

Technologia BIA i cztery profile użytkowników

Analizator wykorzystuje **bioimpedancję elektryczną (BIA)**. Podczas pomiaru niewielki sygnał elektryczny przechodzi przez ciało użytkownika, a urządzenie na podstawie oporu tkanek oraz zapisanych danych szacuje zawartość tłuszczu i wody.

Aby wykonać analizę, należy stanąć **bosymi stopami na metalowych elektrodach** umieszczonych na platformie wagi.

Urządzenie pozwala zapisać ustawienia czterech osób, między innymi wzrost, wiek i płeć. Pamięć profili nie oznacza jednak automatycznego przechowywania całej historii wcześniejszych ważeń.

Możliwość zwykłego ważenia bez analizy BIA

Nie trzeba każdorazowo korzystać z funkcji analizy składu ciała. Model Salter 9141 umożliwia także **standardowy pomiar masy** bez wyboru profilu użytkownika.

Wystarczy ustawić wagę na twardej, równej powierzchni, uruchomić urządzenie i poczekać na wskazanie zera. Następnie należy stanąć nieruchomo na szklanej platformie.

Specyfikacja techniczna – Salter 9141 GN3R powystawowa

Parametr	Dane produktu
Producent	Salter
Model	9141 GN3R Ultra Slim
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Stan produktu	Powystawowy / OUTLET
Kolor	Zielony / limonkowy
Maksymalne obciążenie	160 kg
Podziałka ważenia	100 g / 0,1 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Obliczanie BMI	Tak
Technologia pomiaru	BIA – analiza impedancji bioelektrycznej
Pamięć użytkowników	4 profile
Jednostki ważenia	kg, lb, st
Wyświetlacz	LCD

Parametr	Dane produktu
Platforma	Szklana z metalowymi elektrodami
Zasilanie	1 bateria CR2032
Przeznaczenie	Użytek domowy
Możliwy stan wizualny	Zarysowania, otarcia i ślady użytkowania
Stan opakowania	Możliwe otwarcie, wgniecenia, przetarcia i inne uszkodzenia

Jak wykonać pomiar na wadze Salter 9141?

1. Ustaw urządzenie na stabilnej, twardej i równej powierzchni.
2. Sprawdź zasilanie i uruchom wagę.
3. Jeżeli chcesz przeprowadzić analizę BIA, wybierz swój profil użytkownika.
4. Poczekaj, aż wyświetlacz wskaże zero.
5. Stań bosymi stopami na metalowych elektrodach i pozostań nieruchomo do zakończenia pomiaru.

Na wyniki analizy mogą wpływać poziom nawodnienia, spożyte posiłki, pora dnia i aktywność fizyczna. Dla lepszego porównania kolejnych odczytów staraj się wykonywać pomiary w podobnych warunkach.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa: funkcji BIA nie powinny używać osoby z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym elektronicznym urządzeniem medycznym. W okresie ciąży należy korzystać wyłącznie ze zwykłego ważenia. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją producenta.

Wersja powystawowa czy nowa – którą wybrać?

Powystawowa Salter 9141 GN3R jest przeznaczona dla kupujących, którzy akceptują możliwość występowania śladów użytkowania oraz niedoskonałości opakowania.

Jeżeli zależy Ci na urządzeniu fabrycznie nowym, sprawdź [nową zieloną wagę Salter 9141 GN3R z analizatorem składu ciała](#).

Pozostałe modele do ważenia i domowej analizy składu ciała znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe SaleMED](#).