

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-do-brudownika-800-mm-kaczki-i-baseny-mobilny-p-3442.html>

Regał na kaczki i baseny WS-02/5 800 mm 3+2 półki proste

Cena brutto	4 900,00 zł
Cena netto	3 983,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	WS-02/5
Kod producenta	WS-P-05-3B2P-75-N

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny WS-02/5 800 mm 3+2 – półki proste

Regał WS-02/5 to wolnostojący regał systemu WS przeznaczony do uporządkowanego przechowywania wyposażenia sanitarnego w pomieszczeniach placówek medycznych. Wymiary wersji standardowej wynoszą **800 x 400 x 1800 mm**.

W tym wariantie zastosowano układ **3+2**: trzy półki prętowe na miski i baseny oraz dwie półki na pokrywki. Wszystkie półki w tej ofercie są **mocowane prosto**. Konstrukcja została wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. **0H18N9**.

Najważniejsze dane modelu WS-02/5

Typ	WS-02/5
Indeks producenta	WS-P-05-3B2P-75-N
Konstrukcja	wolnostojąca, system WS
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	800 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Układ półek	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
Rodzaj półek	prętowe, mocowane prosto
Maksymalne obciążenie jednej półki	10 kg
Maksymalne obciążenie całego regału	30 kg
Opcja dodatkowa	koła Ø100 mm, oznaczenie K8.6
Wysokość wersji na kołach	1915 mm

Co oznacza układ 3+2?

Oznaczenie **3+2** opisuje wyposażenie regału: trzy półki przeznaczone na miski i baseny, a dwie na pokrywki. W porównaniu z wariantem 3+1 ten model ma **jedną dodatkową półkę na pokrywki**. Nie oznacza to zwiększonej nośności – dopuszczalne obciążenie pozostaje na poziomie maksymalnie 10 kg na pojedynczą półkę i 30 kg dla całego regału.

Wersja standardowa i opcja na kołach

Standardowy WS-02/5 jest **regałem wolnostojącym bez kół** o wysokości 1800 mm. Jeżeli regał ma być okresowo przemieszczany, można wybrać dodatkową opcję kół o średnicy 100 mm. Po zastosowaniu kół wysokość całkowita regału wynosi **1915 mm**.

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia producent zaleca ciepłą wodę o temperaturze około 40°C z dodatkiem detergentu o delikatnym działaniu oraz miękką, niepowodującą zarysowań tkaninę. Po myciu powierzchnię należy dokładnie osuszyć.

Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, silnych detergentów, kwaśnych ani alkalicznych preparatów, środków wybielających oraz wskazanych w instrukcji agresywnych rozpuszczalników. Regału nie należy poddawać sterylizacji parowej ani wodnej. Dezynfekcję oraz konserwację należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Najbliższe warianty

Jeżeli potrzebujesz tej samej szerokości i układu 3+2, ale z półkami skośnymi, zobacz [regał WS-02/5 800 mm 3+2 z półkami skośnymi](#).

Jeżeli przy szerokości 800 mm wystarczy jedna półka na pokrywki, porównaj [regał WS-02/4 800 mm 3+1 z półkami prostymi](#).

Dla mniejszej przestrzeni dostępny jest również [regał WS-01/5 600 mm 3+2 z półkami prostymi](#). Pełną serię można porównać w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące