

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-baseny-i-kaczki-do-hospicjum-p-2591.html>

Regał mobilny na kaczki i baseny SL/M/74 – 750 mm

Cena brutto	5 700,00 zł
Cena netto	4 634,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SL/M/74
Kod producenta	RSL-1-70-190-K8.6-W

Opis produktu

Mobilny regał SL/M/74 na kaczki i baseny – szerokość 750 mm

Regał mobilny na kaczki i baseny SL/M/74 jest przeznaczony do uporządkowanego przechowywania i osuszania basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek w brudownikach i zapleczech sanitarnych placówek medycznych i opiekuńczych.

Model ma wymiary całkowite **750 x 450 x 1900 mm** i standardowo posiada podstawę jezdnią na kołach Ø100 mm. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy szerokością całego regału a szerokością jego wyposażenia: regał ma 750 mm szerokości, natomiast suszarki mają szerokość 740 mm.

SL/M/74 jest jednym z trzech mobilnych wariantów tej rodziny. Jeśli potrzebujesz innej szerokości, porównaj również [regał mobilny SL/M/54 – 550 mm](#) oraz [regał mobilny SL/M/84 – 850 mm](#). Wszystkie modele znajdziesz także w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#).

Co znajduje się w wyposażeniu SL/M/74?

Konfiguracja modelu SL/M/74 została przygotowana tak, aby w jednym regale rozdzielić miejsca przeznaczone na baseny lub miski, pokrywki oraz kaczki medyczne.

- **1 x suszarka na baseny lub miski** – 740 x 350 x 400 mm,
- **1 x suszarka na pokrywki** – 740 x 350 x 250 mm,
- **2 x listwa z 6 haczykami na kaczki** – łącznie 12 haczyków,
- **4 x ociekacz do suszarki,**
- **mobilna podstawa na kołach Ø100 mm.**

Standardowe ociekacze wykonane są z tworzywa. Dostępna jest również opcja wykonania ociekacza ze stali kwasoodpornej.

Dane techniczne regału SL/M/74

Typ	SL/M/74
Indeks	RSL-1-70-190-K8.6-W
Wersja	mobilna

Wymiary całkowite	750 x 450 x 1900 mm
Suszarka na baseny lub miski	1 szt., 740 x 350 x 400 mm
Suszarka na pokrywki	1 szt., 740 x 350 x 250 mm
Listwy na kaczki	2 szt., każda z 6 haczykami
Łączna liczba haczyków	12
Ociekacze	4 szt.
Materiał konstrukcji i suszarek	stal kwasoodporna 0H18N9
Koła	Ø100 mm, obudowa z tworzywa sztucznego
Maks. obciążenie pojedynczej półki	10 kg
Maks. całkowite obciążenie regału	30 kg
Opcja dodatkowa	ociekacz ze stali kwasoodpornej

SL/M/54, SL/M/74 czy SL/M/84?

Najważniejszą różnicą pomiędzy mobilnymi regałami tej rodziny jest szerokość konstrukcji oraz szerokość elementów wyposażenia. SL/M/74 jest wariantem pośrednim pomiędzy modelem 550 mm i modelem 850 mm.

Model	Szerokość regału	Listwy na kaczki
SL/M/54	550 mm	2 x 5 haczyków
SL/M/74	750 mm	2 x 6 haczyków
SL/M/84	850 mm	2 x 7 haczyków

Bezpieczne użytkowanie i czyszczenie

Maksymalne obciążenie pojedynczej półki wynosi 10 kg, a dopuszczalne całkowite obciążenie regału 30 kg. Mobilny regał należy przemieszczać, chwytając za boczne elementy ramy konstrukcyjnej, a nie za półki. Po ustawieniu w miejscu użytkowania koła należy zabezpieczyć przed niezamierzonym przemieszczaniem.

Do mycia należy stosować ciepłą wodę i detergent o delikatnym działaniu oraz miękką tkaninę. Nie należy używać środków ściernych, silnych detergentów, środków kwaśnych i alkalicznych ani wybielaczy. Regału nie wolno poddawać sterylizacji parowej ani wodnej. Szczegółowe zasady mycia, dezynfekcji, konserwacji i użytkowania znajdują się w instrukcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące