

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-urynaly-butelkowe-p-3440.html>

Regał na kaczki i baseny WS-01/5 – 600 mm, 3+2, półki proste

Cena brutto	4 600,00 zł
Cena netto	3 739,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	WS-01/5
Kod producenta	WS-P-05-3B2P-55-N

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny WS-01/5 to wolnostojący regał ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 przeznaczony do uporządkowanego przechowywania wyposażenia sanitarnego w placówkach opieki medycznej. Model ma szerokość 600 mm i układ **3+2**: trzy półki na miski i baseny oraz dwie półki na pokrywki.

W tej ofercie zastosowano **półki prętowe mocowane prosto**. Jest to konkretny wariant WS-01/5 o indeksie producenta **WS-P-05-3B2P-55-N**. Jeżeli potrzebne są półki skośne, należy wybrać osobny model przeznaczony do takiej konfiguracji.

Najważniejsze cechy regału WS-01/5

- **układ 3+2** – 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **półki prętowe proste** – wariant WS-P,
- **wymiary 600 x 400 x 1800 mm** w wersji standardowej,
- konstrukcja wykonana w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**,
- **maksymalne obciążenie pojedynczej półki: 10 kg**,
- **maksymalne całkowite obciążenie regału: 30 kg**,
- możliwość zamówienia wersji z **kołami Ø100 mm**,
- wysokość regału w wersji na kołach: **1915 mm**.

Dane techniczne

Typ	WS-01/5
Indeks producenta	WS-P-05-3B2P-55-N
Wykonanie	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	600 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Półki na miski i baseny	3 szt.
Półki na pokrywki	2 szt.
Ustawienie półek	proste

Maks. obciążenie pojedynczej półki	10 kg
Maks. obciążenie całego regału	30 kg
Opcja dodatkowa	koła Ø100 mm
Wysokość z kołami	1915 mm

Co oznacza układ 3+2?

Oznaczenie 3+2 opisuje przeznaczenie pięciu poziomów regału. Trzy półki są przeznaczone na miski i baseny, natomiast dwie kolejne na pokrywki. Dodatkowa półka na pokrywki odróżnia ten wariant od modeli 3+1. Nie oznacza ona zwiększonej nośności całego regału – maksymalne całkowite obciążenie nadal wynosi 30 kg.

Półki proste – osobny wariant wykonania

Model prezentowany na tej stronie ma **półki prętowe mocowane prosto**. Wariant z półkami skośnymi jest oferowany jako osobny produkt, dzięki czemu już przed zakupem można jednoznacznie dobrać właściwą konfigurację.

Zobacz również: [regał WS-01/5 600 mm 3+2 z półkami skośnymi](#), [regał 600 mm 3+1 z półkami prostymi](#) oraz [regał 800 mm 3+2 z półkami prostymi](#).

Wszystkie dostępne konfiguracje znajdują się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#).

Wersja standardowa i opcja na kołach

Standardowy regał ma wysokość **1800 mm**. Można zamówić również wersję wyposażoną w koła o średnicy 100 mm. W tej konfiguracji całkowita wysokość wynosi **1915 mm**. Wybór kół jest opcją produktu i nie zmienia dopuszczalnego całkowitego obciążenia regału.

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regału należy stosować ciepłą wodę o temperaturze około 40°C z dodatkiem detergentu o delikatnym działaniu oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Po myciu pozostałości środka należy usunąć przy użyciu czystej wody, a powierzchnię dokładnie osuszyć.

Nie należy stosować ściernych środków czyszczących, silnych detergentów, kwaśnych ani alkalicznych preparatów, środków wybielających oraz agresywnych rozpuszczalników. Regału nie wolno poddawać sterylizacji parowej ani wodnej.

Dezynfekcję oraz konserwację należy prowadzić według zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania warto zapoznać personel również z zasadami okresowych przeglądów regału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące