

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-wyroby-sanitarne-p-3435.html>

Regał na kaczki i baseny WS-02/4 800 mm 3+1 - półki skośne

Cena brutto	4 090,00 zł
Cena netto	3 325,20 zł
Cena poprzednia	4 330,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	WS-02/4
Kod producenta	WS-S-04-3BP-75-N

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny WS-02/4 800 mm z półkami skośnymi

WS-02/4 to wolnostojący regał półkowy przeznaczony do uporządkowanego przechowywania basenów sanitarnych, kacek, misek i pokrywek w brudownikach oraz pomieszczeniach zaplecza medycznego. Model ma szerokość **800 mm** i układ **3+1**: trzy prętowe półki na miski i baseny oraz jedną półkę na pokrywki.

W tej wersji półki prętowe są **mocowane skośnie**. Konstrukcja została wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunku **0H18N9**. Regał WS jest konstrukcją wolnostojącą, a opcjonalnie może zostać wyposażony w koła o średnicy 100 mm.

Najważniejsze informacje o modelu WS-02/4

- typ: WS-02/4,
- indeks: WS-S-04-3BP-75-N,
- wymiary: 800 x 400 x 1800 mm,
- 3 półki prętowe na miski i baseny,
- 1 półka na pokrywki,
- półki mocowane skośnie,
- wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- maksymalne obciążenie pojedynczej półki: 10 kg,
- maksymalne całkowite obciążenie regału: 30 kg,
- opcjonalne koła Ø100 mm,
- wysokość po wyposażeniu w koła: 1915 mm.

Układ 3+1 – co znajduje się w wyposażeniu regału?

Regał posiada **trzy półki przeznaczone na miski i baseny** oraz **jedną oddzielną półkę na pokrywki**. Pozwala to rozdzielić przechowywane wyposażenie i zachować czytelny układ w brudniku.

WS-02/4 jest regałem półkowym. Nie ma dedykowanej listwy z haczykami na kaczki, charakterystycznej dla regałów systemu SL. Jeżeli wymagane jest właśnie odwieszanie kacek na osobnych haczykach, warto porównać również warianty z rodziny SL.

Wymiary i dane techniczne

Typ	WS-02/4
Indeks	WS-S-04-3BP-75-N

Konstrukcja	wolnostojąca
Wymiary	800 x 400 x 1800 mm
Półki na miski i baseny	3 szt.
Półka na pokrywki	1 szt.
Ustawienie półek	skośne
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Maks. obciążenie pojedynczej półki	10 kg
Maks. obciążenie całego regału	30 kg
Opcja dodatkowa	koła Ø100 mm
Wysokość regału z kołami	1915 mm

Ważne: maksymalne obciążenie całego regału wynosi 30 kg. Limitów 10 kg dla poszczególnych półek nie należy sumować w celu wyznaczania większej dopuszczalnej nośności całej konstrukcji.

Wersja standardowa czy regał na kołach?

Standardowy WS-02/4 jest regałem wolnostojącym o wysokości 1800 mm. Opcjonalnie można zamówić wykonanie z kołami o średnicy 100 mm. Po zastosowaniu kół całkowita wysokość zwiększa się do **1915 mm**.

Wariant na kołach warto wybrać, jeżeli sposób organizacji pomieszczenia wymaga okresowego przestawiania regału. Jeżeli regał ma pozostawać w jednym miejscu, wystarczająca może być standardowa konstrukcja wolnostojąca.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Jeżeli potrzebny jest regał o tej samej szerokości i układzie 3+1, ale z półkami mocowanymi prosto, sprawdź [regał WS-02/4 800 mm z półkami prostymi](#).

Przy mniejszej ilości miejsca można wybrać [regał WS-01/4 600 mm 3+1 z półkami skośnymi](#), natomiast do szerszego pomieszczenia dostępny jest [regał WS-03/4 1000 mm 3+1 z półkami skośnymi](#).

Wszystkie dostępne wersje można porównać w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#).

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia należy stosować ciepłą wodę, około 40°C, z delikatnym detergentem oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Po umyciu środek myjący należy usunąć czystą wodą, a powierzchnię dokładnie osuszyć.

Nie należy stosować ściernych środków czyszczących, silnych detergentów, kwaśnych ani alkalicznych preparatów, środków wybielających oraz agresywnych rozpuszczalników. Regału nie wolno poddawać sterylizacji parowej ani wodnej. Dezynfekcję i konserwację należy wykonywać z użyciem preparatów i metod wskazanych w instrukcji obsługi.

Dokumentacja

Do regałów systemu WS dostępna jest instrukcja obsługi obejmująca zasady użytkowania, maksymalne obciążenia, czyszczenie, dezynfekcję, konserwację oraz przeglądy okresowe. W plikach do pobrania udostępnione są również certyfikaty systemów zarządzania producenta Tech-Med.

Certyfikaty ISO dotyczą systemów zarządzania producenta i nie są certyfikatami przypisanymi wyłącznie do tego konkretnego modelu regału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące