

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rekawica-ochronna-p-1225.html>

Rękawica ochronna Salvacel dla pacjenta – przeciw samookaleczeniom



Cena brutto	64,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	59,26 zł
------------	-----------------

Cena poprzednia	77,00 zł
-----------------	-----------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-TGO-PS- SVC-2500/2510
------------------	-------------------------------------

Opis produktu

Rękawica ochronna Salvacel pomaga ograniczyć ryzyko samookaleczeń i urazów u pacjenta wymagającego zabezpieczenia dłoni. Osłania dłoń miękkim welurem i oddychającą siateczką, a zapięcie na rzep umożliwia regulację przy nadgarstku. Do wyboru są dwa rozmiary: **M - SVC 2500** oraz **L - SVC 2510**.

Cena dotyczy 1 rękawicy z paskiem. Model pasuje na prawą lub lewą dłoń. Jeżeli ochrony wymagają obie dłonie pacjenta, wybierz odpowiedni rozmiar i zamów 2 sztuki.

Rękawica dla pacjenta – ochrona przed drapaniem i samookaleczeniami

Gdy pacjent drapie skórę lub naraża się na urazy dłoni, osoba sprawująca opiekę może potrzebować dodatkowego zabezpieczenia. Rękawica Salvacel osłania dłoń wraz z palcami, pomagając ograniczyć bezpośredni kontakt paznokci ze skórą. Jej zastosowanie należy dobrać do potrzeb i stanu pacjenta, zgodnie z instrukcją użytkowania oraz zaleceniami personelu medycznego.

Rozmiar M czy L? Sprawdź oznaczenie modelu

Rękawica ochronna Salvacel

Porównaj rozmiary M i L



Rozmiar M

A: 13 cm
B: 18 cm

Rozmiar L

A: 16 cm
B: 21 cm

Wymiary dotyczą obszaru zaznaczonego strzałkami na zdjęciu.

SaleMED.pl

Porównanie wymiarów zaznaczonego obszaru rękawicy. Rozmiar M: SVC 2500, rozmiar L: SVC 2510. Pomiar B nie oznacza całkowitej długości produktu.

Rozmiar	Kod produktu	Strona dłoni
M	SVC 2500	Prawa lub lewa
L	SVC 2510	Prawa lub lewa

Jeżeli zamawiasz kolejną rękawicę w sprawdzonym rozmiarze, porównaj kod z oznaczeniem dotychczas używanego produktu. Rzep służy do regulacji napięcia przy nadgarstku; nie zastępuje doboru rozmiaru rękawicy.

Miękka osłona dłoni i regulowane napięcie

- **Miękki welur** – tworzy osłonę dłoni pacjenta.
- **Oddychająca siateczka** – umożliwia przepływ powietrza.
- **Zapięcie na rzep** – ułatwia zakładanie oraz regulację przy nadgarstku.
- **Uniwersalna strona** – ten sam model można założyć na prawą lub lewą dłoń.

Co zawiera zamówienie?

Wybierając ilość „1”, otrzymujesz **jedną rękawicę ochronną Salvacel z paskiem, w wybranym rozmiarze M lub L**. Producentem produktu jest Medicare System. Oznaczenie SVC 2500 odpowiada rozmiarowi M, a SVC 2510 – rozmiarowi L.

Użytkowanie i pielęgnacja

Rękawicę oraz dołączony pasek stosuj zgodnie z instrukcją użytkowania. Zabezpieczenie nie zastępuje nadzoru nad pacjentem. Sposób czyszczenia dobierz do zaleceń na etykiecie lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Pozostałe rozwiązania znajdziesz w kategorii [pasy unieruchamiające i akcesoria do zabezpieczenia pacjenta](#). Dobór rodzaju zabezpieczenia powinien wynikać z potrzeb pacjenta i zaleceń osoby odpowiedzialnej za opiekę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SALVACEL - dobór rozmiaru: M-SVC 2500 , L-SVC 2510 (+ 10,00 zł)