

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rewelacyjna-waga-lazienkowa-pomiar-tluszczu-wody-miesni-bmi-i-bmr-p-301.html>



Rewelacyjna waga łazienkowa - pomiar tłuszczu, wody, mięśni, BMI i BMR

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Czas wysyłki

NIEDOSTĘPNY

Opis produktu

NAJWYŻSZEJ KLASY WAGA ŁAZIENKOWA DOKONUJE POMIARU ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU WODY ORAZ MIĘŚNI W ORGANIZMIE A TAKŻE OBLICZA BMI I BMR

Ta unikalna najwyższej klasy waga łazienkowa z funkcjami analizatora wagi ciała jest najnowocześniejszym produktem w swojej klasie o eleganckim, nowoczesnym wyglądzie. Dzięki posiadanemu oprogramowaniu i złączu USB, analizator ten można podłączyć do komputera. Do wagi dołączony jest także pendrive. Urządzenie poza pomiarem wagi ciała mierzy również procent tłuszczu, wody oraz masy mięśniowej w organizmie. Jako jedyne posiada także opcję pomiaru tłuszczu trzewnego. Analizator oblicza wskaźnik BMI - Body Mass Index, co pozwala ocenić czy użytkownik urządzenia mieści się w przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia normach wagowych. Waga łazienkowa dokonuje także pomiaru wskaźnika BMR, który określa podstawową przemianę materii. Wskaźnik ten określa ilość kalorii, które w ciągu jednej doby spala użytkownik. Może to być bardzo pomocne w planowaniu i utrzymywaniu diety. Dostępne są trzy poziomy fitness. Analizator posiada pamięć dla 12 użytkowników.

Urządzenie wyposażone jest w duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny ułatwiający odczyt pomiaru.

Zasilanie odbywa się dzięki sześciu bateriom AA (w zestawie)

Wyjątkowo duże dopuszczalne obciążenie do 200 kg i dokładność do 100 g to kolejne atuty tej wagi.

Analizator dostępny jest w kolorze czarnym (stal nierdzewna) i ma wymiary: 34 x 6 x 34 cm.

GWARANCJA na 2 lata

Cechy analizatora wagi ciała:

- mierzy procent tłuszczu w organizmie oraz tłuszczu trzewnego
- mierzy procent wody w organizmie
- mierzy procent masy mięśniowej w organizmie
- oblicza wskaźnik BMI (Body Masa Index)
- mierzy wskaźnik BMR (podstawowa przemiana materii)
- posiada złącze USB oraz oprogramowanie - możliwość podłączenia do komputera
- dołączony pendrive
- pamięć dla 12 użytkowników
- trzy poziomy fitness
- duży wyświetlacz dla łatwego odczytywania wyniku
- wymiary wyświetlacza: 9 x 5 cm
- zasilanie: 6 baterii AA (w zestawie)
- kolor: czarny z dodatkami ze stali nierdzewnej
- maksymalne dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- czułość: 100 g
- wymiary: 34 x 6 x 34 cm