

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rowerek-rehabilitacyjny-dla-seniora-p-3085.html>

Rowerek rehabilitacyjny dla seniora



Cena brutto **149,00 zł**

Cena netto **137,96 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-TGO-DUAL**

Opis produktu

Rowerek rehabilitacyjny dla seniora – Skuteczna Rehabilitacja dla Osób z Ograniczeniami Ruchowymi

Szukasz skutecznego i innowacyjnego sposobu na poprawę sprawności ruchowej seniorów z ograniczeniami ruchowymi? Rowerek rehabilitacyjny dla seniora to specjalnie zaprojektowane urządzenie medyczne, które pomoże osiągnąć oczekiwane rezultaty. Bez względu na osłabioną siłę mięśniową lub przykurcze wynikające z długotrwałego unieruchomienia, nasz rowerek rehabilitacyjny oferuje kompleksowe wsparcie w procesie odzyskiwania sprawności ruchowej.

Dla tych, którzy pragną odzyskać pełną funkcję motoryczną lub potrzebują na nowo nauczyć się poprawnych wzorców ruchowych po uszkodzeniu układu neurologicznego, nasz rowerek rehabilitacyjny jest doskonałym rozwiązaniem. Jego wyjątkowość polega na możliwości wykorzystania w różnych środowiskach, takich jak szpitale, gabinety rehabilitacyjne czy własny dom. Dzięki temu, zapewniamy wszechstronną i indywidualną rehabilitację oraz rekreację, sprzyjając poprawie sprawności ruchowej w komfortowym otoczeniu.

Nasza oferta rowerka rehabilitacyjnego dla seniora wyróżnia się zaawansowanymi cechami:

-->> **2 w 1 funkcje z wymiennymi rączkami:** Specjalne rączki do rehabilitacji kończyn górnych zapewniają kompleksowe zaangażowanie ciała w proces poprawy sprawności ruchowej.

-->> **Licznik do monitorowania postępów:** Zintegrowany licznik umożliwia bieżące śledzenie osiągnięć i mierzenie postępów w rehabilitacji, co motywuje do dalszych wysiłków.

-->> **Solidna konstrukcja:** Stalowa rama malowana proszkowo zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także długotrwałą użyteczność, gwarantując trwałość na długie lata.

-->> **Regulacja oporu:** Obrotowe pokrętko z opcją regulacji oporu pozwala dostosować intensywność treningu do aktualnej kondycji pacjenta, zapewniając efektywność rehabilitacji.

-->> **Uniwersalność:** Rotor dedykowany nie tylko seniorom z ograniczeniami ruchowymi, ale także osobom po rozległych urazach, umożliwiając stopniowy powrót do pełnej sprawności.

-->> **Bezpieczeństwo i stabilność:** Mechanizm oporowy oraz gumowe zapięcia zabezpieczające stopy gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas treningu.

-->> **Stabilność i wygoda:** Cztery obrotowe nasadki antypoślizgowe zapewniają stabilność nawet podczas bardziej intensywnego użytkowania.

-->> **Przenośność i łatwość przechowywania:** Składana konstrukcja sprawia, że rowerek jest łatwy w transporcie oraz przechowywaniu, co umożliwia korzystanie z niego w różnych miejscach.

Nasz rowerek rehabilitacyjny dla seniora został oficjalnie sklasyfikowany jako wyrób medyczny z 8% VAT, co czyni go dostępnym dla osób potrzebujących wsparcia w procesie rehabilitacji. Dzięki zaawansowanej technologii, innowacyjnym rozwiązaniom oraz elastycznemu dostosowaniu do różnych potrzeb, nasz Rowerek Rotor do Rehabilitacji z Rączkami staje się nieocenionym partnerem w drodze do poprawy sprawności ruchowej i jakości życia.

Dane techniczne rowerka rehabilitacyjnego dla seniora z rączkami:

- Wymiary podstawy: 40 cm x 29-37 cm
- Wysokość podstawy od podłoża: 22-30 cm
- Waga: 5,30 kg
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Zasilanie licznika: 1 x 1,5V (LR44)
- Kolor ramy: czarno-czerwony

Zainwestuj w zdrowie i komfort seniorów dzięki naszemu rowerowi rehabilitacyjnemu, który zdobył uznanie jako produkt medyczny z 8% VAT.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.