

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/salter-9113-bk3r-powystawowa-waga-lazienkowa-bia-150-kg-p-3549.html>



Salter 9113 BK3R – powystawowa waga łazienkowa BIA 150 kg

Cena brutto **49,00 zł**

Cena netto **39,84 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9113 BK3R**

Opis produktu

Salter 9113 BK3R – kompaktowa waga łazienkowa z analizą składu ciała

Salter 9113 BK3R to elektroniczna waga osobowa dla osób, które chcą kontrolować nie tylko masę ciała, ale również obserwować wybrane parametry jego składu. Urządzenie łączy klasyczne ważenie z funkcją szacunkowego pomiaru tkanki tłuszczowej, zawartości wody oraz obliczania wskaźnika BMI.

Model wyróżnia się **niewielką szklaną platformą o wymiarach około 30x25 cm**, czarną kolorystyką i metalowymi elektrodami pomiarowymi. Dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje mało miejsca w łazience i można go wygodnie przechowywać po zakończeniu ważenia.

Kontroluj masę ciała, tłuszcz, wodę i BMI

Waga Salter wykorzystuje metodę **BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)**, czyli analizę impedancji bioelektrycznej. Podczas pomiaru urządzenie wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny, który umożliwia oszacowanie wybranych parametrów składu ciała.

Salter 9113 BK3R udostępnia cztery podstawowe informacje:

- **Masę ciała** – ważenie do 150 kg z podziałką 100 g.
- **Tkankę tłuszczową** – szacunkową procentową zawartość tłuszczu w organizmie.
- **Zawartość wody** – orientacyjny udział wody w organizmie, wyrażony procentowo.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie masy i wzrostu użytkownika.

Wyniki analizy mogą zmieniać się wraz z poziomem nawodnienia, porą dnia lub aktywnością fizyczną. Dlatego warto wykonywać pomiary w podobnych warunkach i porównywać kolejne odczyty, zamiast opierać ocenę na jednym wyniku.

Pamięć 8 użytkowników – wygodna obsługa dla domowników

Analizator Salter 9113 BK3R obsługuje do 8 indywidualnych profili. W pamięci można zapisać dane użytkownika potrzebne do wykonania analizy, między innymi wiek, płeć i wzrost.

Każdy domownik może korzystać z własnych ustawień bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Pamięć profili nie oznacza jednak automatycznego zapisywania historii wszystkich pomiarów.

Urządzenie posiada również dwa dodatkowe tryby:

- **Child Mode** – tryb dziecięcy dla wieku 6–12 lat, pokazujący masę ciała oraz szacunkowe wartości tłuszczu i wody.
- **Athlete Mode** – tryb sportowy dostępny dla osób w wieku 15–50 lat, przeznaczony dla użytkowników intensywnie uprawiających sport zgodnie z kryteriami producenta.

Step-On – zwykłe ważenie bez konfiguracji analizatora

Salter 9113 BK3R może działać również jako tradycyjna elektroniczna waga łazienkowa. Po pierwszej inicjalizacji wystarczy wejść na platformę, aby urządzenie rozpoczęło pomiar masy ciała.

Funkcja **Step-On** pozwala korzystać z podstawowego ważenia bez każdorazowego wybierania profilu. Do przeprowadzenia analizy BIA należy natomiast wybrać odpowiednie ustawienia i stanąć boso, zapewniając kontakt stóp z elektrodami.

Najlepiej ustawić wagę na twardej, równej powierzchni. Jeśli urządzenie zostanie przeniesione, może wymagać ponownej inicjalizacji zgodnie z instrukcją.

Produkt powystawowy – ważne informacje przed zakupem

Oferowana **waga łazienkowa Salter 9113 BK3R jest produktem powystawowym**, a nie fabrycznie nowym. Mogła być wcześniej rozpakowana, prezentowana lub przechowywana poza oryginalnie zamkniętym opakowaniem.

Poszczególne egzemplarze mogą różnić się stanem wizualnym. Możliwe są między innymi:

- zarysowania szklanej platformy,
- otarcia obudowy i ślady użytkowania,
- ślady ekspozycji lub magazynowania,
- otwarte, naderwane, wgniezione albo uszkodzone opakowanie.

Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i pokazują wygląd modelu, a nie indywidualne ślady każdego dostępnego egzemplarza.

W komplecie znajdują się **2 baterie AAA** potrzebne do zasilania wagi.

Specyfikacja techniczna Salter 9113 BK3R

Parametr	Specyfikacja
Producent	Salter
Model	9113 BK3R
Seria	Compact Glass Analyser
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem BIA
Stan	Powystawowy
Kolor	Czarny
Maksymalne obciążenie	150 kg
Podziałka wskazań masy	100 g / 0,1 kg
Pomiar tkanki tłuszczowej	Tak, procentowy, szacunkowy
Pomiar wody w organizmie	Tak, procentowy, szacunkowy
Obliczanie BMI	Tak
Technologia analizy	BIA – bioimpedancja elektryczna
Pamięć użytkowników	8 profili
Tryb dziecięcy	Tak, 6–12 lat

Parametr	Specyfikacja
Tryb sportowy	Tak, dostępny dla wieku 15-50 lat
Automatyczne ważenie Step-On	Tak
Wyświetlacz	LCD
Platforma	Szklana, z metalowymi elektrodami
Wymiary platformy	Okolo 30x25 cm
Jednostki masy	kg, lb, st
Zasilanie	2 baterie AAA
Baterie w zestawie	Tak, 2 szt.
EAN / GTIN	5010777143386
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy i orientacyjna analiza składu ciała

Bezpieczne korzystanie z analizatora

Funkcja BIA wymaga kontaktu bosych stóp z metalowymi elektrodami. Nie należy korzystać z funkcji analizy składu ciała w przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego. Podczas ciąży wyniki analizy mogą być niemiarodajne.

Salter 9113 BK3R jest urządzeniem do użytku domowego. Wyniki analizy mają charakter orientacyjny i nie zastępują badań medycznych ani profesjonalnej diagnostyki.

Poznaj pozostałe wagi łazienkowe SaleMED

Jeżeli szukasz urządzenia do codziennej kontroli masy ciała, porównaj także [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED.pl](#). W kategorii znajdziesz inne rozwiązania do domowego ważenia.