

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schody-rehabilitacyjne-z-pochylnia-p-163.html>

Schody rehabilitacyjne z pochylnią



Cena brutto	4 518,00 zł
Cena netto	4 183,33 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-T-TM-S/U

Opis produktu

Schody rehabilitacyjne z pochylnią - skuteczna pomoc w powrocie do sprawności

Schody rehabilitacyjne z pochylnią to niezastąpiony element terapii ruchowej, wspomagający pacjentów w procesie odzyskiwania sprawności po urazach, operacjach oraz w leczeniu schorzeń neurologicznych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz regulowanym poręczom, schodki rehabilitacyjne dostosowują się do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewniając bezpieczeństwo i komfort podczas ćwiczeń.

Kiedy stosować schody do nauki chodzenia?

Schody rehabilitacyjne wykorzystywane są w terapii osób:

- ☐ po udarach mózgu i urazach neurologicznych,
- ☐ po operacjach ortopedycznych, np. endoprotezoplastyce,
- ☐ z osłabioną siłą mięśniową i zaburzeniami równowagi,
- ☐ w procesie rekonwalescencji po złamaniach kończyn dolnych.

Dzięki stopniowej nauce pokonywania stopni i pochylni pacjenci budują siłę mięśni, poprawiają koordynację ruchową oraz uczą się stabilizacji ciała, co ułatwia im powrót do samodzielności.

Dlaczego schody rehabilitacyjne są kluczowe w terapii?

Schodki rehabilitacyjne to jeden z najskuteczniejszych przyrządów stosowanych w treningu funkcjonalnym. Różnorodność ćwiczeń pozwala na:

- ☐☐ wzmacnianie mięśni nóg i tułowia,
- ☐☐ poprawę równowagi i kontroli postawy,
- ☐☐ naukę prawidłowego wzorca chodu,
- ☐☐ zwiększenie zakresu ruchu w stawach.

Dodatkowo pochylnia o antypoślizgowej powierzchni umożliwia stopniowe zwiększanie poziomu trudności, co wspomaga adaptację organizmu do codziennych wyzwań ruchowych.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo użytkowania

Schody do nauki chodzenia wykonane są z wytrzymałej stali, a ich stopnie oraz pochylnia pokryte są antypoślizgową wykładziną, co minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się. Regulowane poręcze umożliwiają dostosowanie wysokości do potrzeb pacjenta, zapewniając mu pełne wsparcie podczas ćwiczeń.

-
- ☐☐ **Wymiary:** 350 cm x 80 cm
 - ☐☐ **Wysokość pochwytów:** 65 – 105 cm
 - ☐☐ **Rozstaw** pochwytów: 35 - 75 cm
 - ☐☐ **Wejście:** 4 stopnie o wysokości 13 cm
 - ☐☐ **Zejsście:** pochylnia o długości 210 cm

Jeśli szukasz profesjonalnych urządzeń do rehabilitacji, odwiedź nasz **sklep medyczny** i wybierz sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.