

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skladany-taboret-prysznicowy-timago-tgr-r-kp-540-bez-oparcia-z-uchwytyami-p-3519.html>



Składany taboret prysznicowy Timago TGR-R KP 540 bez oparcia z uchwytami

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	91,67 zł
Dostępność	EXPRESS  WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TGR-R KP 540

Opis produktu

Składany taboret prysznicowy Timago TGR-R KP 540 bez oparcia to rozwiązanie dla osób, które potrzebują siedzieć podczas kąpieli, ale nie chcą zajmującego dużo miejsca krzesła prysznicowego z oparciem. Model sprawdzi się pod prysznicem, w wannie, w łazience oraz w innych wilgotnych pomieszczeniach.

Jeżeli długotrwałe stanie podczas mycia jest trudne, zwykły stołek nie zapewnia odpowiedniej formy podparcia, a pełne krzesło prysznicowe jest zbyt duże, TGR-R KP 540 łączy najważniejsze cechy w jednej kompaktowej formie: **składanie, boczne uchwyty, regulację wysokości, szerokie siedzisko i montaż bez użycia narzędzi**.

Timago TGR-R KP 540 należy do kategorii [krzesel i taboretów prysznicowych](#), ale nie jest siedziskiem ściennym, krzesłem uchylnym ani taboretą obrotowym. To wolnostojący, składany taboret pod prysznic bez oparcia, przeznaczony do użytkowania na siedząco.

Składany taboret prysznicowy Timago bez oparcia

Nie każda osoba potrzebuje krzesła z oparciem i dużej konstrukcji zajmującej przestrzeń w kabinie. TGR-R KP 540 jest odpowiedni dla użytkownika, który chce korzystać z prysznica lub wanny w pozycji siedzącej, a jednocześnie potrzebuje produktu łatwego do złożenia i przechowywania.

Brak oparcia sprawia, że taboret ma prostszą i bardziej kompaktową formę. Boczne uchwyty ułatwiają siadanie, wstawanie oraz zmianę pozycji. Dzięki temu model może być dobrym wyborem do łazienki, w której nie ma miejsca na szerokie krzesło z oparciem.

Dlaczego warto wybrać model TGR-R KP 540?

- jest składany, więc po kąpieli można go łatwiej schować,
- nie ma oparcia, dlatego zajmuje mniej miejsca niż pełne krzesło prysznicowe,
- posiada boczne uchwyty ułatwiające korzystanie z siedziska,
- ma szerokie siedzisko o wymiarach 50 × 25 cm,
- umożliwia dopasowanie wysokości do użytkownika i miejsca kąpieli,
- posiada system TF umożliwiający montaż bez narzędzi,

-
- może być użytkowany pod prysznicem, w wannie i w innych wilgotnych pomieszczeniach,
 - wytrzymuje obciążenie do 136 kg.

Składanie i przechowywanie bez zajmowania miejsca

Podstawa taboretu Timago TGR-R KP 540 została zaprojektowana tak, aby można było złożyć produkt po zakończeniu użytkowania. Po złożeniu taboret ma wymiary **50 x 11 x 67 cm**.

To ważna przewaga dla osób, które nie chcą pozostawiać wyposażenia w kabinie prysznicowej. Złożony taboret można łatwiej przechować w łazience, schowku lub innym miejscu, a następnie ponownie przygotować do użycia.

System TF – montaż taboretu bez użycia narzędzi

Model TGR-R KP 540 posiada **system TF**, czyli rozwiązanie umożliwiające montaż bez korzystania z dodatkowych narzędzi. Ułatwia to przygotowanie taboretu do użytkowania oraz jego późniejsze składanie i przechowywanie.

Beznarzędziowy montaż jest praktyczny również wtedy, gdy produkt ma być używany w różnych pomieszczeniach, na przykład w domu, łazience szpitalnej lub innym wilgotnym miejscu.

Regulowana wysokość od 40 do 44,5 cm

Nóżki Timago TGR-R KP 540 posiadają regulację wysokości w zakresie **40-44,5 cm**. Ustawienie odbywa się skokowo co **1,5 cm**, dzięki czemu można dopasować wysokość siedziska do potrzeb użytkownika oraz miejsca ustawienia taboretu.

Podczas regulacji wszystkie nóżki powinny zostać ustawione na tym samym poziomie. Przed użyciem należy sprawdzić, czy taboret stoi prawidłowo i stabilnie na podłożu.

Szerokie siedzisko PCV i boczne uchwyty

Siedzisko wykonano z wytrzymałego PCV. Jego wymiary wynoszą **50 x 25 cm**, dlatego użytkownik otrzymuje szeroką powierzchnię do siedzenia przy zachowaniu składanej, kompaktowej formy produktu.

Boczne uchwyty pomagają podczas siadania, wstawania i zmiany pozycji. Nóżki wyposażono w **nasadki antypoślizgowe** przeznaczone do użytkowania na wilgotnych powierzchniach.

Stołek pod prysznic, krzeselko czy siedzisko?

Potocznie tego typu produkt może być określany jako **stołek pod prysznic**, **krzeselko pod prysznic** albo **siedzisko prysznicowe**. Timago TGR-R KP 540 jest jednak konkretnie składanym taboretem bez oparcia.

To dobry wybór, gdy najważniejsze są:

- możliwość siedzenia podczas kąpieli,
- łatwe składanie po użyciu,
- uchwyty boczne,
- regulacja wysokości,
- brak konieczności montażu do ściany,
- kompaktowe przechowywanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze pomiędzy taboretem, krzesłem z oparciem i siedziskiem ściennym, sprawdź poradnik [jak wybrać taboret, krzesło lub ławkę pod prysznic](#).

Zastosowanie w domu i placówkach medycznych

Składany taboret prysznicowy Timago TGR-R KP 540 może być używany:

- pod prysznicem,

- w wannie,
- w łazience domowej,
- w innych wilgotnych pomieszczeniach,
- w warunkach szpitalnych.

Model jest przeznaczony dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz użytkowników, którzy podczas wykonywania higieny potrzebują pozycji siedzącej.

Maksymalne obciążenie 136 kg

Maksymalne obciążenie taboretu wynosi **136 kg**. Przed zakupem należy sprawdzić, czy masa użytkownika mieści się w podanym limicie oraz czy wymiary siedziska i zakres regulacji odpowiadają miejscu planowanego zastosowania.

Najważniejsze cechy Timago TGR-R KP 540

- składana podstawa,
- brak oparcia,
- aluminiowa rama,
- szerokie siedzisko z PCV 50 × 25 cm,
- boczne uchwyty,
- system TF – montaż bez użycia narzędzi,
- regulacja wysokości 40–44,5 cm,
- regulacja skokowa co 1,5 cm,
- antypoślizgowe nasadki na nóżkach,
- wymiary po złożeniu 50 × 11 × 67 cm,
- waga 2,80 kg,
- maksymalne obciążenie 136 kg.

Przed wyborem wyposażenia sprawdź również całą kategorię [krzesel, siedzisk i taboretów prysznicowych](#) oraz poradnik [jak dobrać krzesło lub taboret prysznicowy do wymiarów kabiny](#).

Podobne taborety prysznicowe

Jeżeli szukasz podobnego siedziska pod prysznic, ale z innym kształtem lub zakresem regulacji, sprawdź również:

- [prostokątny taboret prysznicowy Timago KP 340L z uchwytami](#) – kompaktowy model z prostokątnym siedziskiem.
- [taboret prysznicowy Timago KING z uchwytami](#) – model z szerszym siedziskiem i większym zakresem regulacji wysokości.

Dane techniczne Timago TGR-R KP 540

Marka	Timago
Model	TGR-R KP 540
Rodzaj produktu	Składany taboret prysznicowy bez oparcia
Zastosowanie	Prysznic, wanna, łazienka i wilgotne pomieszczenia
Rama	Aluminiowa
Siedzisko	Wytrzymałe PCV
Wymiary siedziska	50 × 25 cm
Regulacja wysokości	40–44,5 cm
Skok regulacji	1,5 cm
Szerokość całkowita	54–56 cm
Długość całkowita	44–50 cm
Wymiary po złożeniu	50 × 11 × 67 cm
Oparcie	Brak
Uchwyty	Boczne
Nasadki na nóżkach	Antypoślizgowe
System montażu	TF – bez użycia narzędzi
Waga	2,80 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg