

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-otwarty-p-1031.html>

Stabilizator stawu kolanowego - otwarty

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	156,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C SK-O 504

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego z szynami - otwarty - **wykonany jest z elastycznego materiału**, który jednocześnie przepuszcza powietrze a także odprowadza wilgoć dla pełnego komfortu użytkowania. Model ten różni się od wersji zamkniętej tym, że jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Sprawia to, że jest on **łatwy w zakładaniu** szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych.

W stabilizatorze zastosowano **lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące**, co pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznych i przyśrodkowych. Stabilizator zawiera w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz w wyproście. Zastosowano **dodatkowe pasy obwodowe**, co zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator ten wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania. Stabilizator kolana posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, co zwiększa komfort użytkowania.

Produkowany jest w pięciu rozmiarach **od S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI	REGULACJA KĄTA	
S	34-36 cm	ZGIĘCIE	0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
M	36-38 cm	WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°
L	38-41 cm	DŁUGOŚĆ	30 cm
XL	41-44 cm		
XXL	44-47 cm		
XXXL	48-51 cm		

Cechy stabilizatora stawu kolanowego:

- wykonany z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze i odprowadzającego wilgoć

-
- dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów
 - polecany dla osób starszych i nie w pełni sprawnych
 - lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące
 - kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście
 - pasy obwodowe - anatomiczny kształt zapewnia idealne przyleganie
 - wyprofilowany w okolicy dołu podkolanowego

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza na rzepkę zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ortezy kolana: L - 38 - 41 cm , M - 36 - 38 cm , S - 34 - 36 cm , XL - 41 - 44 cm , XXL - 44 - 47 cm , XXXL - 48 - 51 cm