

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-sanitarny-scienny-sl74-do-kaczek-i-basenow-p-2594.html>

Stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny 740 mm

Cena brutto	5 000,00 zł
Cena netto	4 065,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SL/74
Kod producenta	RSL-1-70-180-S-W

Opis produktu

Stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny – 740 mm

Stojak sanitarny ścienny SL/74 jest przeznaczony do uporządkowanego przechowywania, ociekania i suszenia kaczek sanitarnych, basenów, misek oraz pokrywek w pomieszczeniach placówek opieki medycznej. Konstrukcja ścienna pozwala wykorzystać przestrzeń bez ustawiania regału na podłodze.

Model SL/74 ma wymiary **740 x 350 x 1800 mm**. Stelaż i suszarki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku **0H18N9**. W standardowym wyposażeniu znajduje się listwa z sześcioma haczykami na kaczki, dwie suszarki na baseny lub miski, osobna suszarka na pokrywki oraz cztery ociekacze.

Co znajduje się w wyposażeniu SL/74?

- **2 x listwa nośna** z zaczepami do suszarek,
- **1 x suszarka na pokrywki** 740 x 350 x 250 mm,
- **1 x listwa z 6 haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **2 x suszarka na baseny lub miski** 740 x 350 x 400 mm,
- **4 x ociekacz do suszarki** wykonany z tworzywa.

Opcjonalnie dostępny jest również **ociekacz ze stali kwasoodpornej**.

Dane techniczne stojaka sanitarnego SL/74

Typ	SL/74
Indeks	RSL-1-70-180-S-W
Rodzaj	regał sanitarny ścienny
Wymiary całkowite	740 x 350 x 1800 mm
Materiał stelaża	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał suszarek	stal kwasoodporna gat. 0H18N9

Suszarki na baseny lub miski	2 szt., 740 x 350 x 400 mm
Suszarka na pokrywki	1 szt., 740 x 350 x 250 mm
Listwa na kaczki	1 listwa, 6 haczyków
Ociekacze	4 szt., tworzywo
Maksymalne obciążenie pojedynczej półki	10 kg
Maksymalne całkowite obciążenie regału	30 kg
Sposób montażu	mocowanie do ściany zgodnie z instrukcją obsługi
Opcja dodatkowa	ociekaz ze stali kwasoodpornej

Montaż regału ściennego SL/74

Model SL/74 wymaga prawidłowego zamocowania do odpowiedniego podłoża. Przed montażem należy ocenić miejsce instalacji i wykonać mocowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja określa m.in. **minimalną grubość ściany 150 mm** oraz montaż regału na wysokości co najmniej **500 mm od poziomu podłogi**. Szczegółowy sposób wykonania otworów i kotwienia znajduje się w instrukcji produktu.

SL/74, SL/54 czy SL/84 – który wariant wybrać?

Wersje ścienne z serii SL różnią się przede wszystkim szerokością oraz liczbą haczyków na kaczki. **SL/74** jest wariantem pośrednim o szerokości 740 mm i posiada 6 haczyków.

- **SL/54 – 540 mm, 5 haczyków** – wariant o mniejszej szerokości,
- **SL/74 – 740 mm, 6 haczyków** – prezentowany model,
- **SL/84 – 840 mm, 7 haczyków** – najszerszy z tych trzech wariantów.

Pozostałe konstrukcje ścienne, mobilne i wolnostojące można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#).

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia należy stosować ciepłą wodę, około 40°C, z dodatkiem detergentu o delikatnym działaniu oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Po myciu powierzchnie należy dokładnie osuszyć.

Nie należy używać środków ściernych, silnych detergentów, kwaśnych lub alkalicznych preparatów, środków wybielających ani agresywnych rozpuszczalników. Regały nie wolno poddawać sterylizacji parowej ani wodnej. Do dezynfekcji należy stosować środki dopuszczone w instrukcji obsługi i używać ich zgodnie z instrukcją danego preparatu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące