

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-na-kolach-p-3135.html>



Stół rehabilitacyjny na kołach

Cena brutto	4 347,00 zł
Cena netto	4 025,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia 21-25 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-XSR 2 E

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny na kołach – komfort i mobilność w jednym

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do gabinetu fizjoterapeutycznego lub salonu masażu? **Stół rehabilitacyjny na kołach** to idealny wybór, który łączy wygodę, funkcjonalność i mobilność. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak elektryczna regulacja wysokości oraz możliwość łatwego transportu, stół ten sprawdzi się w każdym profesjonalnym gabinecie.

Wszechstronne zastosowanie - stół do masażu i rehabilitacji

Nasz **stół do masażu** z kołami został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zabiegów. Sprawdzi się zarówno w rehabilitacji, jak i w masażu terapeutycznym czy relaksacyjnym. **Łóżko do masażu** wyposażone jest w stabilną konstrukcję oraz **dwuczęściowy blat**, co zapewnia wygodę zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.

Najważniejsze funkcje i zalety

- **Elektryczna regulacja wysokości** (55 cm – 89 cm) – precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
- **Otwór w podgłówniku** z zatyczką – dla maksymalnego komfortu podczas masażu twarzy.
- **Mobilność** – dwa koła jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu.
- **Regulowany podgłówek** z możliwością nachylenia od -60° do 35° – wygodne ułożenie pacjenta podczas zabiegu.
- **Wysoka wytrzymałość** – stół wytrzymuje obciążenie do 170 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem nawet dla wymagających pacjentów.

Elegancja i funkcjonalność

Design stołu zachwyca prostotą i elegancją, dzięki czemu pasuje do każdego wnętrza. Tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorów, zarówno w wersji standardowej, jak i **exclusive line**, pozwala na dopasowanie do estetyki Twojego gabinetu. Solidna konstrukcja i estetyka wykończenia sprawiają, że nasz **stół do masażu na kołach** nie tylko wygląda świetnie, ale jest także niezwykle trwały.

Mobilność, która ułatwia pracę

Dzięki wyposażeniu w **2 koła jezdne i 2 stopki**, stół jest łatwy do przestawienia, co znacznie ułatwia organizację przestrzeni w gabinecie. Idealnie sprawdzi się zarówno w większych, jak i mniejszych pomieszczeniach, gdzie możliwość szybkiego przemieszczania sprzętu jest kluczowa.

Opcjonalne dodatki

Stół można dodatkowo wyposażać w liczne akcesoria, które podnoszą jego funkcjonalność, takie jak **podłokietniki**, uchwyty na pasy stabilizacyjne czy **wieszak na podkład celulozowy**. Istnieje także opcja personalizacji kolorów stelaża według palety RAL, co pozwala na dopasowanie stołu do każdego wnętrza.

Dlaczego warto wybrać nasz stół rehabilitacyjny na kołach?

Jeśli szukasz stołu, który zapewnia zarówno komfort, mobilność, jak i estetykę, nasz produkt jest idealnym wyborem. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom oraz solidnej konstrukcji, stół zapewnia najwyższą jakość zarówno w terapii, jak i relaksie. Inwestując w nasz **stół rehabilitacyjny**, zapewnisz swoim pacjentom komfort i profesjonalizm na najwyższym poziomie.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł)