

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-farmaceutyczny-z-szuflada-p-2031.html>



Stolik farmaceutyczny z szufladą

Cena brutto	3 670,00 zł
Cena netto	3 398,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)2T-66-ST-K5-W KR2.(295)x95x85.ST.900 3-200

Opis produktu

Stolik farmaceutyczny to niezwykle praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w każdej aptece lub laboratorium. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i stabilność, umożliwiając wygodne przechowywanie i organizację niezbędnych akcesoriów.

Stelaż tego stolika został wykonany z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo na biało, co nadaje mu nowoczesny i estetyczny wygląd. Dzięki kanałom montażowym po wewnętrznej stronie, można dowolnie regulować wysokość półek, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i preferencji. Niezwykle praktyczne są również koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanych stalowych obudowach, z których dwa posiadają blokadę. Dzięki temu stolik można łatwo przemieszczać z jednego miejsca do drugiego, a blokada zapewnia stabilność w trakcie użytkowania.

Stolik farmaceutyczny wyposażony jest w różne elementy ułatwiające przechowywanie i organizację. Na początek mamy wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, wykonaną ze stali kwasoodpornej, idealną do prezentacji i przechowywania drobnych przedmiotów. Dodatkowo, znajduje się jedna szuflada, stalowa i lakierowana proszkowo na biało, o wymiarach 655x385x155 mm, idealna do przechowywania dokumentów, próbek lub innych niezbędnych akcesoriów.

Warto również wspomnieć o dwóch tacach o wymiarach 650x390x18 mm, które można wykorzystać jako dodatkowe powierzchnie robocze lub miejsce do przechowywania potrzebnych narzędzi. Dla wygody użytkownika dostępny jest również koszyk o wymiarach 295x95x85 mm, który świetnie sprawdzi się do przechowywania mniejszych akcesoriów, takich jak igły czy próbówki.

Stolik farmaceutyczny posiada również stelaż do worka na odpady, wykonany z stalowej konstrukcji, lakierowany proszkowo na biało. Dodatkowo, stelaż ten jest wyposażony w uchylną pokrywę z tworzywa w kolorze białym, co zapewnia higieniczne przechowywanie odpadów i łatwe opróżnianie worka.

Całkowite wymiary stolika to 1000x480x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, natomiast szuflada ma wymiary 580x345x125 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Dzięki tym przestronnym wymiarom, stolik farmaceutyczny zapewnia dużo miejsca do przechowywania i organizacji, jednocześnie zajmując niewiele miejsca w pomieszczeniu.

Stolik farmaceutyczny z pewnością spełni oczekiwania wszystkich profesjonalistów z branży farmaceutycznej. Jego solidne wykonanie, regulowana wysokość półek, praktyczna szuflada i tace, oraz stelaż do worka na odpady sprawiają, że jest to niezastąpiony element wyposażenia apteki lub laboratorium, który ułatwi codzienną pracę i zapewni porządek w miejscu pracy.

Stolik farmaceutyczny z szufladą, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**