

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-jezdny-p-3182.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą, 1 półką i szafką 2-szufladową

Cena brutto	6 161,00 zł
Cena netto	5 704,63 zł
Cena poprzednia	6 399,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-S(1)PS(2)-50-100-ABS3-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 w tej konfiguracji został przygotowany do organizacji mobilnego stanowiska pracy z urządzeniami medycznymi, diagnostycznymi i zabiegowymi. Model łączy kompaktowe wymiary z funkcjonalnym układem przechowywania: 1 szuflada, 1 półka oraz szafka z 2 szufladami pozwalają wygodnie розміścić aparaturę, osprzęt i akcesoria robocze.

Konfiguracja oparta jest na konkretnych danych producenta i obejmuje: **1x szufladę 500x500x155 mm, 1x półkę 500x500 mm oraz 1x szafkę z 2 szufladami 500x500x284 mm**. W standardzie model otrzymuje również **1x listwę zasilającą, 3x klips do przewodów i 2x uchwyt do prowadzenia**.

Model może być wykorzystywany także w pracowniach i pomieszczeniach technicznych, jednak zgodnie z konfiguracją producenta jest to przede wszystkim **wózek pod aparaturę medyczną AP2**, przeznaczony do uporządkowania stanowiska i wygodnego przemieszczania aparatury między miejscami pracy.

Najważniejsze cechy

- **Przemysłana konfiguracja AP2:** 1 szuflada, 1 półka i szafka z 2 szufladami w układzie ułatwiającym organizację urządzeń i akcesoriów.
- **Wypożyczenie standardowe:** listwa zasilająca, 3 klipsy do przewodów oraz 2 uchwyty do prowadzenia.
- **Mobilna konstrukcja:** koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, ułatwiają bezpieczne przemieszczanie wózka.
- **Regulacja położenia podzespołów:** profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach pozwala zmieniać wysokość elementów bez wiercenia dodatkowych otworów.
- **Łatwiejsze utrzymanie czystości:** kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.
- **Kolorystyka RAL:** fronty szuflad i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL.

Dane techniczne

Dane techniczne wózka pod aparaturę medyczną AP2 Typ produktu

Numer katalogowy

Kod producenta

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego

Szuflada

Wysokość frontu szuflady

Powierzchnia użytkowa blatu szuflady

Powierzchnia użytkowa szuflady

Półka

Wózek pod aparaturę

SM-TMBY-AP2

AP2-03-S(1)PS(2)-50-100-ABS3-0000

620 x 585 x 1000 mm

1 x 500 x 500 x 155 mm

130 mm

450 x 450 mm

425 x 450 x 105 mm

1 x 500 x 500 mm

Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Szafka z 2 szufladami	1 x 500 x 500 x 284
Wysokość frontów szuflad w szafce	2 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady w szafce	425 x 450 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	1 x listwa zasilająca przewodzenia
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany montażowymi po obu stronach
Elementy robocze	Szuflada, półka i szafka pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa
Koła	Średnica 100 mm, w kolorze szarym
Kolorystyka	Fronty szuflad i elementów wg palety RAL
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość]
Uwagi	Zmiana szerokości półki i ceny. Materiał maszynowy uzależniony jest od Istnieje możliwość wykonania szarym.
Informacja o produkcji	Model wykonywany jest z jakością zgodną z ISO 13485 realizowany jest z zachowaniem

Wykonanie i wyposażenie standardowe

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą.

- szuflada, półka i szafka stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem,
- fronty szuflad lakierowane na kolor wg palety RAL,
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL,
- adapter listwy sieciowej lakierowany na biało,
- klipsy do przewodów z tworzywa w kolorze szarym,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym.

Zastosowanie

Model sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko do aparatury medycznej oraz wygodna organizacja akcesoriów roboczych. To dobre rozwiązanie do gabinetów diagnostycznych, zabiegowych, pracowni medycznych i punktów przygotowania aparatury, w których liczy się łatwe przemieszczanie sprzętu, dostęp do zasilania i uporządkowanie przewodów.

Dzięki połączeniu szuflady, półki i szafki z 2 szufladami użytkownik zyskuje miejsce zarówno na urządzenie główne, jak i na drobny osprzęt, materiały pomocnicze czy akcesoria potrzebne przy codziennej pracy.

Kolorystyka i konfiguracja

Fronty szuflad oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorystyce zgodnej z paletą RAL. Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo lub stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Informacja o produkcji

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i warianty

- [Zobacz stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Sprawdź wariant AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę](#)
- [Zobacz wariant z półką na komputer](#)
- [Poznaj wariant AP2 do pokoju zabiegowego – 3 półki i szuflada](#)

FAQ

Do jakich stanowisk pasuje ten wózek pod aparaturę medyczną AP2?

Model przeznaczony jest do organizacji mobilnych stanowisk z aparaturą medyczną, diagnostyczną oraz wyposażeniem pomocniczym wykorzystywanym w pracowniach i gabinetach.

Co znajduje się w wyposażeniu standardowym?

W standardzie wózek wyposażony jest w 1 listwę zasilającą, 3 klipsy do przewodów oraz 2 uchwyty do prowadzenia. Konfiguracja obejmuje również 1 szufladę, 1 półkę i szafkę z 2 szufladami.

Czy można zmienić kolor frontów i elementów dekoracyjnych?

Tak. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na wymiary i cenę?

Tak. Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz jego cenę.

Jakie koła zastosowano w tym modelu?

Wózek wyposażony jest w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z blokadą. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie stanowiska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary