

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-przyrzady-stomatologiczne-asystor-p-2063.html>



Asystor medyczny TECH-MED A1-S(3) z 3 szufladami

Cena brutto	3 321,00 zł
Cena netto	3 075,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	A1-S(3)
Kod producenta	A1-01-S(3)-KO-0000-K4.6

Opis produktu

TECH-MED A1-S(3) – asystor medyczny z 3 szufladami

TECH-MED A1-S(3) to mobilny asystor medyczny wyposażony w **trzy szuflady** oraz stalowy blat z pogłębieniem. W oferowanej konfiguracji szafka, blat i pięcioramienna podstawa są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na biało, natomiast **fronty szuflad mogą zostać wykonane w wybranym kolorze RAL** zgodnie z dostępnym wzornikiem.

Model ma stałą wysokość **800 mm**. Górna część szafki ma wymiary **450 x 450 mm**, a właściwe pole odkładcze stanowiące powierzchnię roboczą ma **400 x 400 mm**. Pogłębienie blatu pomaga wyraźnie wydzielić obszar przeznaczony do odkładania wyposażenia.

Trzy szuflady i stalowa powierzchnia robocza

A1-S(3) ma **trzy szuflady z frontami o wysokości 3 x 130 mm**. Zewnętrzne wymiary szafki wynoszą **450 x 450 x 413 mm**. Trzy oddzielne przestrzenie ułatwiają uporządkowanie przechowywanych instrumentów i wyposażenia przy zachowaniu stałej wysokości całego asystora.

Szafka wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo na biało, natomiast fronty szuflad mogą zostać polakierowane na wybrany kolor RAL. Wierzchnia część korpusu szafki jest wyposażona w **materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci i minimalizujący wibracje**.

Blat wykonano ze stali lakierowanej proszkowo. Jego górna powierzchnia ma pogłębienie, a właściwe **pole odkładcze ma 400 x 400 mm**.

Podstawa na 5 podwójnych kołach

Asystor stoi na **pięcioramiennej podstawie o średnicy 600 mm**, lakierowanej proszkowo na biało. Zastosowano **5**

podwójnych kół jezdnych o średnicy 55 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Trzy koła posiadają blokadę.

W miejscu użytkowania koła należy zablokować. Podczas przemieszczania szuflady powinny być zamknięte, a podczas pracy należy unikać jednoczesnego wysuwania wszystkich szuflad, ponieważ może to zmniejszyć stabilność asystora.

Przeznaczenie asystora A1-S(3)

Asystory A są przeznaczone do **przechowywania i przemieszczania instrumentów oraz urządzeń medycznych** zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Mogą być użytkowane w pomieszczeniach placówek medycznych, między innymi na oddziałach szpitalnych, salach chorych, salach pooperacyjnych i operacyjnych oraz w gabinetach zabiegowych.

Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zgodnie z instrukcją powinien być użytkowany przez **wykwalifikowany personel medyczny**.

Maksymalne obciążenie – 10 kg łącznie

Maksymalne obciążenie asystora wynosi **10 kg**. Wartość ta dotyczy **całego produktu** i powinna być równomiernie rozłożona na blacie oraz w szufladach.

Limit 10 kg nie oznacza masy własnej asystora ani nośności pojedynczej szuflady. Producent nie podaje osobnego dopuszczalnego obciążenia każdej z trzech szuflad.

Wyrób medyczny klasy I

Typ **A1-S(3)** został wymieniony w deklaracji zgodności UE TECH-MED dla rodziny Asystory A. Wyroby objęte deklaracją zostały sklasyfikowane jako **wyroby medyczne klasy I**.

Mycie i dezynfekcja zgodnie z instrukcją

Do mycia należy stosować ciepłą wodę, łagodny detergent oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Należy unikać obfitego polewania konstrukcji, a po umyciu dokładnie usunąć pozostałości środka i osuszyć powierzchnie.

Nie należy stosować ściernych środków czyszczących, silnych detergentów, rozpuszczalników organicznych, preparatów kwaśnych i alkalicznych ani środków wybielających. Producent nie dopuszcza również sterylizacji parowej ani wodnej.

Dezynfekcję należy prowadzić **środkami wskazanymi w aktualnej instrukcji obsługi** oraz zgodnie z instrukcją producenta konkretnego preparatu.

Dane techniczne TECH-MED A1-S(3)

Producent	TECH-MED
Rodzina	Asystory A
Typ	A1-S(3)
Kod producenta	A1-01-S(3)-ST-0000-K4.3
Liczba szuflad	3
Wysokość frontów szuflad	3 × 130 mm
Wymiary szafki	450 × 450 × 413 mm
Szafka	stal lakierowana proszkowo na biało
Fronty szuflad	stal lakierowana proszkowo, kolor wybierany ze wzornika RAL
Wierzchnia część korpusu	materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący

	wibracje
Blat	stal lakierowana proszkowo, z pogłębieniem
Wymiary górnej części szafki	450 × 450 mm
Pole odkładcze / powierzchnia robocza	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Regulacja wysokości	brak – wysokość stała
Podstawa	stalowa, pięcioramienna, lakierowana proszkowo na biało
Średnica podstawy	600 mm
Koła	5 podwójnych kół Ø55 mm w obudowie z tworzywa sztucznego
Koła z blokadą	3
Maksymalne obciążenie	10 kg łącznie, równomiernie rozmieszczone na blacie i w szufladach
Masa własna produktu	brak potwierdzonych danych producenta
Status	wyrób medyczny klasy I – typ A1-S(3) objęty deklaracją zgodności UE dla Asystorów A

Czy A1-S(3) będzie odpowiednim wariantem?

Ten model warto rozważyć, gdy potrzebujesz **trzech szuflad, stalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, blatu z pogłębieniem oraz stałej wysokości 800 mm**. Trzy oddzielne szuflady umożliwiają rozdzielenie przechowywanego wyposażenia, a kolor frontów pozwala dopasować wygląd asystora do wybranej kolorystyki pomieszczenia.

Jeżeli zależy Ci na takim samym układzie trzech szuflad, ale innym materiale wykonania, porównaj [wariant z 3 szufladami wykonany ze stali 0H18N9](#).

Jeżeli wystarczą dwie szuflady, zobacz [TECH-MED A1-S\(2\) z 2 szufladami](#). Jeżeli potrzebujesz większej liczby oddzielnych przestrzeni, porównaj [lakierowany wariant z 4 szufladami](#).

Pozostałe konfiguracje możesz [porównać według liczby szuflad, materiału i rodzaju blatu](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzozkwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące