


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/suchy-basen-sensoryczny-165x165x50-cm-bez-pilek-p-904.html>

Suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek



Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-SB-KR006
Kod producenta	SM-PS-BBP

Opis produktu

Suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek

Suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek to piankowy basen przeznaczony do sal terapii SI, przedszkoli, żłobków, gabinetów rehabilitacyjnych, sal zabaw oraz domowych kąpek aktywności dla dzieci. Model ma stabilną konstrukcję, miękkie ścianki oraz pokrowiec z tkaniny typu kodura, która ułatwia codzienne utrzymanie produktu w czystości.

Produkt bazowy nie zawiera piłeczek. Piłeczki można dokupić jako opcję dodatkową podczas konfiguracji produktu. Dzięki temu basen można dopasować do potrzeb placówki, kolorystyki sali oraz oczekiwanego poziomu wypełnienia.

Do czego sprawdzi się suchy basen 165x165x50 cm?

Basen może być wykorzystywany do zabawy ruchowej, aktywności sensorycznych, ćwiczeń koordynacyjnych i tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. W gabinetach SI i placówkach rehabilitacyjnych może stanowić element wyposażenia sali terapeutycznej, a w przedszkolach i salach zabaw – strefę aktywności oraz odpoczynku.

- do terapii integracji sensorycznej pod nadzorem terapeuty,
- do przedszkoli, żłobków i sal zabaw,
- do domowego kąpaka zabaw i aktywności,
- do zabaw z piłeczkami po dokupieniu odpowiedniego zestawu,
- do ćwiczeń koordynacji, orientacji przestrzennej i aktywności ruchowej.

Najważniejsze cechy produktu

- **wymiary zewnętrzne:** 165x165x50 cm,
- **grubość ścianek:** 15 cm,
- **rdzeń:** pianka poliuretanowa,
- **pokrowiec:** tkanina typu kodura, odporna na użytkowanie i łatwa do czyszczenia,
- **produkt bazowy:** bez piłeczek,
- **opcje dodatkowe:** możliwość dokupienia piłeczek oraz wybranych klocków piankowych,
- **produkcja:** Polska,
- **gwarancja:** 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
----------	---------

Nazwa produktu	Suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek
Wymiary zewnętrzne	165x165x50 cm
Grubość ścianek	15 cm
Materiał wypełnienia	pianka poliuretanowa
Materiał pokrowca	kodura
Pięczki w zestawie	nie, pięczki można dokupić jako opcję dodatkową
Zastosowanie	terapia SI, przedszkole, żłobek, gabinet, sala zabaw, dom
Gwarancja	24 miesiące

Basen bez piłek czy z pięczkami?

Ten model jest sprzedawany jako **suchy basen bez piłek**. To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz samodzielnie dobrać kolor, liczbę i średnicę pięczek. W placówkach terapeutycznych i przedszkolach taka konfiguracja jest praktyczna, ponieważ pozwala dopasować basen do konkretnej sali oraz sposobu użytkowania.

Jeśli potrzebujesz gotowego zestawu, podczas konfiguracji produktu możesz wybrać opcję dokupienia pięczek. Możesz też sprawdzić kategorię [kulki do suchego basenu](#).

Ile pięczek potrzeba do basenu 165x165x50 cm?

Liczba pięczek zależy od ich średnicy oraz oczekiwanego poziomu wypełnienia. Dla basenu o wymiarach 165x165x50 cm najczęściej dobiera się od około 2000 do kilku tysięcy pięczek, w zależności od tego, czy basen ma być wypełniony płytko, średnio czy prawie do wysokości ścianek.

Poziom wypełnienia	Pięczki Ø 7 cm	Pięczki Ø 6 cm
około 30 cm	około 1850 szt.	około 2900 szt.
około 35 cm	około 2150 szt.	około 3400 szt.
około 40 cm	około 2450 szt.	około 3850 szt.
około 45 cm	około 2750 szt.	około 4350 szt.
około 50 cm	około 3050 szt.	około 4850 szt.

Podane wartości mają charakter orientacyjny. W praktyce dobór pięczek zależy od oczekiwanego efektu, wieku dzieci oraz sposobu korzystania z basenu.

Opcje dodatkowe

Do basenu można dobrać elementy dodatkowe widoczne w konfiguratorze produktu, m.in. zestaw pięczek oraz wybrane klocki piankowe ułatwiające zabawę i aktywność ruchową. Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz właściwe opcje w panelu konfiguracji.

Użytkowanie i czyszczenie

- ustawiaj basen na równej, stabilnej powierzchni,
- używaj pod nadzorem osoby dorosłej lub terapeuty,
- czyść pokrowiec wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem,
- nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani wybielaczy,
- pięczki, jeśli zostaną dokupione, czyść zgodnie z zaleceniami producenta.

Zobacz także kategorię [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#) [kulki do suchego basenu](#) [suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek](#)

FAQ – suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm

Czy ten suchy basen zawiera pięczki?

Nie. Produkt bazowy jest sprzedawany bez pięczek. Pięczki można dokupić jako opcję dodatkową lub dobrać osobno z kategorii kulek do suchego basenu.

Czy basen nadaje się do terapii integracji sensorycznej?

Tak, basen może być wykorzystywany jako element wyposażenia sali SI, przedszkola, gabinetu rehabilitacyjnego lub sali zabaw. W zastosowaniach terapeutycznych powinien być używany pod nadzorem specjalisty.

Jaka jest grubość ścianek basenu?

Ścianki basenu mają grubość 15 cm. Dzięki temu basen jest stabilniejszy i wygodniejszy w codziennym użytkowaniu.

Czy można dobrać piłeczki do tego basenu?

Tak, do basenu można dobrać piłeczki jako opcję dodatkową. Liczba piłeczek zależy od średnicy oraz oczekiwanego poziomu wypełnienia.

Gdzie sprawdzi się basen 165x165x50 cm?

Model 165x165x50 cm sprawdzi się w gabinecie SI, przedszkolu, żłobku, sali zabaw oraz domowym kąciku aktywności. To rozmiar pośredni między małym basenikiem a dużymi basenami dla większych sal.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup zestaw piłeczek: Nie , 2000 szt. 7 cm (+ 740,00 zł)

Dokup klocek Fala-Atlas: Nie , Tak (+ 359,00 zł)

Dokup klocek Klin-Atlas: Nie , Tak (+ 339,00 zł)

Dokup klocek Łuk-Atlas: Nie , Tak (+ 329,00 zł)

Dokup klocek Schodki-Atlas: Nie , Tak (+ 359,00 zł)