

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/suchy-basen-z-pileczkami-maly-p-204.html>



Suchy basen sensoryczny z piłeczkami 165x165x50 cm | 2000 piłek

Cena brutto	3 690,00 zł
Cena netto	3 000,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KR003
Kod producenta	SM-PS-BZP

Opis produktu

Profesjonalny suchy basen sensoryczny do terapii SI i rehabilitacji dziecięcej

Suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm z 2000 piłeczkami Ø7 cm. Model przeznaczony do terapii SI, rehabilitacji dziecięcej, żłobków, przedszkoli i sal zabaw. Pokrowiec z kodury, ścianki 15 cm oraz możliwość dobrania klocków wejściowych.

Model 165x165x50 cm sprawdzi się w gabinetach terapii SI, ośrodkach rehabilitacyjnych, żłobkach, przedszkolach, salach zabaw oraz domowych strefach aktywności. To wariant dla klientów, którzy szukają **suchego basenu rehabilitacyjnego i sensorycznego z piłeczkami**, a nie samej piankowej konstrukcji bez wypełnienia.

Co zawiera zestaw?

- **suchy basen piankowy 165x165x50 cm,**
- **2000 piłeczek Ø7 cm,**
- ścianki o grubości 15 cm,
- pokrowiec z tkaniny typu kodura,
- piankową konstrukcję bez ostrych krawędzi,
- możliwość dokupienia wybranych klocków piankowych w opcjach produktu.

Do czego sprawdzi się suchy basen z piłeczkami?

Basen z piłeczkami tworzy miękką i atrakcyjną przestrzeń do zabawy ruchowej, ćwiczeń koordynacji oraz aktywności sensorycznych. Kolorowe piłeczki zachęcają dzieci do ruchu, chwytania, przesypywania i zmiany pozycji ciała, a miękkie ścianki pomagają ograniczyć ryzyko kontaktu z twardymi elementami wyposażenia sali.

- do żłobków i przedszkoli,
- do sal zabaw i bawialni,
- do gabinetów terapii integracji sensorycznej,
- do ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci,
- do domowych kącików zabawy i aktywności,
- do ćwiczeń koordynacji, orientacji przestrzennej i aktywności ruchowej.

Najważniejsze cechy produktu

- **wymiary zewnętrzne:** 165x165x50 cm,
- **liczba piłeczek w zestawie:** 2000 sztuk,

- **średnica piłeczek:** 7 cm,
- **grubość ścianek:** 15 cm,
- **rdzeń:** pianka poliuretanowa,
- **pokrowiec:** kodura,
- **wzmocnienie:** lamówka/biza w narożnikach,
- **konstrukcja:** miękka, piankowa, bez ostrych krawędzi,
- **opcje dodatkowe:** możliwość dokupienia wybranych klocków piankowych,
- **gwarancja:** 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Suchy basen z piłeczkami 165x165x50 cm + 2000 piłek
Wariant	mały
Wymiary zewnętrzne	165x165x50 cm
Grubość ścianek	15 cm
Piłeczki w zestawie	2000 sztuk
Średnica piłeczek	7 cm
Materiał konstrukcji	pianka poliuretanowa
Materiał pokrowca	kodura
Zastosowanie	żłobek, przedszkole, sala zabaw, gabinet SI, ośrodek rehabilitacyjny, dom
Gwarancja	24 miesiące

Suchy basen z piłeczkami czy bez piłeczek?

Ten produkt jest wariantem **z piłeczkami w zestawie**. Oznacza to, że klient otrzymuje basen 165x165x50 cm oraz 2000 piłeczek Ø7 cm. To najlepszy wybór wtedy, gdy potrzebny jest kompletny zestaw do żłobka, przedszkola, sali zabaw lub gabinetu SI.

Jeżeli potrzebujesz samej konstrukcji i chcesz dobrać piłeczki osobno, zobacz wariant [suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek](#).

Dlaczego ten wariant jest praktyczny dla placówek?

Wariant 165x165x50 cm jest łatwiejszy do ustawienia niż duże baseny do większych sal, a jednocześnie daje więcej przestrzeni niż małe baseniki domowe. Zestaw z 2000 piłeczek pozwala szybko przygotować strefę zabawy, aktywności i ćwiczeń sensorycznych bez osobnego dobierania wypełnienia.

- gotowy komplet z piłeczkami,
- czytelny rozmiar 165x165x50 cm,
- ścianki 15 cm dla stabilniejszej konstrukcji,
- pokrowiec z kodury ułatwiający czyszczenie,
- możliwość rozszerzenia zestawu o klocki piankowe.

Opcje dodatkowe

W konfiguratorze produktu można dobrać wybrane klocki piankowe, m.in. elementy typu fala, klin, łuk lub schodki. Takie dodatki mogą urozmaicić zabawę i aktywność ruchową dzieci oraz pomóc w stworzeniu bardziej rozbudowanej strefy ćwiczeń.

Użytkowanie i czyszczenie

- ustawiaj basen na równej, stabilnej powierzchni,
- używaj produktu pod nadzorem osoby dorosłej lub terapeuty,
- czyść pokrowiec wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem myjącym,
- nie stosuj agresywnych detergentów ani wybielaczy,
- piłeczki czyść regularnie zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w placówce.

Zobacz także kategorię [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#), [kulki do suchego basenu](#) oraz powiązane produkty w kategorii [basen suchy z kulkami](#) [suchy basen sensoryczny z piłeczkami 165x165x50 cm z 2000 piłek](#)

FAQ – suchy basen z piłeczkami 165x165x50 cm

Czy ten suchy basen zawiera piłeczki?

Tak. W zestawie znajduje się 2000 piłeczek o średnicy 7 cm.

Jakie wymiary ma ten suchy basen?

Basen ma wymiary zewnętrzne 165x165x50 cm. Grubość ścianek wynosi 15 cm.

Czym różni się ten produkt od suchego basenu bez piłek?

Ten model jest kompletem z 2000 piłeczek Ø7 cm. Wariant bez piłek zawiera samą konstrukcję basenu i pozwala dobrać wypełnienie osobno.

Czy basen nadaje się do żłobka i przedszkola?

Tak, model 165x165x50 cm sprawdzi się w żłobku, przedszkolu, sali zabaw, gabinecie SI oraz domowym kącie aktywności.

Czy można dokupić dodatkowe elementy do basenu?

Tak, w konfiguratorze produktu można dobrać wybrane klocki piankowe, które urozmaicają zabawę i aktywność ruchową dzieci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup klocek Fala-Atlas: Nie , Tak (+ 359,00 zł)

Dokup klocek Klin-Atlas: Nie , Tak (+ 339,00 zł)

Dokup klocek Łuk-Atlas: Nie , Tak (+ 329,00 zł)

Dokup klocek Schodki-Atlas: Nie , Tak (+ 359,00 zł)