

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/suchy-basen-z-pileczkami-sredni-p-205.html>



Suchy basen sensoryczny 200x200x60 cm z 3000 piłeczek

Cena brutto	4 690,00 zł
Cena netto	3 813,01 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KR002
Kod producenta	SM-PS-BZP

Opis produktu

Suchy basen sensoryczny 200x200x60 cm z 3000 piłeczek – zestaw do terapii SI, rehabilitacji i sal zabaw

Suchy basen sensoryczny 200x200x60 cm z 3000 piłeczkami Ø7 cm to profesjonalny, duży zestaw do terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji dziecięcej, zabawy ruchowej oraz codziennej aktywności dzieci w placówkach. Model sprawdzi się w gabinetach SI, ośrodkach rehabilitacyjnych, przedszkolach, żłobkach, salach zabaw, bawialniach oraz większych domowych strefach aktywności.

To nie jest mały basenik dekoracyjny do pokoju dziecka, ale **duży suchy basen z piłeczkami do regularnego użytkowania**. Wariant 200x200x60 cm zapewnia więcej miejsca niż kompaktowe modele 165x165 cm, ma wyższe ściany, grubszą konstrukcję oraz aż **3000 piłeczek w zestawie**. Dzięki temu lepiej odpowiada potrzebom placówek, terapeutów i sal, w których z basenu korzysta więcej niż jedno dziecko.

Najważniejsze cechy produktu

- **wymiary zewnętrzne 200x200x60 cm** – duża przestrzeń do zabawy, ćwiczeń i aktywności sensorycznej,
- **3000 piłeczek Ø7 cm w zestawie** – gotowy komplet bez konieczności osobnego dobierania wypełnienia,
- **ściany o grubości 20 cm** – stabilniejsza konstrukcja do intensywnego użytkowania,
- **wysokość ścian 60 cm** – wyraźnie wydzielona strefa aktywności dla dzieci,
- **jednobryłowa konstrukcja** – bez rzepów i zamków łączących ściany,
- **wzmocnione narożniki ze sztywną białą** – większa odporność na codzienne użytkowanie,
- **pianka poliuretanowa PU** – miękka konstrukcja bez twardych krawędzi,
- **opcjonalne schodki lub rampa** – możliwość dopasowania wejścia do wieku dzieci i sposobu prowadzenia zajęć,
- **zastosowanie profesjonalne** – terapia SI, rehabilitacja dziecięca, przedszkole, żłobek, sala zabaw i bawialnia.

Dla kogo jest ten suchy basen sensoryczny?

Model 200x200x60 cm został przygotowany dla miejsc, w których suchy basen ma być używany regularnie, a nie okazjonalnie. Większa powierzchnia, wysoka ściana i duża liczba piłeczek sprawiają, że produkt dobrze pasuje do placówek, gabinetów i sal aktywności dziecięcej.

- dla gabinetów terapii integracji sensorycznej,
- dla ośrodków rehabilitacji dziecięcej,
- dla przedszkoli i żłobków,
- dla sal zabaw i bawialni,

- dla placówek prowadzących zajęcia ruchowe z dziećmi,
- dla większych domowych pokoi zabaw, w których potrzebny jest solidny basen z kulkami.

Zastosowanie w terapii SI i rehabilitacji dziecięcej

Suchy basen z piłeczkami tworzy miękką i angażującą przestrzeń do aktywności sensorycznej. Dziecko może w nim przemieszczać się, zmieniać pozycję ciała, chwytać piłeczki, przesypywać je, zanurzać dłonie i stopy oraz wykonywać ćwiczenia angażujące całe ciało.

W terapii SI basen może być wykorzystywany jako element zajęć sensorycznych, toru aktywności, ćwiczeń koordynacyjnych, pracy nad orientacją przestrzenną oraz zabaw ruchowych. W przedszkolu, żłobku lub sali zabaw pełni funkcję atrakcyjnej i miękkiej strefy aktywności, która zachęca dzieci do ruchu.

Jednobryłowa konstrukcja bez rzepów i zamków

W tym modelu zastosowano **jednobryłową konstrukcję**. Oznacza to, że ściany nie są łączone rzepami ani zamkami. To ważne przy częstym użytkowaniu w placówkach, ponieważ konstrukcja jest bardziej spójna i nie opiera się na elementach łączeniowych, które mogłyby być narażone na rozpinanie lub zużycie.

Ściany o grubości 20 cm i wysokości 60 cm pomagają utrzymać stabilność całego basenu. Dodatkowo narożniki zostały wzmocnione sztywną białą, co zwiększa odporność konstrukcji podczas codziennej eksploatacji w gabinetach, przedszkolach i salach zabaw.

Co zawiera zestaw?

- **suchy basen piankowy 200x200x60 cm,**
- **3000 piłeczek o średnicy 7 cm,**
- ściany o grubości 20 cm,
- jednobryłową konstrukcję z pianki poliuretanowej,
- wzmocnione narożniki wykończone sztywną białą,
- możliwość dobrania schodków lub rampy w opcjach produktu.

Opcje dodatkowe: schodki lub rampa

Do basenu można dobrać **schodki wejściowe** lub **rampę**. Schodki ułatwiają dzieciom wchodzenie do basenu, natomiast rampa może urozmaicić zabawę ruchową i zajęcia prowadzone przez terapeutę lub opiekuna.

Opcje dodatkowe są szczególnie przydatne w przedszkolach, żłobkach, salach zabaw oraz gabinetach terapii SI, gdzie basen może być częścią większej strefy aktywności lub toru ćwiczeń.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Suchy basen sensoryczny 200x200x60 cm z 3000 piłeczek
Wariant	basen sensoryczny 200x200x60 cm z piłeczkami
Wymiary zewnętrzne	200x200x60 cm
Wysokość ścian	60 cm
Grubość ścian	20 cm
Piłeczki w zestawie	3000 sztuk
Średnica piłeczek	7 cm
Materiał konstrukcji	pianka poliuretanowa PU
Konstrukcja	jednobryłowa, bez rzepów i zamków
Wzmocnienie	narożniki wykończone sztywną białą
Opcje dodatkowe	schodki wejściowe lub rampa
Numer katalogowy	SM-PS-KR002
Kod producenta	SM-PS-BZP
Zastosowanie	terapia SI, rehabilitacja dziecięca, przedszkole, żłobek, sala zabaw, domowa strefa aktywności
Gwarancja	24 miesiące

Suchy basen 200x200 czy 165x165 cm?

Jeżeli potrzebujesz kompaktowego zestawu do mniejszej sali, dobrym wyborem będzie [suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm z 2000 piłeczek](#). Jeżeli jednak zależy Ci na większej przestrzeni, wyższych ścianach, grubszej konstrukcji i większej liczbie piłeczek, model **200x200x60 cm z 3000 piłeczek** będzie mocniejszym wyborem do placówki, gabinetu SI lub sali zabaw.

Ten wariant jest szczególnie praktyczny wtedy, gdy basen ma być używany regularnie, przez więcej niż jedno dziecko lub jako element profesjonalnej przestrzeni sensorycznej. Jeżeli potrzebujesz jeszcze większego rozwiązania, zobacz także [duży suchy basen z piłeczkami](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

- ma większą powierzchnię niż kompaktowe modele 165x165 cm,
- zawiera aż 3000 piłeczek Ø7 cm,
- ma wysokie ściany 60 cm i grubość ścian 20 cm,
- jest gotowym zestawem z piłeczkami,
- może być rozszerzony o rampę lub schodki,
- pasuje do zastosowań sensorycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych,
- jest przeznaczony do intensywniejszego użytkowania niż małe baseniki domowe.

Kolorystyka piłeczek

Do basenu dołączony jest zestaw 3000 piłeczek Ø7 cm. Kolorystykę piłeczek można dopasować do wystroju sali, charakteru placówki lub preferencji użytkownika, zgodnie z dostępnymi opcjami kolorystycznymi.

Użytkowanie i czyszczenie

- ustawiaj basen na równej, stabilnej powierzchni,
- używaj produktu pod nadzorem osoby dorosłej, opiekuna lub terapeuty,
- czyść powierzchnię wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem myjącym,
- nie stosuj agresywnych detergentów ani wybielaczy,
- piłeczki czyść regularnie zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w placówce.

Powiązane produkty i kategorie

Jeżeli porównujesz różne rozmiary suchych basenów, zobacz także [suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm z 2000 piłeczek](#) oraz [większy suchy basen z piłeczkami](#). Ten model 200x200x60 cm jest wariantem pośrednim: większym i wyższym niż wersja 165x165 cm, ale bardziej kompaktowym niż największe baseny do dużych sal.

Pełną ofertę podobnych produktów znajdziesz w kategorii [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#). Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wypełnienia lub chcesz dobrać kolory osobno, sprawdź również [kulki do suchego basenu](#).

FAQ – suchy basen sensoryczny 200x200 cm z piłeczkami

Czy ten suchy basen zawiera piłeczki?

Tak. W zestawie znajduje się 3000 piłeczek o średnicy 7 cm.

Jakie wymiary ma ten suchy basen?

Basen ma wymiary zewnętrzne 200x200x60 cm. Wysokość ścian wynosi 60 cm, a grubość ścian 20 cm.

Czy basen nadaje się do terapii SI?

Tak. Model może być wykorzystywany w gabinetach terapii integracji sensorycznej, ośrodkach rehabilitacji dziecięcej, przedszkolach, żłobkach i salach zabaw.

Czy można dokupić rampę lub schodki?

Tak. W opcjach produktu można dobrać schodki wejściowe albo rampę dopasowaną do wysokości basenu.

Czym ten model różni się od basenu 165x165 cm?

Ten wariant jest większy: ma 200x200x60 cm, ściany o grubości 20 cm i 3000 piłeczek w zestawie. Model 165x165x50 cm jest bardziej kompaktowy i zawiera 2000 piłeczek.

Czy to jest basen do domu czy do placówki?

Produkt może być używany w domu, ale jego parametry i konstrukcja najlepiej pasują do placówek, gabinetów SI, przedszkoli, żłobków i sal zabaw, gdzie potrzebny jest większy, stabilny basen do regularnego użytkowania.

Zobacz także

Sprawdź także inne [suche baseny z piłeczkami do przedszkola](#), gabinetu SI, sali zabaw i placówki rehabilitacyjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Schodki wejściowe do basenu: Nie , Tak (+ 465,00 zł)

Rampa wejściowa do basenu: Nie , Tak (+ 440,00 zł)