

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/suszarka-na-kaczki-szpitalne-p-3438.html>

Regał na kaczki i baseny WS-03/4 - 1000 mm, półki proste

Cena brutto	4 409,00 zł
Cena netto	3 584,55 zł
Cena poprzednia	4 665,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	WS-03/4
Kod producenta	WS-P-04-3BP-95-N

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny Tech-Med WS-03/4 to wolnostojący model systemu WS przeznaczony do uporządkowanego przechowywania wyposażenia sanitarnego w brudownikach i zapleczech placówek opieki medycznej. Regał ma wymiary **1000 x 400 x 1800 mm** i jest wykonany w całości ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**.

W konfiguracji WS-03/4 zastosowano **3 półki prętowe na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki**. W tym wariantcie półki są mocowane prosto. Dzięki szerokości 1000 mm jest to najszerszy model w grupie WS 3+1.

Wyposażenie regału WS-03/4

- 3 półki prętowe na miski i baseny,
- 1 półka na pokrywki,
- półki mocowane prosto,
- konstrukcja wolnostojąca,
- wykonanie ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9,
- opcjonalne wykonanie na kołach Ø100 mm.

Dane techniczne

Model	WS-03/4
Indeks producenta	WS-P-04-3BP-95-N
Konstrukcja	wolnostojąca
Wymiary	1000 x 400 x 1800 mm
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Półki na miski i baseny	3 szt.
Półka na pokrywki	1 szt.
Sposób mocowania półek	prosto

Maksymalne obciążenie pojedynczej półki	10 kg
Maksymalne całkowite obciążenie regału	30 kg
Opcja dodatkowa	koła Ø100 mm (K8.6)
Wysokość wersji na kołach	1915 mm

Wersja standardowa lub regał na kołach

W podstawowej konfiguracji WS-03/4 jest regałem wolnostojącym bez kół o wysokości 1800 mm. Jeżeli wyposażenie ma być okresowo przemieszczane, można wybrać dodatkowo płatną wersję z **kołami Ø100 mm**. Po zastosowaniu kół wysokość całkowita regału wynosi **1915 mm**.

WS-03/4 z półkami prostymi – jaki wariant porównać?

Jeżeli potrzebny jest regał o tej samej szerokości i układzie 3+1, ale z półkami mocowanymi skośnie, sprawdź [regał WS-03/4 1000 mm z półkami skośnymi](#).

Jeżeli potrzebna jest dodatkowa półka na pokrywkę, odpowiednikiem o szerokości 1000 mm i półkach prostych jest [regał WS-03/5 1000 mm w układzie 3+2](#). Mniejszą wersją z układem 3+1 i półkami prostymi jest [regał WS-02/4 800 mm](#).

Wszystkie dostępne konstrukcje można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#).

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regału należy stosować ciepłą wodę o temperaturze około 40°C z dodatkiem detergentu o delikatnym działaniu oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Po myciu powierzchnię należy dokładnie osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, silnych detergentów, rozpuszczalników organicznych aromatycznych, środków kwaśnych i alkalicznych ani środków wybielających. Regału nie należy poddawać sterylizacji parowej ani wodnej. Dezynfekcję oraz konserwację należy prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące