

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szklana-waga-lazienkowa-salter-9012-st3r-180-kg-kolorowe-paski-p-3543.html>



Szklana waga łazienkowa Salter 9012 ST3R 180 kg – kolorowe paski

Cena brutto **59,00 zł**

Cena netto **47,97 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9012 ST3R**

Opis produktu

Salter 9012 ST3R – szklana waga łazienkowa do codziennego ważenia

Nie każda waga łazienkowa musi wyglądać tak samo. **Salter 9012 ST3R** łączy prosty, elektroniczny pomiar masy ciała z nietypowym wzornictwem. Szklana platforma z wielobarwnymi, pionowymi paskami wprowadza do łazienki wyrazisty akcent, a smukła obudowa nie zajmuje wiele miejsca.

Model przeznaczony jest dla osób, które chcą regularnie kontrolować swoją masę ciała bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji, ustawiania profili użytkowników czy obsługi rozbudowanego menu.

Pomiar do 180 kg z podziałką 100 g

Waga umożliwia pomiar masy ciała do **180 kg**. Wynik prezentowany jest na wyświetlaczu LCD z podziałką 0,1 kg, czyli 100 g. Pozwala to obserwować zmiany masy ciała podczas regularnych pomiarów.

Do wyboru są jednostki kilogramów (kg), funtów (lb) oraz kamieni (st). Dzięki temu sposób wyświetlania wyniku można dopasować do swoich przyzwyczajeń.

Automatyczny pomiar bez włączania przyciskiem

Salter 9012 ST3R wykorzystuje technologię automatycznego uruchamiania po wejściu na platformę. Nie trzeba najpierw naciskać przycisku ani przygotowywać urządzenia do każdego ważenia.

Wystarczy ustawić wagę na odpowiedniej powierzchni, wejść na szklaną platformę i pozostać nieruchomo do wyświetlenia wyniku. Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne przy codziennym użytkowaniu.

Szklana platforma w kolorowe paski

Charakterystycznym elementem modelu 9012 ST3R jest **platforma ze szkła hartowanego**, ozdobiona pasami w różnych kolorach. Kolorowy wzór nadaje urządzeniu dekoracyjny charakter, a gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie jej w czystości.

Waga sprawdzi się zarówno w jasnych, jak i bardziej kolorowych łazienkach. Dzięki niewielkiej wysokości można ją również schować, gdy nie jest używana.

Specyfikacja techniczna Salter 9012 ST3R

Producent / marka	Salter
Model	9012 ST3R
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa / osobowa
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka pomiarowa	0,1 kg (100 g)
Jednostki pomiaru	kg, lb, st
Materiał platformy	Szkło hartowane
Kolorystyka	Wielokolorowa, pionowe paski
Wyświetlacz	LCD
Uruchamianie pomiaru	Automatycznie po wejściu na platformę
Zasilanie	1 bateria CR2032 (w zestawie)
Wymiary urządzenia	ok. 30,2x30,2x2,5 cm
Analiza składu ciała	Nie
Przeznaczenie	Domowa kontrola masy ciała

Jak korzystać z wagi, aby porównywać wyniki?

Wagę najlepiej ustawić na twardej, równej i stabilnej podłodze. Podczas pomiaru należy stać spokojnie, równomiernie rozkładając ciężar na obie stopy.

W przypadku regularnego kontrolowania masy ciała warto ważyć się o zbliżonej porze dnia, najlepiej w podobnych warunkach. Naturalne wahania masy związane z posiłkami, nawodnieniem i aktywnością fizyczną mogą wpływać na wynik.

Do czyszczenia szklanej powierzchni wystarczy miękka, lekko wilgotna ściereczka. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.

Prosta waga osobowa czy model z analizatorem?

Salter 9012 ST3R skupia się na podstawowej funkcji – pomiarze masy ciała. Nie oblicza zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej ani wskaźnika BMI.

Jeśli potrzebujesz urządzenia do zwykłego ważenia, ten model zapewnia prostą obsługę i czytelny odczyt. Jeśli natomiast interesują Cię dodatkowe parametry, porównaj inne [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#).