

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/sznurówka-ledzwiowo-krzyzowa-p-1070.html>



Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	87,96 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-c SLK 701/SM-TGO-R SLK 70

Opis produktu

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa wykonana została z elastycznego materiału, który jednocześnie przepuszcza powietrze oraz odprowadza ciepło oraz wilgoć z ciała.

Gorset **złożony jest z trzech części**. Pierwszą z nich jest elastyczny materiał zapinany z przodu na rzep. Drugą część stanowią giętkie fiszbiny, które mają za zadanie odciążać kręgosłup. Trzecią częścią sznurówki są skrzyżowane pasy wzmacniające.

Gorset ma wysokość 26 cm, co jest idealnym wymiarem dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Produkowany jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar gorsetu (obwód pasa):

S - 70 - 80 cm
M - 80 - 90 cm
L - 90 - 100 cm
XL - 100 - 110 cm
XXL - 110 - 120 cm

Cechy sznurówki:

- wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności
 - składa się z 3 części:
- materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep
 - giętkich fiszbin (stałek) odciążających i stabilizujących kręgosłup
 - skrzyżowanych pasów wzmacniających
-
- materiał odprowadzający nadmiar ciepła i wilgoci
 - materiał przepuszczający powietrze
 - wysokość gorsetu - 26 cm
 - znajduje zastosowanie w zespołach bólowych
 - dostępne 5 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Sznurówka zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- dyskopatia
- procesy zapalne stawów kręgosłupa
- bóle zmęczeniowe i przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- w celach rehabilitacji pourazowej

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): S - 70 - 80 cm , M - 80 - 90 cm , L - 90 - 100 cm , XL - 100 - 110 cm , XXL - 110 - 120 cm