

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-dietetyczna-salter-1440-nutri-weigh-go-3-kg-1-g-analiza-kalorii-p-3552.html>



## Waga dietetyczna Salter 1440 Nutri-Weigh & Go 3 kg / 1 g – analiza kalorii

Cena brutto **49,00 zł**

Cena netto **39,84 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1440**

### Opis produktu

#### Salter 1440 Nutri-Weigh & Go – waga, która pomaga analizować zawartość posiłków

Nie zawsze wystarczy wiedzieć, ile waży przygotowany posiłek. Czasami równie ważne jest poznanie jego kaloryczności oraz ilości białka, tłuszczów czy węglowodanów. **Waga dietetyczna Salter 1440 Nutri-Weigh & Go** łączy elektroniczny pomiar masy produktów z funkcją analizy wartości odżywczych na podstawie wbudowanej bazy żywności.

To urządzenie przeznaczone do domowej kontroli porcji i prowadzenia zapisów żywieniowych. Składana obudowa chroni panel sterowania podczas przechowywania, a kompaktowa konstrukcja sprawia, że wagę można schować po zakończeniu korzystania.

#### Analiza kalorii i wartości odżywczych

Salter 1440 zawiera **bazę ponad 1400 produktów spożywczych**. Po wybraniu produktu z pamięci i określeniu jego masy urządzenie przedstawia odpowiadające porcji dane żywieniowe.

W zależności od dostępnych informacji o wybranym produkcie można sprawdzić między innymi:

- **kalorie** – wartość energetyczną porcji,
- **białko** – ilość białka w odmierzonym produkcie,
- **węglowodany** – przydatne przy analizowaniu jadłospisu,
- **tłuszcze** – zawartość tłuszczu w porcji,
- **błonnik** – ilość błonnika pokarmowego,
- **cholesterol i inne informacje żywieniowe** – zgodnie z danymi dostępnymi w bazie.

**Ważne:** urządzenie nie wykonuje laboratoryjnej analizy składu żywności. Wartości odżywcze są wyznaczone na podstawie masy produktu i informacji zapisanych w bazie danych. Wynik zależy zatem od prawidłowego wyboru artykułu spożywczego.

#### Kontrola porcji i zapisywanie spożycia

Waga umożliwia nie tylko jednorazowe sprawdzenie wartości odżywczych, lecz również rejestrowanie informacji o spożywanych produktach. Funkcja pamięci pozwala analizować zgromadzone dane żywieniowe w okresie do 7 dni.

Takie rozwiązanie może być pomocne przy planowaniu jadłospisu, porównywaniu wielkości porcji i bardziej świadomym przygotowywaniu posiłków. Urządzenie nie wymaga korzystania z osobnej wagi do odmierzania produktów.

## Ważenie do 3 kg z podziałką 1 g

**Salter 1440** pozwala odmierzać składniki spożywcze o łącznej masie do 3 kg. Podziałka pomiaru wynosi 1 g, dzięki czemu można wygodnie kontrolować gramaturę produktów używanych w codziennej kuchni.

Funkcja **Add & Weigh** umożliwia wyzerowanie wskazania wagi podczas dodawania kolejnych składników. Pozwala również uwzględnić masę używanego naczynia, tak aby odczytać masę samej żywności. Łączna masa naczynia i produktów nie może przekroczyć dopuszczalnego obciążenia urządzenia.

## Składana konstrukcja i wygodna obsługa

W odróżnieniu od tradycyjnej wagi z otwartą platformą Salter Nutri-Weigh & Go posiada składaną obudowę. Po otwarciu użytkownik otrzymuje dostęp do powierzchni ważącej, wyświetlacza i przycisków służących do obsługi funkcji dietetycznych.

Po zakończeniu pracy urządzenie można złożyć i przechowywać w szafce lub szufladzie. Srebrna kolorystyka i cyfrowy odczyt nadają wadze funkcjonalny, uporządkowany wygląd.

## Specyfikacja techniczna Salter 1440

| Parametr                        | Dane produktu                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Marka                           | Salter                                                                  |
| Model                           | 1440                                                                    |
| Seria                           | Nutri-Weigh & Go                                                        |
| Rodzaj urządzenia               | Elektroniczna waga dietetyczna                                          |
| Maksymalne obciążenie           | 3 kg                                                                    |
| Podziałka pomiaru masy          | 1 g                                                                     |
| Analiza wartości odżywczych     | Tak, na podstawie wbudowanej bazy produktów                             |
| Baza żywności                   | Ponad 1400 produktów                                                    |
| Analizowane informacje          | Kalorie, białko, węglowodany, tłuszcze i inne wartości dostępne w bazie |
| Zapisywanie danych żywieniowych | Tak                                                                     |
| Okres rejestracji spożycia      | Do 7 dni                                                                |
| Funkcja Add & Weigh             | Tak                                                                     |
| Tarowanie / zerowanie           | Tak                                                                     |
| Wyświetlacz                     | Cyfrowy LCD                                                             |
| Konstrukcja                     | Składana                                                                |
| Kolor                           | Srebrny                                                                 |
| Zasilanie                       | 3 baterie AAA (w zestawie)                                              |
| Przeznaczenie                   | Domowy pomiar porcji i analiza danych żywieniowych                      |

## Jak korzystać z wagi dietetycznej?

Po rozłożeniu urządzenia należy ustawić je na stabilnym, poziomym podłożu. W trybie ważenia można odmierzyć masę

---

produktu. Aby uzyskać informacje żywieniowe, należy wybrać odpowiednią pozycję z wbudowanej bazy.

Urządzenie korzysta z nazw i danych produktów zapisanych w pamięci. W dostępnych materiałach dotyczących modelu opisano wyszukiwanie żywności według angielskich nazw.

Po użyciu wagę należy oczyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

## Czy Salter 1440 to odpowiednia waga do Twojej kuchni?

Model Nutri-Weigh & Go jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które oprócz gramatury chcą sprawdzać informacje dotyczące składu odżywczego porcji. Może służyć również jako zwykła elektroniczna waga do odmierzania składników.

Jeżeli szukasz urządzenia wyłącznie do codziennego ważenia, bez rozbudowanych funkcji żywieniowych, sprawdź również [pozostałe wagi kuchenne dostępne w SaleMED](#).