

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-homedics-mibody-360-z-zapisek-wynikow-i-analiza-bia-powystawowa-p-3551.html>



Waga HoMedics MiBody 360 z zapisem wyników i analizą BIA – powystawowa

Cena brutto **59,00 zł**

Cena netto **47,97 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **360SC**

Opis produktu

HoMedics MiBody 360 – waga osobowa z funkcją zapisywania pomiarów

Regularnie kontrolujesz masę ciała i chcesz zachować historię pomiarów? **HoMedics MiBody 360** to elektroniczna waga łazienkowa zaprojektowana z myślą o codziennym ważeniu oraz analizowaniu wybranych parametrów organizmu.

Urządzenie wyposażono w szklaną platformę, cyfrowy wyświetlacz LCD oraz system zapisu danych pomiarowych. W odróżnieniu od podstawowych wag osobowych model MiBody 360 został opracowany również do współpracy z komputerowym programem analizującym historię wyników.

W SaleMED.pl oferujemy ten model w wersji **powystawowej**. Dzięki temu można kupić urządzenie z rozbudowanymi funkcjami, akceptując możliwe niedoskonałości wizualne.

Co potrafi waga HoMedics MiBody 360?

System MiBody 360 został wyposażony w funkcje pozwalające na szacunkową ocenę składu organizmu. Obejmują one:

- **Pomiar masy ciała** – odczyt wyniku na wyświetlaczu LCD.
- **Analizę tkanki tłuszczowej** – szacowanie procentowej zawartości tłuszczu.
- **Analizę zawartości wody** – orientacyjne określanie udziału wody w organizmie.
- **Analizę masy mięśniowej** – pomoc w obserwowaniu zmian składu ciała.
- **BMI** – wskaźnik relacji masy ciała do wzrostu.
- **BMR** – szacunkową podstawową przemianę materii.

Analiza składu ciała wykorzystuje metodę BIA (impedancję bioelektryczną). Jej wyniki są wartościami orientacyjnymi i mogą zmieniać się między innymi w zależności od nawodnienia oraz warunków pomiaru.

Ważne: w tym modelu bezpośredni wyświetlacz służy przede wszystkim do prezentowania masy ciała. Rozbudowane wyniki analizy przewidziano do przeglądania w programie MiBody 360 na komputerze.

Do 30 wyników dla każdego z 6 użytkowników

W oryginalnym systemie HoMedics MiBody 360 przewidziano **6 indywidualnych profili**. Każdy może przechowywać do 30 zapisanych pomiarów przed przeniesieniem danych.

Historia wyników pozwalała porównywać kolejne ważenia wraz z datą i godziną. Rozwiązanie to opracowano dla osób, które chcą obserwować zmiany na przestrzeni tygodni lub miesięcy.

Konfiguracja profili i korzystanie z rozszerzonych funkcji były powiązane z dedykowanym oprogramowaniem MiBody 360.

Transfer USB – funkcja starszej generacji

HoMedics MiBody 360 została zaprojektowana do przekazywania zapisanych pomiarów do komputera poprzez pamięć USB. Oryginalny program umożliwiał prezentowanie historii w postaci tabel i wykresów.

Jest to jednak rozwiązanie opracowane dla starszych komputerów. Dokumentacja wskazuje zgodność z Windows 2000, XP, Vista i Windows 7. **Nie gwarantujemy działania programu na Windows 10 i Windows 11.**

W przypadku oferty powystawowej dostępność oryginalnego nośnika USB i oprogramowania wymaga osobnego potwierdzenia. Funkcji komputerowych nie należy traktować jako gwarantowanych bez sprawdzenia kompletności zestawu.

Codzienne ważenie bez dodatkowych urządzeń

Do podstawowego pomiaru masy ciała nie jest potrzebny komputer ani połączenie z Internetem. Wystarczy ustawić wagę na twardej, stabilnej i równej powierzchni, a następnie wejść na platformę.

Cyfrowy wyświetlacz pokazuje wynik ważenia. Szklana powierzchnia urządzenia jest łatwa do przecierania lekko wilgotną ściereczką. Nie należy zanurzać wagi w wodzie.

Produkt powystawowy – co warto wiedzieć?

Oferowana waga nie jest fabrycznie nowa. Była przeznaczona do ekspozycji lub została wcześniej rozpakowana. Jej wygląd może odbiegać od fabrycznie zapakowanego egzemplarza.

- Na platformie i obudowie mogą występować rysy oraz otarcia.
- Możliwe są ślady wcześniejszego użytkowania lub przechowywania.
- Pudełko może być otwarte, wgniecione, naderwane lub uszkodzone.
- Stan wizualny poszczególnych egzemplarzy może się różnić.

Produkt oferowany jest jako sprawny w zakresie podstawowego ważenia. Zdjęcia przedstawiają model i nie muszą uwzględniać indywidualnych śladów ekspozycji konkretnej sztuki.

Specyfikacja techniczna HoMedics MiBody 360

Parametr	Dane techniczne
Producent	HoMedics
Seria	MiBody 360
Rodzina modeli	360SC
Rodzaj urządzenia	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Stan produktu	Powystawowy / outlet
Technologia analizy	BIA – impedancja bioelektryczna
Podziałka ważenia	0,1 kg / 100 g
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, w systemie MiBody 360
Analiza zawartości wody	Tak, w systemie MiBody 360
Analiza masy mięśniowej	Tak, w systemie MiBody 360

Parametr	Dane techniczne
Wskaźniki BMI i BMR	Tak, w historycznym programie komputerowym
Liczba profili	Do 6 użytkowników
Pamięć	Do 30 wyników na profil
Data i godzina	Funkcja rejestrowania czasu pomiaru
Przesyłanie danych	Pamięć USB w oryginalnym systemie MiBody 360
Oprogramowanie	MiBody 360 – starsze systemy Windows
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD
Platforma	Szklana
Zasilanie	4 baterie AA (w zestawie)
Przeznaczenie	Użytek domowy

Bezpieczeństwo i właściwe warunki pomiaru

Wagę należy ustawić na stabilnym, twardym podłożu. Analizę składu ciała wykonuje się zgodnie z instrukcją, zapewniając odpowiedni kontakt bosych stóp z elektrodami.

Ze względu na wykorzystanie sygnału elektrycznego urządzenie nie jest przeznaczone dla osób z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym urządzeniem medycznym. Instrukcja przewiduje użytkowanie przez osoby od 16. roku życia i wskazuje, że urządzenie nie nadaje się do stosowania w czasie ciąży.

Wyniki analizy mają charakter informacyjny. Nie służą do stawiania diagnozy ani zastępowania badań medycznych.

Wybierz wagę odpowiednią do swoich potrzeb

Jeżeli zależy Ci na elektronicznym ważeniu i możliwości korzystania z historycznego systemu zapisu wyników, HoMedics MiBody 360 może być interesującym wyborem.

Jeżeli natomiast potrzebujesz prostszej wagi bez programu komputerowego, sprawdź również [mechaniczną wagę Salter 484 WHDR w wersji outletowej](#).

Więcej modeli do użytku domowego znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe SaleMED.pl](#).