

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-kuchenna-salter-arc-1066-bkdr15-3-kg-1-g-outlet-powystawowy-p-3537.html>



Waga kuchenna Salter Arc 1066 BKDR15 3 kg / 1 g - OUTLET POWYSTAWOWY

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1066 BKDR15 OUTLET

Opis produktu

Salter Arc 1066 BKDR15 – waga kuchenna w wersji outletowej

Salter Arc 1066 BKDR15 to kompaktowa elektroniczna waga kuchenna o maksymalnym obciążeniu **3 kg** i podziałce pomiaru masy **1 g**. Oferowany egzemplarz pochodzi z ekspozycji lub sprzedaży outletowej i może posiadać drobne ślady użytkowania.

Produkt jest sprawny i gotowy do użytkowania. Możliwe są powierzchniowe zarysowania, niewielkie ślady ekspozycji, otarcia lub uszkodzenia opakowania. Są to wady wizualne, które nie wpływają na prawidłowe działanie urządzenia.

Co oznacza produkt powystawowy?

Produkt powystawowy mógł być wcześniej prezentowany, rozpakowany lub sprawdzany. Z tego względu jego wygląd może nie odpowiadać stanowi fabrycznie nowego egzemplarza.

- produkt jest sprawny i funkcjonalny,
- możliwe są drobne zarysowania lub otarcia obudowy,
- mogą występować ślady ekspozycji lub krótkotrwałego użytkowania,
- opakowanie może być uszkodzone, otwarte lub nosić ślady magazynowania,
- ewentualne niedoskonałości mają charakter wizualny i nie wpływają na działanie urządzenia.

Tarowanie Add & Weigh

Funkcja **Add & Weigh** umożliwia ważenie kilku składników kolejno w jednym naczyniu. Po dodaniu produktu można wyzerować wskazanie i odmierzyć następny składnik bez opróżniania miski.

Rozwiązanie sprawdza się podczas przygotowywania ciast, deserów, pieczywa i innych potraw wymagających odmierzania kilku składników po kolei.

Wyświetlacz LCD i kompaktowa konstrukcja

Wynik pomiaru jest prezentowany na czytelnym **wyświetlaczu LCD**. Waga pozwala na zmianę jednostek pomiarowych i dzięki płaskiej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca w kuchni.

- maksymalne obciążenie: 3 kg,
- podziałka pomiaru masy: 1 g,

-
- funkcja tarowania Add & Weigh,
 - ważenie kilku składników w jednym naczyniu,
 - wyświetlacz LCD,
 - kompaktowa konstrukcja,
 - platforma z tworzywa ABS,
 - zasilanie baterią CR2032 (dołączona do zestawu).

Specyfikacja techniczna

Marka	Salter
Seria	Arc
Model / MPN	1066 BKDR15
Rodzaj	elektroniczna waga kuchenna
Kolor	czarny
Maksymalne obciążenie	3 kg
Podziałka pomiaru masy	1 g
Wyświetlacz	LCD
Funkcja tarowania	tak – Add & Weigh
Materiał platformy	tworzywo ABS
Wymiary urządzenia	ok. 18x18x2,5 cm
Zasilanie	1 bateria CR2032 (w zestawie)
Stan produktu	powystawowy / outlet

Stan wizualny produktu outletowego

Ze względu na charakter sprzedaży outletowej poszczególne egzemplarze mogą różnić się zakresem śladów wizualnych. Mogą występować m.in. drobne rysy, otarcia lub ślady ekspozycji. Opakowanie może być uszkodzone lub niepełnowartościowe pod względem wizualnym.

Produkt pozostaje **sprawny, funkcjonalny i gotowy do użytkowania**. Jeżeli istotny jest dla Ciebie idealny wygląd urządzenia i opakowania, wybierz wersję fabrycznie nową.

Zobacz także pozostałe [wagi kuchenne dostępne w SaleMED.pl](https://www.salemed.pl/wagi-kuchenne).