

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-kuchenna-z-dzbankiem-p-459.html>



Stalowa waga kuchenna Salter 099SSBKDR 2,2 kg / 25 g z dzbankiem

Cena brutto **69,00 zł**

Cena netto **56,10 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **099SSBKDR**

Opis produktu

Mechaniczna waga kuchenna Salter – odmierzanie bez baterii

Salter 099SSBKDR to klasyczna mechaniczna waga kuchenna dla osób, które cenią prostą obsługę i nie chcą korzystać z baterii ani elektronicznego wyświetlacza. Pomiar odbywa się za pomocą tradycyjnego mechanizmu i czytelnej skali umieszczonej w podstawie urządzenia.

Waga umożliwia odmierzanie produktów o masie do **2,2 kg**, a podziałka skali wynosi **25 g**. Sprawdzi się przy odmierzaniu mąki, cukru, płatków, owoców, bakalii oraz innych składników używanych podczas przygotowywania posiłków.

Stalowy dzbanek ułatwia odmierzanie składników

W zestawie znajduje się praktyczny **dzbanek ze stali nierdzewnej**. Można umieścić w nim ważone produkty bez konieczności używania dodatkowego naczynia. Wyprofilowany kształt i uchwyt ułatwiają przenoszenie oraz przesypywanie odmierzonych składników.

Po zakończeniu pracy mechanizm wagi można umieścić wewnątrz dzbanka. Takie rozwiązanie ogranicza ilość miejsca potrzebnego do przechowywania i dodatkowo chroni skalę przed kurzem.

Zerowanie pozwala dodawać kolejne produkty

Model 099SSBKDR wyposażono w funkcję **Add & Weigh**, czyli możliwość ponownego ustawienia wskazania na zero. Dzięki temu po odmierzaniu pierwszego składnika można pozostawić go w dzbanku, wyzerować wagę i dodać następny.

Rozwiązanie jest przydatne szczególnie wtedy, gdy kilka składników trzeba przygotować w jednym naczyniu. Nie trzeba za każdym razem opróżniać dzbanka ani wykonywać dodatkowych obliczeń.

Czytelna skala i prosta konstrukcja

Mechaniczny sposób działania oznacza brak baterii, przewodów i ustawień elektronicznych. Po ustawieniu wagi na stabilnym podłożu oraz wyzerowaniu wskazówki urządzenie jest gotowe do pracy.

Obracana skala ułatwia ustawienie punktu zerowego i odczyt wyniku. Połączenie czarnej podstawy z elementami ze stali nierdzewnej nadaje wadze klasyczny wygląd pasujący zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej kuchni.

Specyfikacja techniczna Salter 099SSBKDR

Marka	Salter
Model	099SSBKDR
Rodzaj	mechaniczna waga kuchenna
Maksymalne obciążenie	2,2 kg
Podziałka	25 g
Funkcja zerowania	tak – Add & Weigh
Naczynie	dzbanek ze stali nierdzewnej
Zasilanie	nie wymaga baterii
Odczyt wyniku	mechaniczna, obracana skala
Kolor	stal nierdzewna / czarny

Waga kuchenna do codziennego odmierzania

Salter 099SSBKDR będzie dobrym wyborem dla osób preferujących tradycyjne urządzenia mechaniczne. Brak elektroniki, stalowy dzbanek i możliwość zerowania sprawiają, że jest to proste narzędzie do codziennego odmierzania składników.

Zobacz także pozostałe [wagi kuchenne dostępne w SaleMED.pl](#).