

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-kuchenna-z-opcja-wazenia-plynow-p-460.html>



Elektroniczna waga kuchenna Salter 4010 CRDR 3 kg z misą stalową

Cena brutto **99,00 zł**

Cena netto **80,49 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **4010**

Opis produktu

Salter 4010 CRDR – elektroniczna waga kuchenna z misą ze stali nierdzewnej

Salter 4010 CRDR to elektroniczna waga kuchenna przeznaczona do codziennego odmierzania składników podczas gotowania i pieczenia. Charakterystyczna misa ze stali nierdzewnej może służyć zarówno do ważenia, jak i przygotowywania składników, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem korzystać z dodatkowego naczynia.

Waga pozwala ważyć produkty do **3 kg**, a funkcja **Aquatronic** umożliwia również odmierzanie objętości płynów na bazie wody. Wynik prezentowany jest na czytelnym elektronicznym wyświetlaczu.

Ważenie kilku składników w jednej misie

Funkcja **Add & Weigh**, czyli dodawania i zerowania, pozwala wygodnie przygotowywać przepisy składające się z wielu produktów. Po odważeniu pierwszego składnika wystarczy wyzerować wskazanie i dodać kolejny produkt do tej samej misy.

Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne podczas przygotowywania ciast, pieczywa, sosów czy innych potraw wymagających odmierzania kilku składników po kolei.

Aquatronic – pomiar płynów bez dodatkowej miarki

Salter 4010 CRDR umożliwia przełączanie pomiędzy ważeniem produktów stałych oraz pomiarem objętości płynów. Dla produktów stałych dostępne są jednostki **g** oraz **lb:oz**, natomiast przy pomiarze płynów można korzystać z **ml** oraz **fl.oz**.

Funkcja Aquatronic przeznaczona jest przede wszystkim do płynów na bazie wody, takich jak woda, mleko, śmietana czy wino. W przypadku oleju odczyt objętości może być mniej dokładny ze względu na jego inną gęstość – w takim przypadku najlepiej korzystać z pomiaru masy zgodnie z przepisem.

Stalowa misa – wygodna podczas przygotowywania potraw

Do wagi dołączona jest **misa ze stali nierdzewnej**. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie jej w czystości, a samą misę można myć w zmywarce. Dzięki temu może być wykorzystywana nie tylko do odmierzania produktów, lecz także do ich mieszania i przygotowywania.

Po użyciu podstawę wagi wystarczy przetrzeć lekko wilgotną ściereczką. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani czyścić środkami ściernymi.

Najważniejsze funkcje Salter 4010 CRDR

- maksymalne obciążenie do **3 kg**,
- elektroniczny pomiar składników kuchennych,
- funkcja **Add & Weigh** do dodawania kolejnych składników,
- funkcja **Aquatronic** do pomiaru płynów,
- jednostki masy: g oraz lb:oz,
- jednostki objętości: ml oraz fl.oz.,
- misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- czytelny, podświetlany wyświetlacz,
- automatyczne wyłączanie oszczędzające baterie,
- zasilanie: 3 baterie AA.

Specyfikacja techniczna

Producent	Salter
Model	4010 CRDR
Rodzaj	Elektroniczna waga kuchenna z misą
Stan	Nowy
Maksymalne obciążenie	3 kg
Pomiar płynów	Tak – funkcja Aquatronic
Zakres pomiaru płynów	do 3 l
Jednostki masy	g, lb:oz
Jednostki objętości	ml, fl.oz.
Tarowanie / zerowanie	Tak – Add & Weigh
Misa	Stal nierdzewna
Mycie misy w zmywarce	Tak
Wyświetlacz	Elektroniczny, podświetlany
Automatyczne wyłączenie	Tak
Zasilanie	3 × bateria AA
Kolor	Srebrny / chromowany
Przeznaczenie	Użytek domowy

Do codziennego gotowania i pieczenia

Połączenie elektronicznego pomiaru, stalowej misy i funkcji zerowania sprawia, że Salter 4010 CRDR dobrze sprawdzi się podczas przygotowywania zarówno prostych posiłków, jak i bardziej wymagających przepisów. Możliwość odmierzania masy oraz objętości ogranicza potrzebę korzystania z dodatkowych miarek i naczyń.

Zobacz również pozostałe [wagi kuchenne dostępne w SaleMED](#).