

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-9007-p-347.html>



## Waga osobowa elektroniczna Salter 9007 – czarna szklana, 180 kg

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Cena brutto     | <b>90,00 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>73,17 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>119,98 zł</b> |
| Dostępność      |                  |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>9007</b>       |

### Opis produktu

#### Salter 9007 – elektroniczna waga osobowa z dużym wyświetlaczem

Nie każda waga łazienkowa musi mieć analizator składu ciała i rozbudowane funkcje. **Salter 9007** to model przeznaczony do podstawowego zadania: wygodnego sprawdzania masy ciała w warunkach domowych.

Urządzenie łączy **czarną szklaną platformę**, elektroniczny pomiar do 180 kg oraz duży ekran LCD. Dzięki temu dobrze sprawdzi się u osób, które chcą regularnie się ważyć, bez korzystania z aplikacji i dodatkowych ustawień.

#### Duży ekran LCD – łatwiejszy odczyt wyniku

Charakterystycznym elementem wagi jest wyświetlacz LCD o wymiarach **9x4 cm**. Duże niebieskie cyfry pozwalają wygodnie sprawdzić wskazanie podczas ważenia.

To rozwiązanie dla osób, które przy wyborze urządzenia zwracają szczególną uwagę na czytelność ekranu, a nie na liczbę dostępnych funkcji.

#### Pomiar masy ciała do 180 kg z podziałką 100 g

Model Salter 9007 umożliwia ważenie do **180 kg**. Wynik wyświetlany jest z podziałką **100 g (0,1 kg)**, co ułatwia obserwowanie zmian masy ciała podczas kolejnych pomiarów.

Waga nadaje się do codziennej kontroli masy ciała. Nie zastępuje natomiast analizatora, który dodatkowo określa zawartość tłuszczu, wody lub masy mięśniowej.

#### Czarna szklana platforma do domowej łazienki

Powierzchnia wagi wykonana jest ze szkła w czarnym kolorze. Minimalistyczne wzornictwo pozwala łatwo dopasować urządzenie do różnych aranżacji łazienki.

Gładką powierzchnię można przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia należy unikać zalewania urządzenia wodą oraz używania środków mogących zarysować szkło.

#### Najważniejsze zalety wagi Salter 9007

- 
- **Pomiar do 180 kg** – szeroki zakres do zastosowań domowych.
  - **Podziałka 100 g** – wygodne porównywanie kolejnych wyników ważenia.
  - **Duży wyświetlacz LCD** – cyfry dobrze widoczne na ekranie.
  - **Szklana platforma** – nowoczesny wygląd i łatwe przecieranie powierzchni.
  - **Prosta funkcjonalność** – pomiar masy ciała bez rozbudowanej konfiguracji.
  - **Zasilanie CR2032** – wymienna bateria guzikowa.

## Specyfikacja techniczna Salter 9007

| Parametr              | Wartość                       |
|-----------------------|-------------------------------|
| Producent             | Salter                        |
| Model                 | 9007                          |
| Rodzaj                | Elektroniczna waga osobowa    |
| Przeznaczenie         | Domowy pomiar masy ciała      |
| Maksymalne obciążenie | 180 kg                        |
| Podziałka pomiaru     | 100 g / 0,1 kg                |
| Wyświetlacz           | LCD                           |
| Wymiary wyświetlacza  | 9x4 cm                        |
| Kolor cyfr            | Niebieski                     |
| Materiał platformy    | Szkło                         |
| Kolor platformy       | Czarny                        |
| Zasilanie             | 1 bateria CR2032 (w zestawie) |
| Analiza składu ciała  | Nie                           |

## Jak prawidłowo korzystać z wagi osobowej?

Aby pomiary były możliwie powtarzalne, postaw wagę na twardej, stabilnej i równej podłodze. Podczas ważenia stój nieruchomo, rozkładając ciężar ciała na obie stopy.

Jeżeli porównujesz wyniki z różnych dni, warto ważyć się w zbliżonych warunkach, najlepiej o tej samej porze. Na wskazanie mogą wpływać między innymi pora dnia, posiłki, nawodnienie i odzież.

## Wagi łazienkowe – wybierz model do swoich potrzeb

Salter 9007 jest dobrym wyborem, gdy potrzebujesz klasycznej wagi elektronicznej z dużym ekranem, bez dodatkowych pomiarów składu ciała.

Jeżeli szukasz innego zakresu ważenia lub urządzenia z funkcjami analizy organizmu, sprawdź również [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED.pl](#).