

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-do-celu-p-772.html>



Waga łazienkowa Salter 9063 Goal Tracker 150 kg – powystawowa

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Cena poprzednia	149,00 zł
Dostępność	



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9063

Opis produktu

Waga łazienkowa Salter 9063 – kontroluj masę ciała i obserwuj postępy

Salter 9063 Goal Tracker to elektroniczna waga łazienkowa, która pozwala nie tylko sprawdzić aktualną masę ciała, ale również porównać ją z wcześniej ustaloną wartością docelową. Jest przydatna dla osób regularnie monitorujących zmiany masy ciała, niezależnie od tego, czy chcą schudnąć, przybrać na wadze, czy utrzymać określony wynik.

Urządzenie obsługuje **8 profili użytkowników**, zapisuje historię ostatnich pomiarów i umożliwia zwykłe ważenie bez konieczności każdorazowego korzystania z dodatkowych funkcji.

Oferowana waga jest produktem powystawowym. Może posiadać zarysowania, otarcia i inne ślady użytkowania. Opakowanie również może nosić ślady przechowywania lub być uszkodzone.

Sprawdź, ile dzieli Cię od wyznaczonej masy ciała

Funkcja **Goal Tracking** umożliwia zapisanie indywidualnej masy docelowej. Podczas ważenia w wybranym profilu urządzenie wyświetla bieżący wynik, wartość docelową oraz różnicę pomiędzy nimi.

Przykładowo, jeśli Twoim celem jest 80 kg, a aktualny pomiar wynosi 83 kg, waga wskaże różnicę 3 kg. Dzięki temu nie trzeba samodzielnie porównywać każdego odczytu z zaplanowaną wartością.

Funkcja ta służy do monitorowania masy ciała. Nie jest pomiarem tkanki tłuszczowej ani medyczną oceną prawidłowej masy ciała.

Pamięć wyników dla całej rodziny

Salter 9063 pozwala utworzyć **8 niezależnych profili użytkowników**. Każda osoba może korzystać z własnej wartości docelowej oraz przeglądać historię pomiarów.

W pamięci danego profilu przechowywane są **4 ostatnie wyniki ważenia**. Umożliwia to szybkie porównanie kolejnych odczytów bez zapisywania ich w notesie.

Proste ważenie dzięki funkcji Step-On

Waga może działać również jak standardowa elektroniczna waga osobowa. Po przygotowaniu i inicjalizacji urządzenia wystarczy wejść na platformę, aby rozpocząć pomiar.

Do codziennego ważenia najlepiej ustawić wagę na twardej, równej powierzchni. Pomiary wykonywane o zbliżonej porze dnia i w podobnych warunkach ułatwiają porównywanie wyników.

Produkt powystawowy – informacje przed zakupem

W sprzedaży znajduje się **wersja powystawowa Salter 9063**, a nie produkt fabrycznie nowy.

W zależności od egzemplarza mogą występować:

- zarysowania powierzchni i obudowy,
- otarcia oraz widoczne ślady użytkowania,
- ślady wynikające z wcześniejszej ekspozycji lub przechowywania,
- otwarte, wgniecione, naderwane lub uszkodzone opakowanie.

Zdjęcia prezentują model produktu. Rzeczywisty wygląd poszczególnych egzemplarzy powystawowych może się różnić pod względem rodzaju i rozmieszczenia śladów.

Specyfikacja techniczna Salter 9063

Parametr	Wartość
Producent	Salter
Model	9063
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa
Stan produktu	Powystawowy
Maksymalne obciążenie	150 kg
Podziałka pomiaru	100 g / 0,1 kg
Funkcja Goal Tracking	Tak – ustawianie i kontrola masy docelowej
Liczba profili użytkowników	8
Pamięć pomiarów	4 ostatnie wyniki dla każdego użytkownika
Ważenie Step-On	Tak
Jednostki pomiaru	kg, lb, st
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD
Materiał platformy	Tworzywo sztuczne ze szklaną wstawką
Kolorystyka	Biało-czarna
Zasilanie	4 baterie AAA (w zestawie)
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy ciała

Czy Salter 9063 jest odpowiednią wagą dla Ciebie?

Model 9063 jest przeznaczony dla osób, które oprócz bieżącego wyniku ważenia chcą mieć możliwość porównania go z wybranym celem oraz sprawdzenia kilku poprzednich pomiarów.

Warto pamiętać, że nie jest to analizator składu ciała. Urządzenie nie wykonuje pomiaru zawartości tłuszczu, wody ani masy mięśniowej.

Jeżeli szukasz innego rodzaju urządzenia do domowego ważenia, sprawdź również [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#) i porównaj ich funkcje oraz maksymalne obciążenie.